



Reha-Technika Kft
Partner az ortopédtechnikai anyag-alkatrész ellátásban

PROTETIKAI-ORTETIKAI ANYAG KATALÓGUS

***PROSTHESIS AND ORTHOSIS
MATERIAL CATALOG***

**Reha-Technika Kft.**

H2161 Csomád Esztergály utca 49.

Adószám: 12374407-2-13

VAT:HU12374407

Tel.: +36/28/792-301

Email: sales at rehatechnika dot hu

Weboldal: www.rehatechnika.hu

HU

Kiadó: Reha-Technika Kft.

Ezt a kiadványt szerzői jogok védik. Sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.
Copyright Reha-Technika Ltd.

Katalógust készítette és szerkesztette Kovács Tünde.

A termékválaszték nem teljeskörű, egyéni igények esetén érdeklődjön az elérhetőségeink egyikén.

A katalógusban feltüntetett méretek, súlyok, színek irányadók, ettől minimális eltérés lehetséges.

A kiadványban szereplő képek illusztrációk, fenntartjuk a jogot modell, szín változtatásra.

Észrevételét a sales kukac rehatechnika pont hu e-mail címen megteheti.

Nyomdai hibák miatt felelősséget nem vállalunk.

ENG

Publisher: Reha-Technika Ltd.

This publication is protected by copyright. Reproduction can only be done with the written permission of the owner. Copyright Reha-Technika Ltd.

A catalog was prepared and edited by Ms. Tünde Kovács.

The product range is not complete, please contact one of our contact details for individual needs.

The dimensions, weights and colors shown in the catalog are subject to a minimum deviation.

The pictures in this publication are illustrations, we reserve the right to model, color change.

You can do so by e-mail at sales at rehatechnika dot hu.

We are not responsible for printing mistakes.

TARTALOM JEGYZÉK- CONTENTS

1.	Reha-Technika Megfelelősségi nyilatkozat <i>Reha-Technika CE</i>	4.
2.	Reha-Technika Bevezetés <i>Reha-Technika Introduction</i>	5.
3.	Reha-Technika <i>Reha-Technika</i>	
	Mintavétel <i>Measurment</i>	6-10
	Laminálás <i>Lamination</i>	12-22
	Ragasztók, habok <i>Adhesives, foams</i>	24-28
	Táblás,-bélelőanyagok <i>Thermoforming, cushioning</i>	30-47
	Szilikon technológia <i>Silicone technology</i>	48-61
	Tépőzárak <i>Hook&Loop</i>	62-65
	Vállpárnák, hevederek <i>Pads&straps</i>	66-67
	Kiegészítők, csattok, bújtatók <i>Accessories</i>	68-75
	Anyagok, gumik <i>Materials</i>	76-89



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

QUALITY MANAGEMENT CE MARKING

HU

A **Reha-Technika Kft.** mint Magyarországon forgalom hozó, (továbbiakban Forgalmazó) saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a katalógusban szereplő alsóvégtag protézis előállításához használt alkatrészek mindenben megfelelnek az orvostech-
nikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet (a továbbiakban: Rendelet),

- amely honosította az orvostech-nikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK európai uniós direktívákat.

5. §-a alapján **CE** megfelelőségi jelöléssel van ellátva

A Reha-Technika Kft. által forgalmazott valamennyi termék az I. kockázati osztályba tartozik.

Magyar nyelvű használati / beszerelési útmutatót tartalmaznak az általunk forgalmazott termékek.

Alkatrészek **CE** jelzéssel, és termékazonosító címkével vannak ellátva a könnyebb beazonosítás, nyomon követés, esetle-
ge reklamáció-kezelés érdekében.

ENG

The **Reha-Technika Ltd.** as distributor of prosthetics parts and component we declare at our own risk that we have placed on the market prosthetic and orthotic parts, materials, orthosis are in conformity with the provisions of the Medical Devices Act 4/2009. (III.17.) EÜM (hereinafter referred to as "the Regulation"),

- which has harmonized the European Union Directives 93/42 / EEC on medical devices.

Section 5 provides a mark of conformity.

All products distributed by Reha-Technika Ltd. belong to the I. risk class.

The parts of prosthetic and orthotics are included the Hungarian language usage / installation instructions, **CE** marking and product ID label.



GARANCIA

HU

A **Reha-Technika Kft.** mint Magyarországon forgalom hozó, (továbbiakban Forgalmazó) az általunk forgalmazott alkatré-
szekre (rendeltetés-szerű használat mellett) 1 év garanciát biztosít.

ENG

Reha-Technika Ltd. as distributor in Hungary, it provides 1 year warranty (see product notes) for prosthetics parts.

GUARANTEE

Partner az ortopédtechnikai anyag,- alkatrész ellátásban.

We are your partner in orthopedic and parts supply.

BEVEZETŐ

INTRODUCTION

HU

A **Reha-Technika Kft.** 2014-ben alakult, alsó-felsővégtag protézis és ortézis anyag, alkatrész nagykereskedelmére szakosodott vállalkozás.

Tulajdonosai rendelkeznek ortopédtechnikai műszerész, gyógyászati segédeszköz forgalmazói végzettséggel és több év szakmai tapasztalattal az ortopédtechnikai gyártás-koordináció, valamint a gyártáshoz szükséges alkatrész, anyagkereskedelemben területén.

A Reha-Technika Kft. 2015 év elejétől elkezdte forgalmazni az ortopédtechnikában azon belül az alsó, - felsővégtag protézisek, és ortézisek gyártásához szükséges alapanyagokat, alkatrészeket.

Világpiacon vezető helyet betöltő gyártókkal és forgalmazókkal állunk kapcsolatban. Beszállítói Partnereink több éves, évtizedes gyártói, - forgalmazói háttérrel, ISO 9001:2008, DIN EN ISO 13485:2012+AC2012, DIN EN ISO 17025, DIN EN ISO 10328 minősítésekkel rendelkeznek.

Fő törekvésünk, a hazai ortopédtechnikai gyártók, forgalmazók ellátása megfelelő, jó minőségű, korszerű alkatrészekkel, anyagokkal és a jövőre nézve szakmai oktatások megszervezése.

Az ügyfeleink megelégedettsége örömmel tölt el bennünket. A Reha-Technika Kft. tulajdonosai az alkatrész és anyag kiszolgáláson túl egy ügyfélközpontú, családias, baráti légkört valósítottak meg.

Folyamatosan bővülő termékpalettával várjuk meglévő és leendő Partnereinket, igazodva az ortopédtechnikai gyártók és forgalmazók igényeihez.

ENG

A **Reha-Technika Ltd** is a trading company of lower limb prosthetics components and upperlimbs modular prosthetics and silicone cosmetic prostheses, established in 2014.

The owners have qualification of „Orthopaedic mechanic” as well as „Dealer in medical appliances”. They also have several years of professional experience in coordinating orthopedic manufacturing process and trading of orthopedic components and materials.

From the beginning of 2015 the company started selling raw materials and parts for lower limbs and upper limbs prostheses and orthoses production.

We work with world market leader manufacturers and distributors of components and materials. Our suppliers have several years, decades of production and distributor backgrounds, and ISO 9001: 2008, DIN EN ISO 13485: 2012 + AC2012, DIN EN ISO 17025, DIN EN ISO 10328 certifications.

Our main intention is to supply orthopedic manufacturers and dealers with appropriate and high-quality components and modern materials, and for the future we plan to organize professional trainings.

Reha-Technika is a customer-focused company with friendly atmosphere. Our customers' satisfaction is a pleasure for us.

We look forward to our existing and potential partners with a continually expanding range of products adapted to the needs of orthopedic producers and distributors.

Kovács Tünde

Tulajdonos ügyvezető
Owner and general manager

Gipszpólya és Longnetta



Fehér gipszpólya 3-4 mp. merítési idő az optimális nedvesség eléréséhez, száradási idő 120 mp. Jól alakítható, 30 mp. után maximális terhelhetőség. Vízhatalan PVC fóliába csomagolva szállítva.

Alkalmazás:

Gipszrögzítésekhez, sínekhez vagy gipszágyhoz.

- Gipszpólya 15 cm×3 méter (2 db/csomag, 40 db/doboz).
- Longnetta: 15 cm×20 méter (cikk-cakk formában 1 doboz).

Plaster bandage and wide Longuetta.

White plaster bandage, bonding time is 120 seconds. Plaster bandage immersion time in order optimal moisture 3-4 seconds. Bonding time is 120 seconds. Excellent modelling, after 30 sec maximum load. Supplied in waterproof PVC foil.

Application:

for manufacturing of all kinds of plaster casts.


- Plaster bandage: 15cm×3 meters (2 pcs / pack, 40 pieces / box).
- Wide Longuetta: 15 cm×20 meters (1 box in zigzag form).

Cikkszám Item nr.	Méret Size	Kiszerelés Packing
10K29/15	15 cm×3 m	40 db/doboz 40 pcs/box
10K12/15	15 cm×20 m	1 doboz 1 box in zigzag form

Belépőhab normál és extra méret.

Talplenyomat készítéshez, egyszerű a használata.

- Méret: 310×150×37 mm. Normál méret 46-os lábméretig.
- Méret: 335×160×115 mm. Extra méret 49-es lábméretig.



Foot Impression Foam Normal and Extra large.

Impression foam box for simple and time-saving foot impressions.

- Size: 310×150×37 mm. Normal size up to max. shoe size 46.
- Size: 335×160×115 mm. Extra size up to max. shoe size 49.

Cikkszám Item nr.	Méret Size	Kiszerelés Packing
10K5	310×150×37 mm	50 pár/doboz 50 pairs/box
10K6	335×160×115 mm	25 pár/doboz 25 pairs/box



Talplenyomat készítő szett.

Talplenyomat készítéshez, egyszerű a használata. Eszköz a korai lábbetegségek felismeréséhez mint pl.: lúdtalp, diabéteszes vagy reumás lábbetegségek.

A szett tartalmazza a tintahengert, tintát, kerületrajzoló eszközt, lábnyomatvevőt, gumilemezt és 100 db papírt.

- Cikkszám: **22R81**

Foot Imprinting Kit.

Foot impression tool for foot / blue print analysis.

Application: imprinting tool for early detection of foot pressure problems, such as for example flat-, splay-, hollow- or club feet, usable for diabetic or rheumatic foot syndromes. For diagnostic documentation by professionals in orthopaedics, podiatry or sports science.

Characteristics: includes ink roller, ink, circumference marker, foot imprinting pad (100 sheets) and rubber plate.

- Item nr.: **22R81**



Talplenyomat készítőhöz henger.


Talplenyomat készítéshez roller.

- Cikkszám: **22R81/H**

Roller for foot imprinting.

Roller for foot imprinting.

- Item nr.: **22R81/H**



Talplenyomat készítőhöz papír.

Talplenyomat készítéshez papír. 100 db/csomag. 80gr./m².

- Méret: 380 x 165 mm.
- Cikkszám: **22R81/G**

Foot Imprinting Paper.

Replacement part for foot imprint device item-no. 22R81.

100 sheets/pack, 80gr./m².

- Size: 380 x 165 mm.
- Item nr.: **22R81/G**



Podotrack® talpnyomat készítő indigós papír.

Szabadalmaztatott lábnyomásmérési eljárás gyors vizsgálathoz. Eszköz a korai lábbetegségek felismeréséhez mint pl.: lúdtalp, diabéteszes vagy reumás lábbetegségek.

100 lap/csomag.

- Méret: 390 x 160 mm.
- Cikkszám: **22R102**

Podotrack®

Patented imprinting measurement chart for quick foot pressure analysis. Imprinting measurement chart for early detection of foot pressure problems, such as for example flat-, splay-, hollow- or club feet, usable for diabetic or rheumatic foot syndrome. For diagnostic documentation by professionals in orthopaedics, podiatry or sports science.

100 sheets/pack.

- Size: 390 x 160 mm.
- Item nr.: **22R102**



Lábmérő eszköz.

Polystyrene 18-47 méretig, Hossz: 335 mm.

- Cikkszám: **22R82**

Foot Measuring Device „Heider“

- Material: impact-proof polystyrene.
- Scale: from 18 to 47. Length: 335 mm.
- Item nr.: **22R82**



Pamut harisnya.

100% Pamut körkötött harisnya mintavételhez, gipszminták szigeteléséhez kg.-os kiszerelésben, különböző szélességekben.

Natúr színben.

- Szélesség: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 26, 30, 40 cm.
- Cikkszám: **10K7/+ méret**

Cotton Stockinette.

For insulation of plaster moulds, for absorption of humidity and to create an even vacuum in a work piece, multi-purpose tricot stockinette. Packing in kg.

- Size in width: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 26, 30, 40 cm.
- Item nr.: **10K7/+size**

Hátfelület mintázó vákuumegység.

Ültetőmodulokhoz és ülőkorzettekhez hátfelület mintázó vákuum matrac.

- Csomagolás: 1 db.
- Több méretben.

Vacuum backrest.

Preformed latex vacuum cushion, filled with micro styrofoam beads includes block valve.

- Unit: 1 pc.
- Available more sizes.

Cikkszám Item nr.	Méret: Size:	Szélesség: Width:	Magasság: Height:
22M7/1	1	30 cm	35 cm
22M7/2	2	35 cm	45 cm
22M7/3	3	40 cm	55 cm
22M7/4	4	45 cm	55 cm

Ülőfelület mintázó vákuumegység.

Ültetőmodulokhoz és ülőkorzettekhez ülőfelület mintázó vákuum matrac.

- Csomagolás: 1 db.
- Több méretben.

Vacuum seat.

Preformed latex vacuum cushion, filled with micro styrofoam beads includes block valve.

- Unit: 1 pc.
- Available more sizes.

Cikkszám Item nr.	Méret: Size:	Szélesség: Width:	Mélység: Depth:
22M6/1	1	30 cm	32 cm
22M6/2	2	35 cm	35 cm
22M6/3	3	40 cm	45 cm
22M6/4	4	45 cm	55 cm

**Fekvőfelület mintázó vákuumegység.**

Fektetőmodulokhoz mintázó vákuum matrac.

- Csomagolás: 1 db.
- Egy méretben.
- Szélesség: 900 mm, hossz: 1900 mm, magasság: 150 mm.
- **Cikkszám: 22M14**

Vacuum cushion for seathells for lying in.

Preformed latex vacuum cushion, filled with micro styrofoam beads includes block valve.

- Unit: 1 pc.
- Available one sizes.
- Width: 900 mm, length: 1900 mm, height 150 mm.
- **Item nr.: 22M14**

**Manuális pumpa mintázó vákuumegységhez.**

Manuális pumpa vákuumegységhez.

- Csomagolás: 1 db.
- **Cikkszám: 22M8**

Manual vacuum pump for vacuum cushion.

Manual vacuum pump for vacuum cushion, universal.

- Unit: 1 pc.
- **Item nr.: 22M8**

Laminálás

Lamination

Laminación

Laminálás





Laminálógyanta 80:20.

Acryl gyanta, 80% kemény és 20% lágy gyantából. Klasszikus lamináló gyanta protézis tokok és ortézisek gyártásához. Könnyen kezelhető, termoplasztikus.

Kiszerezés: 4,9 és 25 kg kanna.

- Cikkszám: **10K120/kanna méret**

Lamination Resin 80:20.

Acrylic resin (PMMA) consisting of 80 % hard and 20 % soft resin. Classic lamination resin for manufacturing of prosthetic sockets and orthoses. Easy to handle, quick results, thermoplastic.

Packing: 4,9 or 25 kg / kann.

- Item nr.: **10K120/kann**



Tömítőgyanta.

Acryl gyanta.

Tömítésre, erősítésre és ragasztáshoz.

Könnyen kezelhető, erős tapadású, kemény gyanta.

Kiszerezés: 4,9 és 25 kg kanna.

- Cikkszám: **10K121/kanna méret**

Sealing Resin.

Acrylic resin for sealing, reinforcing and bonding. Quick results, easy to handle, high adhesion power, very hard.

Packing: 4,9 or 25 kg / kann.

- Item nr.: **10K121/kann**



Karbon laminálógyanta.

Acryl lágy gyanta.

Karbonszálak anyagok gyantázáshoz.

Könnyen kezelhető, termoplasztikus, alacsony viszkozitású.

Kiszerezés: 4,9 és 25 kg kanna.

- Cikkszám: **10K122/5**

Lamination Resin C.

Soft acrylic resin, special formula for processing C-fibres. Low viscosity, for better and easier flow around the reinforcement fibre, suitable for stiff and firm constructions, thermoplastic.

Packing: 4,9 / kann.

- Item nr.: **10K122/5**

**Edzőpor.**

Edzőanyag. Lamináló, - és tömítőgyantákhoz.

Létrehoz egy könnyű homogén keveréket különösen a folyékony gyantákkal és ragasztókkal.

Kiszerezés: 0,5 kg

- Cikkszám: **10K123**

Hardener Powder.

Acrylic for Sealing resins, Acrylic resins, Acrylic resin C compact glue and light putty. Creates a light and homogenous mix, especially with liquid resins and adhesives.

Packing: 0,5 kg.

- Item nr.: **10K123**

**Színező paszta.**

Laminálógyantákhoz, max 3% keverési arányban.

Szín: testszín.

Kiszerezés: 0,150 g.

- Cikkszám: **10K140**

Pigment paste.

For colouring acrylic resins (max. 3 %).

Colour: skin.

Packing: 0,150 g.

- Item nr.: **10K140**

**Színező paszta.**

Laminálógyantákhoz, max 3% keverési arányban.

Szín: fehér, fekete.

Kiszerezés: 0,250 g.

- Cikkszám: **10K143/szín**

Pigment paste.

For colouring acrylic resins (max. 3 %).

Colour: black, white.

Packing: 0,250 g.

- Item nr.: **10K143/colour**

**Per-Ion csőtrikó, PES.**

100% poliészter, lamináláshoz.

Kiszerezés: 1 kg./roll.

Méretetek: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 40 cm.

- Cikkszám: **10K30/méret**

Per-Ion Stockinette, PES.

100% Polyester, for reinforcements in laminate layers.

Packing: 1 kg./roll.

Size (width): 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 40 cm.

- Item nr.: **10K30/size**

**Poliamid szövet.**

Rendkívül rugalmas minden irányban.

Tökéletesen használható pozitív gipszmodelleknél, nem szükséges megvárni amíg a gipszmodell megszárad. Felfogja a nedvességet ezáltal nem tapad össze a nedves gipszmodell a műanyaggal. Nem kell használni talkum púdert.

Kiszerezés: 870 cm × 10 méter.

- Cikkszám: **10K34**

Fabrics for Thermoforming.

Prevent from sticking. Extremely stretchable in all direction. Perfectly matches the shapes of the positive model. No need to use talc or similar product before thermoforming on positive cast. Do not use on PU foam positive.

Packing: 870 cm × 10 m.

- Item nr.: **10K34**

**Nylon rendkívül elasztikus csőharisnya.**

Fehér, lamináláshoz, PA, szigeteléshez mélyhúzásos és lamináló, szilikon technológiához.

Kiszerezés: Szélesség: 5-20 cm 10 m. **10K35/5**

Kiszerezés: Szélesség: 10-40 cm 20 m. **10K35/10**

Nylon Stockinette, very expandable.

Very elastic, white PA material. For insulation during deep-drawing and laminating, the vacuum stocking helps to work out undercuts during vacuum forming.

Packing: width 5-20 cm 10 m. **10K35/5**

Packing: width 10-40 cm 20 m. **10K35/10**



Nylon nagyon elasztikus csőharisnya.

Fehér, nagyon elasztikus, lamináláshoz, PA, szigeteléshez mélyhúzásos és lamináló, szilikon technológiához.

Kiszerelés: Szélesség: 5-66 cm 23 m. **10K36/5**

Kiszerelés: Szélesség: 10-142 cm 23 m. **10K36/10**

Nylon Stockinette, extremely expandable.

Extremely elastic, white PA material. For insulation during deep-drawing and laminating, the vacuum stocking helps to work out undercuts during vacuum forming.

Packing: width 5-66 cm 23 m. **10K36/5**

Packing: width 10-142 cm 23 m. **10K36/10**



Nyglass csőharisnya.

Fehér, lamináló rétegek megerősítéshez 75% polyamid, 25% üvegszövet.

Szélesség:

8, 12, 14, 16, 18, 20 cm.

Kiszerelés: 1 kg.

- Cikkszám: **10K68/méret**

Nyglass Stockinette.

For special reinforcement technology, 75% PA, 25% Glass fibers.

Packing: 1 kg/roll.

Width:

8, 12, 14, 16, 18, 20 cm.

- Item nr.: **10K68/size**



Elasztikus PA harsinya.

100% Poliamid. Nagyon elasztikus. Szilikon technológiához megerősítésre és lamináláshoz egyaránt használható.

- 60 mm 0,5 kg 50 m **10K38/6**
- 80 mm 1,0 kg 50 m **10K38/8**
- 100 mm 1,0 kg 77 m **10K38/10**
- 120 mm 1,0 kg 50 m **10K38/12**
- 150 mm 1,0 kg 43,5 m **10K38/15**

Elastic Stockinette.

Polyamide, voluminous yarn, colour: white. For silicone reinforcement, very elastic. Packing: 0,5 and 1 kg/roll.

Width/length:

- 60 mm 0,5 kg 50 m **10K38/6**
- 80 mm 1,0 kg 50 m **10K38/8**
- 100 mm 1,0 kg 77 m **10K38/10**
- 120 mm 1,0 kg 50 m **10K38/12**
- 150 mm 1,0 kg 43,5 m **10K38/15**

Üvegszövet.

Üvegszövet, fehér, lamináláshoz. Elasztikus, széles szemű, nyitott kötésű.

Kiszerezés: 1 kg./roll.



Szélesség:	Hossz/roll	
60 mm	28,5 m	10K37/6
80 mm	17,2 m	10K37/8
100 mm	15,6 m	10K37/10
120 mm	12,5 m	10K37/120
150 mm	9,3 m	10K37/15
180 mm	7,9 m	10K37/18
200 mm	7,2 m	10K37/20
250 mm	5,2 m	10K37/25
300 mm	4,8 m	10K37/30

Fibreglass Stockinette.

Fiberglass, white, for reinforcements in laminate layers. Wide-meshed, open knit, elastic.

Packing: 1 kg./roll.

Width:	Lenght/roll	
60 mm	28,5 m	10K37/6
80 mm	17,2 m	10K37/8
100 mm	15,6 m	10K37/10
120 mm	12,5 m	10K37/120
150 mm	9,3 m	10K37/15
180 mm	7,9 m	10K37/18
200 mm	7,2 m	10K37/20
250 mm	5,2 m	10K37/25
300 mm	4,8 m	10K37/30

Polyglass csőharisnya.

Poliészter és üvegszál keverék, fehér. Lamináláshoz, nagyon elasztikus, finom felületet hoz létre.




Szélesség:		Hossz/roll	
60 mm	0,5 kg	30 m	10K52/6
80 mm		34 m	10K52/8
100 mm		30,9 m	10K52/10
120 mm		25,1 m	10K52/12
150 mm		22,6 m	10K52/15
200 mm		17,3 m	10K52/20
250 mm		14,5 m	10K52/25
300 mm		11,0 m	10K52/30

Polyglass Stockinette.

Polyester- and fibreglass mixture, colour: white. For reinforcements in laminate layers, very elastic, creates a fine surface.

Packing: 1 kg./roll.

Width:		Lenght/roll	
60 mm	0,5 kg	30 m	10K52/6
80 mm		34 m	10K52/8
100 mm		30,9 m	10K52/10
120 mm		25,1 m	10K52/12
150 mm		22,6 m	10K52/15
200 mm		17,3 m	10K52/20
250 mm		14,5 m	10K52/25
300 mm		11,0 m	10K52/30

**Dakron filc.**

Poliészter, fehér, 190 gr./m².

Felszívja a többlet gyantát, sima felületet hoz létre.

Méret: 930 x 3 mm.

Kiszerezés: 1 m.

- Cikkszám: **10K55/1**

Dacron Felt.

Polyester, weight: 190 g/m², white.

Creates a fine surface, absorbs excessive resin.

Packing: running metre.

Size: 930x3 mm.

- Item nr.: **10K55/5**

Karbonszálas UD harisnya.

Egyirányú szőtt rugalmas karbon.

Kúpos vagy hullámos modellekhez, axiális megerősítéséhez.

- | | | | |
|----------|-----|--------------|------------------|
| • Méret: | | Nyúlás | |
| 20 mm | 5 m | 20 - 50 mm | 10K39/20 |
| 40 mm | 5 m | 40 - 90 mm | 10K39/40 |
| 70 mm | 5 m | 70 - 150 mm | 10K39/70 |
| 100 mm | 5 m | 100 - 250 mm | 10K39/100 |
| 150 mm | 5 m | 150 - 325 mm | 10K39/150 |

**Carbon-UD-Stockinette.**

Unidirectionally woven carbonfibre elastic stockinette.

For conical or undulated models, suitable for axial-reinforcements.


- | | | | |
|---------|-----|--------------|------------------|
| • Size: | | Elastic: | |
| 20 mm | 5 m | 20 - 50 mm | 10K39/20 |
| 40 mm | 5 m | 40 - 90 mm | 10K39/40 |
| 70 mm | 5 m | 70 - 150 mm | 10K39/70 |
| 100 mm | 5 m | 100 - 250 mm | 10K39/100 |
| 150 mm | 5 m | 150 - 325 mm | 10K39/150 |

Karbonszálas heveder.

Egyirányban szőtt pamut vágással.

Laminált tokok megerősítéséhez körkörös és axiális irányban.

- | | | |
|----------|------|------------------|
| • Méret: | | |
| 25 mm | 50 m | 10K44/25 |
| 45 mm | 50 m | 10K44/45 |
| 100 mm | 50 m | 10K44/100 |

**Carbon Fibre Webbing.**

Carbonfibre, uni directionally woven with a cotton trimming. For reinforcing laminates in axial as well as circular direction.

- | | | |
|---------|------|------------------|
| • Size: | | |
| 25 mm | 50 m | 10K44/25 |
| 45 mm | 50 m | 10K44/45 |
| 100 mm | 50 m | 10K44/100 |

**PVA előre vasalt fólia.**

Anyag vastagság: 0,08 mm, Polyvinyl alcohol (PVA), áttetsző.
20 db/csomag.

- Méret:

5×20×100 cm	10K152/3
5×25×100 cm	10K152/4
5×30×100 cm	10K152/5
5×35×100 cm	10K152/6

PVA Lamination Bag.

Polyvinyl alcohol, material thickness: 0,08 mm, transparent.
Packing: 20 pc/bag.

- Size:

5×20×100 cm	10K152/3
5×25×100 cm	10K152/4
5×30×100 cm	10K152/5
5×35×100 cm	10K152/6

PVA előre vasalt fólia.

Anyag vastagság: 0,08 mm, Polyvinyl alcohol (PVA), áttetsző.
Tartós, tépésálló, keskeny és jó minőségű hegesztési varrat, nyitott.


Használható: akril, epoxi, gyantához és szilikon technológiához.

Méret: A×B×C (B+C= fél kerület).

10 db/csomag.

- Méret:

600×110×40 mm	kéz protézis	10K157/1
700×190×50 mm	lágý tok	10K157/2
700 x 270 x 50 mm	AK protézis	10K157/3
1000 x 190 x 50 mm	BK protézis	10K157/4
1000 x 260 x 50 mm	AK protézis	10K157/5
1300 x 220 x 50 mm	BK protézis	10K157/6
1300 x 260 x 50 mm	AK protézis	10K157/7
1300 x 190 x 50 mm	BK protézis	10K157/8
1300 x 360 x 50 mm	AK protézis	10K157/9

**Megjegyzés**

A PVA fóliák áztatásához használjon nedves és tiszta törölközőt! Fedje illetve tekerje be a nedves törölközőbe minden db előre gyártott PVA fóliát, így egyenletesen lesz beáztatva. Áztatási idő: kb.: 15-20 perc.

Note

For soaking the PVA lamination bags, use a wet and clean towel. Cover resp. roll all PVA lamination bag surfaces into the towel, so all areas of the foil can soak evenly. Soaking time approx. 15- 20 minutes.

PVA Lamination Bag.

Polyvinyl alcohol, material thickness: 0,08 mm, transparent.
For acrylic- and epoxy resin as well as silicone tasks, durable, tear-proof, narrow, high quality welding seam.

Size B + C = half circumference.

Packing: 10 pc/bag.

- Size:

600×110×40 mm	arm prostheses	10K157/1
700×190×50 mm	soft socket	10K157/2
700 x 270 x 50 mm	AK prostheses	10K157/3
1000 x 190 x 50 mm	BK prostheses	10K157/4
1000 x 260 x 50 mm	AK prostheses	10K157/5
1300 x 220 x 50 mm	BK prostheses	10K157/6
1300 x 260 x 50 mm	AK prostheses	10K157/7
1300 x 190 x 50 mm	BK prostheses	10K157/8
1300 x 360 x 50 mm	AK prostheses	10K157/9

**PVA fólia.**

Anyag vastagság: 0,08 mm, áttetsző, PVA (polyvinyl alkohol).

Tartós, tépésálló, hengerelt, vízben oldódó.

Használható: akril, epoxi, gyantához és szilikon technológiához.

Szélesség × anyag vastagság × hossz.

- Méret:

760×0,08 mm	30 méter	10K156
1000×0,08 mm	30 méter	10K154
1300×0,08 mm	30 méter	10K155
1000×0,08 mm	30 méter	10K150

PVA Film.


Polyvinyl alcohol, material thickness: 0,08 mm, transparent.

For acrylic- and epoxy resin as well as silicone tasks, rolled, water soluble, durable, tear-proof.

Width x Thickness × length

- Size:

760×0,08 mm	30 méter	10K156
1000×0,08 mm	30 méter	10K154
1300×0,08 mm	30 méter	10K155
1000×0,08 mm	30 méter	10K150

**PVA fólia.**

Anyag vastagság: 0,08 mm, áttetsző, PVA (polyvinyl alkohol)

Elasztikus 450%. Kiváló tépésálló, könnyen hegeszthető.

Méret:

22 méter/tekercs, 1,02 méter széles.

- Cikkszám: **10K151**

PVA Film.

Polyvinyl alcohol, material thickness: 0,08 mm, transparent.

Excellent resistance to tear. Elasticity: 450 %. Can be easily welded.

Size:

22 m/roll, 1,02 m width.

- Item nr.: **10K151***



Polietilén ragasztószalag

Polietilén, átlátszó. Elszakadt PVA fólia megragasztására.

Egyoldalas, nem oldódik, jó kötést biztosít.

Méret: 25 mm × 50 méter / tekercs.

- Cikkszám: **10K175**

Polyethylene Adhesive Tape.

Polyethylene (PE), transparent.

Various tasks (e.g. for sealing damaged PVC-foil). Adhesive on one side, non dissoluble, good adhesion power.

50 metres per roll width 25 mm.

- Item nr.: **10K175**



PVC dupla oldalú ragasztószalag.

Dupla oldalas ragasztó szalag, átlátszó.

Karbon anyagok rögzítésére. Jó kötést biztosít.

- Méret: 6 mm × 50 méter / tekercs **10K176/6**
- Méret: 19 mm × 50 méter / tekercs **10K176/19**

PVC Adhesive Tape, doublesided.

Adhesive tape, transparent.

For fixation of carbon fibre reinforcements.

Adhesive on both sides, very good adhesion power, resolving.

- Size: 6 mm × 50 m/roll **10K176/6**
- Size: 19 mm × 50 m/roll **10K176/19**



Tömítő szalag

Erős, rugalmas szalag ragadós felülete szintetikus gumi alap.

Levegő buborékok (lyukak) tömítését biztosítja vákuum leszívás megkezdésekor.

Méret: hossz × szélesség × vastagság: 9150 x 13 x 3 mm.

- 1 tekercs 9,15 méter.
- Cikkszám: **10K172**

Sealing Tape.

Tough elastic strip with sticky surface on synthetic rubber base. Provides for the sealing of air holes when initiating the vacuum.

Size: L×W×thickn.: 9150 x 13 x 3 mm.

Packing: 1 roll: 9,15 m.

- Item nr.: **10K172**

**Szövetes ragasztószalag.**

Vászon ragasztószalag.

Használható próba szerelésekhez, kozmetikai habok ragasztásához.

50 méter / tekercs.

Szélesség: 19, 25, 50 mm.

- Cikkszám: **10K174/méret**

Linen Adhesive Tape.

Adhesive on one side, tear- and tensile strength.

PU = 50 metres per roll.

Width: 19, 25, 50 mm.

- Item nr.: **10K174/size.**

**Talcum púder.**

Formaleválasztó.

5 kg/csomag.

- Cikkszám: **10K170**

Talc for industrial use.

Very fine powder.

Used as an absorbent or a lubricant. 5 kg/bag.

- Item nr.: **10K170**

Ragasztók, habok

Adhesives, foams

Аггезивес, фомс

Ргасззтók, нapок





AlphaPlast keményhab H200.

PU kemény hab. Enyhe szárhossz különbségek és protézis kozmetika használatához.

Keverési arány: 1 keményhab :1 edző.

Térfogat súly: 175 kg/m³.

Kiszerezés: 865 g, és 4,6 kg.

- **Cikkszám: 10K106/2**

AlphaPlast® Rigid Foam H200.

For manufacturing of slight leg length difference compensations and prosthetic cosmetics.

Volume weight: 175 kg/m³.

PU: 865 g, and 4,6 kg.

Mixing ratio: 1 part rigid foam : 1 part hardener.

- *Item nr.: 10K106/2*



Keményhab H300.

PU kemény hab. Enyhe szárhossz különbségek és protézis kozmetika használatához.

Keverési arány: 1 keményhab :1 edző.

Térfogat súly: 230 kg/m³.

Kiszerezés: 865 g, és 4,6 kg.

- **Cikkszám: 10K102**

Rigid Foam H300.

For manufacturing of slight leg length difference compensations and prosthetic cosmetics.

Volume weight: 230 kg/m³.

PU: 865 g, and 4,6 kg.

Mixing ratio: 1 part rigid foam : 1 part hardener.

- *Item nr.: 10K102*

**Keményhab H700.**

PU kemény hab. Enyhe szárhossz különbségek és protézis kozmetika használatához.

Keverési arány: 1 keményhab :1 edző.

Térfogat súly: 660 kg/m³.

Kiszerelés: 865 g, és 4,6 kg.

- **Cikkszám: 10K103**

Rigid Foam H700.

For manufacturing of slight leg length difference compensations and prosthetic cosmetics.

Volume weight: 660 kg/m³.

PU: 865 g, and 4,6 kg.

Mixing ratio: 1 part rigid foam : 1 part hardener.

- *Item nr.: 10K103*

**B edző.**

Használható H200, H300, H700-as keményhabokhoz és másolóhabhoz.

Keverési arány: 1 keményhab :1 edző.

Kiszerelés: 865 g, és 4,6 kg.

- **Cikkszám: 10K101**

Hardener.

For AlphaPlast® rigid foam, H200, H300, H700 and duplicating foam

PU: 865 g, and 4,6 kg.

Mixing ratio: 1 part rigid foam : 1 part hardener.

- *Item nr.: 10K101*

**Degaplast másolóhab.**

PU másolóhab. Protézistokok másolására.

Keverési arány: 10 egység másolóhab : 4 egység edző (10K101).

Kiszerelés: 1 kg

- **Cikkszám: 10K100**

Degaplast® Duplicating Foam.

PU-duplicating-foam. For duplication of inner shafts.

Mixing ratio: 10 parts duplicating foam: 4 parts hardener for rigid foam item-no: 10K101.

- *Item nr.: 10K100*



PU keményhab és edző H350.

PU 2K-PU cipőkaptafához.

Térfogat súly: 290 kg/m³.

Enyhe szárhossz különbségek és cipőkaptafa készítéséhez.

Kiszerelés: 1 és 5 kg.

Keverési arány: 10 egység hab : 11 egység edző.

- **Cikkszám: 10K104**

PU-Rigid Foam with Hardener H350.

2K-PU-Shoe last foam set, volume weight: 290 kg/m³.

For manufacturing of leg length difference compensations and shoe lasts.

Mixing ratio: 10 parts rigid foam and 11 parts hardener

- Item nr.: **10K104**

Ortec Speciális átlátszó multi ragasztó.

Polychloroprene átlátszó ragasztó, toluene mentes, ortopédiai cipő, láb ortézisek ragasztásához.

Felhasználható: cipőjavításhoz, cipő,- talpbetét készítéshez, bőr, gumí, EVA, TR, bélelő, parafa, PE/PP, fém ragasztáshoz kivéve PVC.

Kötési idő 5-60 perc, szárítható infravörös/hőlégfúvóval 80°C kb.: 3 perc.

Száradási idő: 5 perc.

Nyomás: 1-5 bar, 1 bar min. 60 másodpercig, 3 bar minimum 15 másodpercig.

Kiszerelés: 850 g., 4 kg., 10 kg.

- **Cikkszám: 10K80/kiszerelés**



„Ortec“ Glue.

Contact glue containing polychloroprene.

Colour: transparent.

Bonds all materials also PP and PE, except soft-PVC.

Phenol-free, toluene-free.

Setting time: 10-60 minutes.

Drying time: 5 minutes.

PU: 850 gr., 4 kg., 10 kg.

- Item nr.: **10K80/PU**



Megjegyzés

Különösen alkalmas allergiában szenvedőknek, cukorbetegeknek.

Note:

Especially suitable for allergy sufferers and diabetics.

**Ragasztó spray.**

Alkalmas az összes anyaghoz, karbon és üvegszövet ragasztásához.

Száradási idő: 10 perc.

Kötési idő: 10-50 perc.

Finom porlasztás.

Kiszerezés: 500 ml.

- **Cikkszám: 10K81**

Spray-On Adhesive.

Suitable for all materials and reinforcement tasks with carbon or glass fibre.

Good emptying characteristics, fine atomisation.

Setting time: 10-50 minutes after spraying on.

Drying time: 10 minutes.

PU: 500 ml.

- *Item nr.: 10K81*

**Loctite 241.**

Ipari ragasztó.

Médium erősségű, M12-es méretű csavarig használható.

Rögzítheti vele pl.: adapterek csavarjait.

Kiszerezés: 50 ml.

- **Cikkszám: 10K82**

Loctite® 241.

Industrial adhesive.

For medium firm screw fixation up to thread M12.

Medium firm fixation, e.g. adapter grub screws.

PU: 50 ml.

- *Item nr.: 10K82*

**Megjegyzés**

Ragasztás után a csavar hőlégfúvóval történő melegítés hatására eltávolíthatóvá válik.

Note:

To open firmly fixated adapter grub screws, use a hot-air gun with normal nozzle.

**Loctite 601.**

Ipari ragasztó, fémhez, acélhoz.

Fém és acél alkatrészeknél használható ahol a hézag legfeljebb 0,1 mm.

Kiszerezés: 50 ml.

- **Cikkszám: 10K83**

Loctite 601.

Industrial adhesive for metal (steel).

For press fits and clearance fits.

Bonds metal- and steel parts with gaps of up to 0,1 mm.

PU: 50 ml.

- *Item nr.: 10K83*

Loctite 245.

Ipari ragasztó.

Médium erősségű, M80-es méretű csavarig használható.

Rögzítheti vele pl.: adapterek csavarjait.

Kiszerezés: 50 ml.

- **Cikkszám: 10K84**

**Loctite 245.**

Industrial adhesive.

For medium firm screw fixation up to thread M80.

PU: 50 ml.

- *Item nr.: 10K84*


Táblásanyagok

Thermoforming

Τhermoforming

Ταβλίσματα



**PE-HD.**

PE-HD anyag legtöbb savnak ellenáll, számos oldószernek és meleg víznek.

Merev fűző és ülőkorzetek készítéséhez.

Feldolgozási hőmérséklet: 165-175 °C.

Fekete / Fehér színben.

Méret: 2000×1000 mm.

Vastagság: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 mm.

- **Cikkszám: 11K1/méret (fehér).**
- **Cikkszám: 11K2/méret (fekete).**

PE-HD.

Polyethylene, colour: black and white.

Suitable for positioning splints and orthoses.

Weldable, deep drawable, moldable at approx. 165-175 °C.

Size: 2000×1000 mm.

Thickness: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 mm.

- *Item nr.: 11K1/size (white).*
- *Item nr.: 11K2/size (black).*

REHA-dur Ortho.

Polipropilén kopolimer, fehér.

Feldolgozási hőmérséklet: 180-195 °C.

Hegeszthető, alkalmas mélyhúzó technológiához. Ortézisek, pozicionáló merevítő gyártásához.

Méret: 2000 x 1000 mm.

Vastagság: 2, 3, 4 mm.

- **Cikkszám: 11K3/méret.**

**REHA-dur Ortho.**

Extruded copolymer (PP blend), white.

Suitable for positioning splints and orthoses. Colorable, semi-flexible, weldable, low shrinkage, brake proof, scratch resistant, light weight, easy to cut, grind and polish.

Physiologically harmless, deep drawable.

Moldable at approx. 180-195 °C.

Size: 2000 x 1000 mm.

Thickness: 2, 3, 4 mm.

- *Item nr.: 11K3/size*

**REHA-PETG áttetsző.**

Polyetilén terephthalate-glycol, ellenőrző próbatok gyártáshoz.

Víztisztá, Ütésálló.

Jól alakítható: 160°C.

15 mm kb.: 35 perc.

Méret: 400×400 mm.

Vastagság: 12, 15 mm.

- **Cikkszám: 11K12/méret.**

REHA-PETG.

Polyethylene terephthalate-glycol (PETG), clear.

Excellently suitable for deep-drawing, for trial orthoses.

Physiologically safe, disinfectable, highly break-proof, no evident shrinking.

Moldable at approx. 160-170 °C.

Size: 400×400 mm.

Thickness: 12, 15 mm.

- **Item nr.: 11K12/size**

REHA-Turbocast „Ortho”.


Alacsony hőmérsékleten feldolgozható poliészter anyag.
Feldolgozási hőmérséklet: 70 °C.

Szín: barack.

Alkalmas korrekcionáló, pozícionáló sinek készítéséhez.

Elasztikus és könnyen vágható.

Kiszerezés: 4 tábla/csomag.



- **Hossz × szélesség × vastagság;**

- 600×450×3,2 mm nem perforált **11K85/320**
- 900×600×3,2 mm nem perforált **11K85/3209**
- 600×450×3,2 mm Mini, perforált **11K86/322**
- 900×600×3,2 mm Mini, perforált **11K86/3229**

REHA-Turbocast „Ortho”.

Low temperature polyester, peach.

For temporary correctional- and positioning splints.

Very easy to cut, elastic and moldable.

Working temperature approx. 70 °C.

- **Length × Width × Thickness;**

- 600×450×3,2 mm non perf. **11K85/320**
- 900×600×3,2 mm non perf. **11K85/3209**
- 600×450×3,2 mm Mini, perf. **11K86/322**
- 900×600×3,2 mm Mini, perf **11K86/3229**



REHA-Turbocast.

Alacsony hőmérsékleten feldolgozható hőre lágyuló anyag, mely mindkét oldalán vékony habszivaccsal van bevonva.

Feldolgozási hőmérséklet: 60-70 °C.

Szín: barack.

Alkalmas korrekcionáló, pozícionáló sinek készítéséhez.


Könnyen vágható.

Kiszerezés: 4 tábla/csomag.



- Hossz × szélesség × vastagság;**

- 600×450×3,2 mm nem perforált **11K84/301**
- 900×600×3,2 mm nem perforált **11K84/302**
- 600×450×3,2 mm Mini, perforált **11K84/303**
- 900×600×3,2 mm Mini, perforált **11K84/304**

**REHA-Turbocast.**

TURBOCAST® is a unique low temperature thermoplastic material with thin foam coating on both sides. It is ideal for splinting, casting and bracing applications. TURBOCAST® is a basis of a very flexible product line which successfully caters to the demands of occupational therapists, cast technicians, orthotists and other medical practitioners. TURBOCAST® clearly stands out among other thermoplastic materials due to its unique properties.

Working temperature approx. 60-70 °C.

- Length × Width × Thickness;**

- 600×450×3,2 mm non perf. **11K84/301**
- 900×600×3,2 mm non perf. **11K84/302**
- 600×450×3,2 mm Mini, perf. **11K84/303**
- 900×600×3,2 mm Mini, perf **11K84/304**





Plastazote 2000×1000 mm nem perforált.

Zárt cellás PE hab.

Feldolgozási hőmérséklet: 170 °C.

Keménység 33 kg/m³.

Tökéletesen illeszkedik minden formához.

- Testszín: 12, 18, 24 mm **12K1/méret**
- Fehér: 3, 5, 7, 10, mm **12K2/méret**
- Piros: 3, 5, 10, mm **12K3/méret**
- Kék: 3, 5, 7, 10, 28 mm **12K4/méret**
- Sárga: 3, 5, 10 mm **12K5/méret**
- Zöld: 5, 10 mm **12K7/méret**
- Fluo zöld: 5, 10 mm **12K8/méret**
- Narancs: 5, 10 mm **12K9/méret**
- Lila: 5, 10 mm **12K10/méret**
- Pink: 5, 10 mm **12K6/méret**
- Navy kék: 5, 10 mm **12K12/méret**
- Fekete: 5, 7, 10 mm **12K11/méret**
- Öntapadó kék 28 mm **12K4/28**

Plastazote 2000×1000 mm non perf.

A product for orthosis lining.

Excellent weldability.




Easy to machine.

Perfectly matches the most complex mold shape.

Density : 33Kg/m³.

Thermoformable at 170°C / 340°F.

- Skin: 12, 18, 24 mm **12K1/size**
- White: 3, 5, 7, 10, mm **12K2/size**
- Red: 3, 5, 10, mm **12K3/size**
- Blue: 3, 5, 7, 10, 28 mm **12K4/size**
- Yellow: 3, 5, 10 mm **12K5/size**
- Green: 5, 10 mm **12K7/size**
- Fluo green: 5, 10 mm **12K8/size**
- Orange: 5, 10 mm **12K9/size**
- Purple: 5, 10 mm **12K10/size**
- Pink: 5, 10 mm **12K6/size**
- Navy blue: 5, 10 mm **12K12/size**
- Black: 5, 7, 10 mm **12K11/size**
- Adhesive blue 28 mm **12K4/28**

**Plastazote 2000×1000 mm perforált.**

Zárt cellás PE hab.

Feldolgozási hőmérséklet: 120-140 °C.

Keménység 15° ShoreA.

Tökéletesen illeszkedik minden formához.

- Piros: 3, 5 mm **12K45/R+méret**
- Kék: 3, 5 mm **12K45/B+méret**
- Sárga: 3, 5 mm **12K45/Y+méret**

Plastazote 2000×1000 mm perfated.

A product for orthosis lining.

Excellent weldability.


Easy to machine.

Perfectly matches the most complex mold shape.

Density : 15° ShoreA

Thermoformable at 120-140°C.

- Red: 3, 5 mm **12K45/R+size**
- Blue: 3, 5 mm **12K45/B+size**
- Yellow: 3, 5 mm **12K45/Y+size**

**Multiform® 1100×1100 mm nem perforált.**

Zárt cellás PE hab.

Mosható, Puha belső tokbélelő.

Feldolgozási hőmérséklet: 110-130 °C.

Keménység 30° ShoreA.

Méret: 1100×1100 mm.

- Testszín: 4, 5, 6, 8 mm **12K50/H+méret**
- Fehér: 6, 8, 10 mm **12K50/W+méret**
- Fekete: 4, 6, 12, 15 mm **12K50/BL+méret**

Multiform® 1100×1100 mm perforált.

Zárt cellás PE hab.

Mosható, Puha belső tokbélelő.

Feldolgozási hőmérséklet: 110-130 °C.

Keménység 30° ShoreA.

Méret: 1100×1100 mm.

- Testszín: 3, 5 mm **12K55/H+méret**
- Fehér: 3, 6, 8, 10 mm **12K55/W+méret**
- Fekete: 3, 5 mm **12K55/BL+méret**
- Piros: 3, 5 mm **12K55/R+méret**
- Kék: 3, 5 mm **12K55/B+méret**
- Barna: 3, 5 mm **12K55/BR+méret**
- Zöld: 3, 5 mm **12K55/G+méret**

Multiform® 1100×1100 mm non perf.

Polyethylene foam, for cushionings for orthoses as well as softer inner sockets (soft sockets).

Closed-cell PE-foam, washable, moldable at approx. 130 °C.

Approx. 30 Shore A, depending on colour and material thickness.

- Skin: 4, 5, 6, 8 mm **12K50/H+size**
- White: 6, 8, 10 mm **12K50/W+size**
- Black: 4, 6, 12, 15 mm **12K50/BL+size**

Multiform® 1100×1100 mm perforated.

Polyethylene foam, for cushionings for orthoses as well as softer inner sockets (soft sockets).

Closed-cell PE-foam, washable, moldable at approx. 130 °C.

Approx. 30 Shore A, depending on colour and material thickness.

- Skin: 3, 5 mm **12K55/H+size**
- White: 3, 6, 8, 10 mm **12K55/W+size**
- Black: 3, 5 mm **12K55/BL+size**
- Red: 3, 5 mm **12K55/R+size**
- Blue: 3, 5 mm **12K55/B+size**
- Brown: 3, 5 mm **12K55/BR+size**
- Green: 3, 5 mm **12K55/G+size**



Keasy előformázott csontoktók bélelő.

Formálható 4-5× ha szükséges. Rövid gyártási idő. Tartós, higiénikus, zárt cellás.

Feldolgozásnál hagyják hosszabbra a csonttoknál így védi a súrlódás ellen a csontot.

Javaslat, hogy a páciens viseljen csontkharisnyát.

Méret: lásd a táblázatot.

KEASY comfort

Can be shaped 4-5 × if necessary. Short production time. Durable, hygienic, closed cell. This type of liners ensures comfort and protection in a rigid laminated or thermoformed socket for patients with low activity level or for first fitting. We recommend to wear a sock, a sleeve or a jersey as an interface between the skin and the KEASY liner.

Size: pls. See bellow.



Cikkszám Item nr.	Ajánlott felhasználás Recommend use	Hossz Length	Proximális méret Proximal size	Falvastagság Wall thickness	Distális falvastag. Dist. thickness	Kiszerezés Unit
12K51	BK, kicsi, gyerek Children	305 mm	110 mm	5 mm	8 mm	×12
12K52/130	BK, hosszú BK long	500 mm	130 mm	6,5 mm	10 mm	×12
12K52/160	BK, rövid, médium BK short, medium	400 mm	160 mm	6,5 mm	10 mm	×16
12K52/180	BK, hosszú BK long	500 mm	180 mm	6,5 mm	12 mm	×12
12K52/195	BK, hosszú BK long	510 mm	195 mm	6,5 mm	10 mm	×9
12K52/210	AK	500 mm	210 mm	6,5 mm	10 mm	×6
12K52/230	AK	510 mm	230 mm	6,5 mm	10 mm	×6
12K53/170	BK, rövid, médium BK short medium	420 mm	170 mm	3,0 mm	10 mm	×12

**Evazote 1000×1000 mm.**

EVA hab.

Hasonló mint a Plastazote csak jobb visszaálló képessége.

Feldolgozási hőmérséklet: 110 -130 C°.

Keménység 10° ShoreA.

Bélelő, pl.: talpbetétek.

Méret: 1000×1000 mm.

- Kék: 2,3,4,5,6 mm **12K130/B+méret**

Evazote 1000×1000 mm.

EVA-foam, for padding of positioning splints and correctional braces, for embeddings of prominent areas in orthoses and insoles.

Similar to Plastazote but with a better restoring force.

Moldable at approx. 120 °C.

Approx. 12-20 Shore A, depending on colour and material thickness.

Size: 1000×1000 mm.

- Blue: 2, 3, 4, 5, 6 mm **12K130/B+size**

Színes bélelők 1800×900 mm

Zárt cellás PE hab.

Mosható, Puha belső bélelőanyag ortézisekhez, korzetekhez, talpbetétekhez.

Feldolgozási hőmérséklet: 130-135 °C.

Keménység 30-35° ShoreA függ a színektől.

Méret: 1800×900 mm (1,6 m2).

Szín	Vastagság	Cikkszám
• Fekete/sárga:	2,3,4 mm	12K163/méret
• Fekete/lila:	2,3,4,5 mm	12K165/méret
• Fekete/kék:	2,3,4,5 mm	12K154/méret
• Fekete/fehér:	2,3,4,5 mm	12K164/méret

Colorfoam 1800×900 mm.

Polyethylene foam, for cushionings for building orthoses as well as insoles.

Closed-cell PE-foam, washable, good restoring force, moldable at approx. 130-135 °C.

Approx. 30-35 Shore A, depending on colour and material thickness.

Size: 1800×900 mm. (1,6 sqm.)

Colour	Thickness	Item nr.
• Black/yellow:	2,3,4 mm	12K163/size
• Black/purple:	2,3,4,5 mm	12K165/size
• Black/blue:	2,3,4,5 mm	12K154/size
• Black/white:	2,3,4,5 mm	12K164/size

**REHA-NEOPOLEN (PE-HAB).**

Zárt cellás PE hab.

Sűrűség: 33 kg/m³.

Szakadási nyúlása: 120%.

Alkalmas ültetőmodulok bélésére.

Szín: piszkos-fehér.

Könnyű, alaktartó, ütéselnyelő.

Mosható, vízálló, szagtalan.

Méret: 2000×1000 mm.

- Vastagság: 50,100 mm **12K138/méret**

**REHA-NEOPOLEN (PE-FOAM).**

Polyethylene, off-white.

Density approx. 33 kg/m³.

Elongation at break 120 %.

Suitable for manufacturing positioning supports (e.g. seat shells).

Expanded PE-foam, cell-closed, light-weight, shape retaining, shock absorbing, washable, incontinence resistant, odorless.

Size: 2000×1000 mm.

- Thickness: 50, 100 mm **12K138/size**

**Nora®-Lunasoft SL.**

Zárt cellás EVA hab. Mosható, alaktartó.

Feldolgozási hőmérséklet: 120-170 °C.

Keménység 40° ShoreA.

Bélelő, pl.: ortopédiai cipőhöz, belső puha tokokhoz.

Méret: 1140×740 mm.

Testszín: 4, 6, 8, 10, 12 mm.

- Cikkszám: **12K70/méret**

Nora®-Lunasoft SL.

nora® Lunasoft SL are very lightweight, smooth EVA expanded sheets which are used as lift and cushioning sheets as well as covering sheets.

Properties: lightweight, flexible and dimensionally stable, good restoration capability, high walking comfort. Washable and hygienic thanks to the closed cell structure. Intended use: for beddings, inserts, sport inserts, soft sockets, and shaping elements of any kind.

Moldable at approx. 120-170 °C.

Approx. 40 Shore A.

Skin colour: 4, 6, 8, 10, 12 mm.

Size: 1140×740 mm.

- Item nr.: **12K70/size**

**Nora®-Lunasoft SLW.**

Zárt cellás EVA hab. Mosható, alaktartó.

Feldolgozási hőmérséklet: 120-170 °C.

Keménység 30° ShoreA.

Bélelő, pl.: ortopédiai cipőhöz, puha belső tokhoz.

Méret: 1150×750 mm.

Testszín: 4, 6, 8 mm.

- Cikkszám: **12K71/méret**

Nora®-Lunasoft SL.

nora® Lunasoft SL are very lightweight, smooth EVA expanded sheets which are used as lift and cushioning sheets as well as covering sheets.

Properties: lightweight, flexible and dimensionally stable, good restoration capability, high walking comfort. Washable and hygienic thanks to the closed cell structure. Intended use: for beddings, inserts, sport inserts, soft sockets, and shaping elements of any kind.

Moldable at approx. 120-170 °C.

Approx. 30 Shore A.

Skin colour: 4, 6, 8 mm.

Size: 1150×750 mm.

- Item nr.: **12K71/size**

Nora®-Lunairmed testszín.

EVA könnyű, nagyon puha, nagy rugalmasan, jó ellenálló képessége, növeli a sétálás kényelmét.

Kifejezetten alkalmas cukorbetegnek.

Zárt cellás, mosható, kétoldalas csiszolt.

Hőre formázható kb. 120-170 ° C-on.


Keménység: kb. 18 ° Shore A.

Sűrűség: kb. 0,08 g / cm.

Lábág, bélelő belső cipő, lábág reumások és cukorbeteg részére.

Méret: nem perf.: 1080×825 mm perforált: 1080 x 825 mm.

- Nem perforált: 3,6,8 mm **12K74/méret**
- Perforált: 3,6 mm **12K75/méret**

**Nora®-Lunairmed skin.**

EVA padding material, peach.

Padding material, especially suitable for manufacturing of inner shoes and for embeddings (customised orthopaedic shoes).

Particularly suitable for rheumatics and diabetics.

Closed-cell EVA-foam, very low density, very soft and elastic, washable.

Moldable at approx. 120-170 °C. Approx. 18 Shore A.

Size: non perf.: 1080×825 mm, perf.: 1080 x 825 mm.

- Non perf.: 3,6,8 mm **12K74/size**
- Perforated: 3,6 mm **12K75/size**

Nora®-Lunairflex testszín.

EVA könnyű, nagyon puha, nagy rugalmasan, jó ellenálló képessége, növeli a sétálás kényelmét.

Kifejezetten alkalmas cukorbetegnek.

Zárt cellás, mosható, kétoldalas csiszolt.

Hőre formázható kb. 120-170 ° C-on.


Keménység: kb. 22 ° Shore A.

Sűrűség: kb. 0,12 g / cm.

Lábág, bélelő belső cipő, lábág reumások és cukorbeteg részére.

Méret: nem perf.: 1200×750 mm, perforált: 1200×750 mm.

- Nem perforált: 3,6,8, mm **12K72/méret**
- Perforált: 3,6 mm **12K73/méret**

**Nora®-Lunairflex skin.**

EVA padding material, peach.

Padding material, especially suitable for manufacturing of inner shoes and for embeddings (customised orthopaedic shoes).

Particularly suitable for rheumatics and diabetics.

Closed-cell EVA-foam, very low density, very soft and elastic, washable.

Moldable at approx. 120-170 °C. Approx. 22 Shore A.

Size: non perf.: 1200×750 mm, perforated: 1200 x 750 mm.

- Non perf.: 3,6,8 mm **12K72/size**
- Perforated: 3,6 mm **12K73/size**

Nora Aerosorb M.

Nyitott cellás gumi, közepesen kemény ütéselnyelő.

Fertőtleníthető, hőre formázható 110-130°C.


Lábágý, ortopédiában használható, sarokpárnaként, előláb-párnázáshoz, diabéteszes ügyfelek számára is.

Méret: 800×550 mm.

Sűrűség: 0,16 g/cm³.

- Piros: 2,3 mm

12K81/méret

**Nora Aerosorb M.**

Aero sorb is a new type of material which is extremely soft and shock-absorbing in equal measure due to its markedly delayed recovery characteristics. This makes Aero sorb suitable for installation in areas that have to remain free of pressure points or where pressure from concentrated loads has to be distributed as evenly as possible.

Extremely soft, bedding and absorbent properties at the same time.

Delayed recovery capability, shock-absorbing.

Thermoformable at a processing temperature of approx. 110-130°C.

Hygienic & disinfectable due to the closed cellular surface. Butterfly soles, butterfly relief, heel and forefoot cushioning, Haglund heel cushioning, cushioning layer for diabetes-adapted footbed. Heel spur cavities for heel spur inserts concentrated pressure relief cushioning in orthotics and prosthetics.

Density: 0,16 g/cm³.

Size: 800×550 mm

- Red: 2,3 mm

12K81/size

Nora Aerosorb W.

Nyitott cellás gumi, puha, simább felület ütéselnyelő.

Fertőtleníthető, hőre formázható 110-130°C.

Lábágý, ortopédiában használható, sarokpárnaként, előláb-párnázáshoz, diabéteszes ügyfelek számára is.

Méret: 820×580 mm.

Sűrűség: 0,15 g/cm³.

- Zöld: 2, 3 mm

12K80/méret

**Nora Aerosorb W.**

Aero sorb is a new type of material which is extremely soft and shock-absorbing in equal measure due to its markedly delayed recovery characteristics. This makes Aero sorb suitable for installation in areas that have to remain free of pressure points or where pressure from concentrated loads has to be distributed as evenly as possible.

Extremely soft, bedding and absorbent properties at the same time.

Delayed recovery capability, shock-absorbing.

Thermoformable at a processing temperature of approx. 110-130°C.

Hygienic & disinfectable due to the closed cellular surface. Butterfly soles, butterfly relief, heel and forefoot cushioning, Haglund heel cushioning, cushioning layer for diabetes-adapted footbed. Heel spur cavities for heel spur inserts concentrated pressure relief cushioning in orthotics and prosthetics.

Size: 820×580 mm

Density: 0,15 g/cm³.

- Pastel green: 2,3 mm

12K80/size

**REHA-MEMORY-PU-hab sárga.**

Nyitott cellás PU hab.

Sűrűség: 60 kg/m³.

Kompressziós keménység: 6,0kPa.

Alkalmas decubitus (felfekvés) megelőzésére, használható ülőpárna készítésére, bélelőként.

Méret: 2000×1000 mm.

- Sárga: 10,20,30 mm **12K132/méret**

REHA-MEMORY-PU-foam yellow.

Density: 60 kg/m³. Compression hardness: 6,0 kPa.

Suitable for decubitus prophylaxis for seat cushions and soft paddings for positioning supports.

Open-cell PU-foam with specific viscoelastic characteristics.

Size: 2000×1000 mm

- Yellow: 10, 20, 30 mm **12K132/size**

**REHA-MEMORY-PU-hab pink.**

Nyitott cellás PU hab.

Sűrűség: 60 kg/m³.

Kompressziós keménység: 12,0kPa.

Alkalmas decubitus (felfekvés) megelőzésére, használható ülőpárna készítésére, bélelőként.

Különlegesen magas visszaálló képesség.

Méret: 2000×1000 mm.

- Pink: 10,20,30 mm **12K133/méret**

REHA-MEMORY-PU-foam pink.

Density: 60 kg/m³. Compression hardness: 12,0 kPa.

Suitable for decubitus prophylaxis for seat cushions and soft paddings for positioning supports.

Open-cell PU-foam with specific viscoelastic characteristics.

Especially high restoring force.

Size: 2000×1000 mm

- Pink: 10, 20, 30 mm **12K133/size**



Lai-Porelina dombornyomott műbőr.

Műbőr, nagyon komfortos érzést ad, nem engedi a színét.

Méret: 11cm×50 m×0,80 mm.

Kapható színek: bézs.

- Cikkszám: **12K90/1**

Lai-Porelina artificial leather.

Artificial leather, smooth, readily processable, very good wearing comfort, no staining, not sensitive to lig

Size: 11cm×50 m×0,80 mm.

- Item nr.: **12K90/1**



Memory mikro nubuk fedőanyag.

Kiváló párnázás, 100% -os légáteresztő, jó ütécscsillapító hatás.

Keményység: Shore A 12 °.

Ideális felső réteggént. Többrétegű hab-kombináció: memoryhab + mikro nubuk bézs.

Méret: 11cm×22 m×3,0 mm.

Kapható színek: bézs/piros.

- Cikkszám: **12K96**

Memory micro nubuck fabric.

Excellent cushioning, 100% breathable, good shock absorbing effect.

Approx: Shore A 12°.

Ideal as a top layer. Multilayer foams combinations.ht.

Memoryfoam red+micro nubuck beige.

Size: 11cm×22 m×3,0 mm.

- Item nr.: **12K96**

**Műparafa.**

EVA-parafa keverék.

Hőformázható: 120-140°C.

ShoreA keménység 50°.

Méret: 1000 x 550 mm.

- Vastagság: 2,4,6,8,10,15 mm.

12K120/méret

Artificial EVA cork-scrap sheets.

Light-weight, thermoplastic (moldable at approx. 120-140 °C), high density.

Approx. 50 Shore A.

For insoles and embeddings and shoe last modifications.

Size: 1000×500 mm.

- Thickness: 2,4,6,8,10,15 mm.

12K120/size

**Betétmerekítő anyag.**

- Merevítő anyag láb megtámasztásához.

- 1. Hőre formázható kb.: 90 - 130° C, kétoldali ragasztó bevonattal, fehér.

Méret: 1.400×1.000×1,3 mm

12K92

- 2. Egy oldal ragasztott bevonattal, perforált, fehér, filccel.

Méret: 1.400×1.000×1,3 mm

12K93

THK-Reinforcing Material.

Reinforcement material, off-white.

Reinforcement for insoles, toe- and heel caps, shoe uppers.

Bonds with the base material by thermo-molding (90-130 °C).

Skin-friendly, sweat-resistant.

1. Thermo-moldable: 90 to 130 °C with double-sided adhesive coating, white.

Size: 1.400 × 1.000 × 1,3 mm

12K92

2. One side with glued coating, perforated, with felt.

Size: 1.400 × 1.000 × 1,3 mm

12K93

**Metatarsal „csepp” 2031.**

Szintetikus hab aktív karbonnal.

Keménység: 40-50 Shore 00.

Gombaellenes és antibakteriális hatású, gőz áteresztő, formastabil és bőrbarát.

Szürke 100 db/csomag.

Hossz×szélesség×magasság

- 2031/1 -> 45 x 35 x 6 mm **12K94/1**
- 2031/2-> 50 x 38 x 7 mm **12K94/2**
- 2031/3-> 60 x 40 x 8 mm **12K94/3**

Metatarsal pads „drop”

Synthetic foam with active carbon.


Approx. 40-50 Shore 00.

Antifungal and antibacterial effect, steam permeable, dimensionally stable and skin-friendly.

Grey 100 pcs/bag.

Length x Width x Height

- 2031/1 -> 45 x 35 x 6 mm **12K94/1**
- 2031/2-> 50 x 38 x 7 mm **12K94/2**
- 2031/3-> 60 x 40 x 8 mm **12K94/3**

**Metatarsal „párna”.**

Szintetikus hab aktív karbonnal.

Keménység: 40-50 Shore 00.

Gombaellenes és antibakteriális hatású, gőz áteresztő, formastabil és bőrbarát.

Szürke 100 db/csomag.

- Méret: 1, 2, 3, 4 **23P111/méret**

Metatarsal pads.

Synthetic foam with active carbon.

Approx. 40-50 Shore 00.

Antifungal and antibacterial effect, steam permeable, dimensionally stable and skin-friendly.

Grey 100 pcs/bag.

- Size: 1, 2, 3, 4 **23P111/size**

**Hosszboltozat-emelő.**

Természetes gumi.

Keménység: 50 Shore 00.

Gombaellenes és antibakteriális hatású, gőz áteresztő, formastabil és bőrbarát.

Szürke 100 db/csomag.

- Méret: 1, 2, 3, 4, 5

23P112/méret**Longitudinal Arch Pads.**

Natural rubber.

Approx. 50 Shore 00.

Antifungal and antibacterial effect, steam permeable, dimensionally stable and skin-friendly.

Grey 100 pcs/bag.

- Size: 1, 2, 3, 4, 5

23P112/size

Episil / Episil katalizátor ShoreA 20.

Anyag: HTV szilikon A+B komponens.

Liner , kompressziós kesztyű, és más elasztikus elemek gyártásához. ShoreA 20.

Feltekerhető, vulkanizálás után nagy szakítószilárdságú.

Keverési arány 1:1.

Kiszerezés: 1 szett (2 doboz, 1 Episil és 1 Episil katalizátor)

- 1,0 kg (1 kg Episil+1 kg katalizátor) **14S100/2**
- 4,8 kg (4,8 kg Episil+4,8 kg katalizátor) **14S100/9,6**
- 6,8 kg (6,8 kg Episil+6,8 kg katalizátor) **14S100/13,6**

**Episil/Episil-Catalyst, 20 Shore A.**

HTV silicone, components A and B.

For manufacture of liners, compression gloves and other elastic fittings. 20 Shore A, rollable, highly tear-proof after vulcanisation.

Mixing ratio: component A : component B 1 : 1.

- 1,0 kg (1 kg Episil+1 kg cat.) **14S100/2**
- 4,8 kg (4,8 kg Episil+4,8 kg cat) **14S100/9,6**
- 6,8 kg (6,8 kg Episil+6,8 kg cat.) **14S100/13,6**

Episil / Episil katalizátor ShoreA 35.

Anyag: HTV szilikon A+B komponens.

Protézislábfej elülső részének, ujjak, részleges kozmetikai kesztyűk gyártásához. ShoreA 35.

Feltekerhető, vulkanizálás után nagy szakítószilárdságú.

Keverési arány 1:1.

Kiszerezés: 1 szett (2 doboz, 1 Episil és 1 Episil katalizátor)

- 500 g (0,5 kg Episil+0,5 kg katalizátor) **14S101/1**
- 1,0 kg (1 kg Episil+1 kg katalizátor) **14S101/2**
- 4,8 kg (4,8 kg Episil+4,8 kg katalizátor) **14S101/9,6**
- 6,8 kg (6,8 kg Episil+6,8 kg katalizátor) **14S101/13,6**

**Episil/Episil-Catalyst, 35 Shore A.**

HTV silicone, components A and B.

For manufacture of forefoot prostheses, finger- and partial hand epitheses as well as cosmetic covers.

35 Shore A, rollable, highly tear-proof after vulcanisation.

Mixing ratio: component A : component B 1 : 1.

- 500 g. (0,5 kg Episil+0,5 kg cat.) **14S101/1**
- 1,0 kg (1 kg Episil+1 kg cat.) **14S101/2**
- 4,8 kg (4,8 kg Episil+4,8 kg cat) **14S101/9,6**
- 6,8 kg (6,8 kg Episil+6,8 kg cat.) **14S101/13,6**

Episil / Episil katalizátor ShoreA 65

Anyag: HTV szilikon A+B komponens.

Hézagolás, ortézis megerősítés. ShoreA 65.

Feltekerhető, vulkanizálás után nagy szakítószilárdságú.

Keverési arány 1:1.

Kiszerezés: 1 szett (2 doboz, 1 Episil és 1 Episil katalizátor)

- 1,0 kg (1 kg Episil+1 kg katalizátor) **14S102/2**
- 4,8 kg (4,8 kg Episil+4,8 kg katalizátor) **14S102/9,6**
- 6,8 kg (6,8 kg Episil+6,8 kg katalizátor) **14S102/13,6**

**Episil/Episil-Catalyst, 65 Shore A.**

HTV silicone, components A and B.

For manufacture of supporting scare treatments, reinforcements and orthoses.

65 Shore A, rollable, highly tear-proof after vulcanisation.

Mixing ratio: component A : component B 1 : 1.

- 1,0 kg (1 kg Episil+1 kg cat.) **14S102/2**
- 4,8 kg (4,8 kg Episil+4,8 kg cat) **14S102/9,6**
- 6,8 kg (6,8 kg Episil+6,8 kg cat.) **14S102/13,6**

Streifysil folyadék ShoreA 5

Anyag: RTV szilikon A+B komponens.

Puha csomkvég párnák, linerek előállításához. ShoreA 5.

Nagyon puha.

Keverési arány 9:1.

Kiszerezés: 1 szett.

- 1,0 kg (900 g A komp.+100 g B komp.) **14S206**

**Streifysil liquid, 5 Shore A.**

Liquid RTV silicone, components A and B.

For the manufacture of load bearing cushions for stump-ends, soft pads and liners.

5 Shore A, very soft properties.

Mixing ratio: component A : component B (catalyser) 9 : 1.

- 1,0 kg (900 g A comp.+100 g B comp.) **14S206**

**Pastosil.**

Anyag: RTV szilikon gyurma.

A+B komponens színe barack.

Alkalmazható csont-méretvételre, méretvételi modell másolás-
ra, check (ellenőrző) protézis gyártásra.

Edzővel való eldolgozás után feltekerhető.

Feldolgozási idő (szobahőmérséklettől függően) 2-5 perc.

Keverési arány: 1:1.

Kiszerezés 2 illetve 4 vödör (edény).

- 4×250 g **14S201/1**
- 2×1,0 kg **14S201/2**

Pastosil.

RTV silicone plasticine, components A and B, peach.

*For direct casts on patient, for direct casts on patient, for copying of
models and for manufacturing of check prostheses.*

*Grindable in hardened condition, processing time depending on room
temperature: 2-5 min.*

Mixing ratio: component A : component B 1 : 1.

PU = 2 resp. 4 plastic containers.

- 4×250 g **14S201/1**
- 2×1,0 kg **14S201/2**

Retrosil

Anyag: szilikon alapú égésgátló.

Pastosil reakció lassító.

Kitolja a Pastosil feldolgozási idejét.

Maximum 1-3 csepp 100 g Pastosilhoz.

- 10 g **14S202**

Retrosil.

Silicone-based retardant.

*Decelerates the reaction of Pastosil. Extends the processing time, max. 1-
3 drops Retrosil on 100 g Pastosil.*

- 10 g **14S202**

**Stabilizátor RTV szilikonhoz**

Anyag: Polyether

RTV szilikon anyag megvastagodásához (14S206)

- 100 g **14S206/E**

Stabilisator for RTV silicones.

Polyether for thickening of RTV silicone item-no. 14S206.

- 100 g **14S206/E**

**Cleardur**

Anyag: akril por.

Ujj, és körmök gyártásához.

Monodurral együtt használja.

- 75 g **14S208**

Cleardur.

Acrylic powder for manufacturing finger- and toe nails.

Transparent, use only with Monodur, item-no 14S209.

- 75 g **14S208**

**Monodur**

Anyag: folyékony akril monomer.

Használja Cleardurral együtt.

- 50 ml **14S209**

Monodur.

Liquid acrylic monomer for mixing with Cleardur item-no. 14S208.

Clear liquid.

- 50 ml. **14S209**

**Arc-ragasztó.**

Anyag: oldószer alapú bőrragasztó.

Testrészpótlások felerősítésére a bőrfelületre.

- 20 ml **14S204**

Facialglue.

Solvent based silicone skin bond for attaching epitheses and prostheses to the skin.

Clear liquid.

- 20 ml. **14S204**

**KON-GEL.**

Anyag: RTV folyékony szilikon A+B komponens.

Alkalmazható csont végi abszorpciós párnázat illetve puha bélése.

Keverési arány: 1:1.

Kiszerelés 1 szett (2 üveg 500-500 g).

- 500 g **14S207**

KON-GEL.

Liquid RTV silicone components A and B.

For manufacture of stump end load absorption cushions and for soft cushionings.

Silicone gel with very soft properties.

Mixing ratio: component A : component B 1 : 1.

PU = 1 set (2 bottles).

- 500 g. **14S207**

**Arc-szilikon ShoreA 35.**

Anyag: RTV folyékony szilikon, A+B komponens.

Alkalmazható maxillo-faciális protézis (füll, orr, áll pótlás stb.).

Keverési arány: 10:1.

Kiszerelés 1 szett (2 üveg 1 kg A komponens-100 g B komponens).

- 1 kg **14S200**

Facialsil, 35 Shore A.

Liquid RTV silicone components A and B.

For manufacture of Maxillo-Facial-Prostheses.

Approx. 35 Shore A after curing.

Mixing ratio: component A : component B (catalyser) 10 : 1.

PU = 1 set (2 bottles).

- 1 kg. **14S200**



Loctite szilikon ragasztó készlet.

Anyag: cíanakrillát alapú pillanatragasztó.

Erős és szoros kötéseket hoz létre szilikon és elasztomer alapú anyagoknál.

Kristálytisztá, folyékony, gyorsan köt.

Szett tartalma: 1× Loctite 7063 400 ml, 1× Loctite 770 10 g, 1× Loctite 406 20 g.

- Cikkszám: **14S205**

Loctite Silicone Glue Set.

Cyanoacrylate instant adhesive, for strong and very tight bondings of silicones and other elastomers.

Crystal clear, liquid, quick-drying.

Set consisting of:

1x Loctite 7063, Quick Cleaner 400 ml., 1x Loctite 770, Primer 10 g., 1x Loctite 406, Rapid Glue 20 g.

- Item nr.: **14S205.**



Abdosil L katalizátorral.

Anyag: alacsony viszkozitású szilikon nagyon pontos lenyomatok készítéséhez.

Szín: kék.

Maxillo-Faciál protézishez.

Katalizátort tartalmazza, 2 patron (50 ml) és 12 db keverőcső.

- Cikkszám: **14S300**

Abdosil L with Catalyst.

Low viscosity silicone to manufacture very precise impressions, blue.

Especially for Maxillo-Facial-Prosthetics.

Incl. catalyst.

Set consisting of: 2 cartridges 50 ml 12 mixing tips.

- Item nr.: **14S300.**

**Abdosil H katalizátorral.**

Anyag: alacsony viszkozitású szilikon nagyon pontos lenyomatok készítéséhez. Anyagok merevítéséhez.

Szín: zöld.

Maxillo-Faciál protézishez.

Katalizátort tartalmazza, 2 patron (50 ml) és 12 db keverőcső

- Cikkszám: **14S301**

Abdosil H with Catalyst.

Low viscosity silicone to manufacture very precise impressions, green. Especially for Maxillo-Facial-Prosthetics.

Incl. catalyst.

Set consisting of: 2 cartridges 50 ml 12 mixing tips.

- Item nr.: **14S301.**

**Megjegyzés**

Abdosil L anyag merevítéséhez.

Note:

To stiffen the casts made of Abdosil L.

**Keverőpisztoly Abdosilhoz.**

Abdosil L és H anyaghoz használható keverőpisztoly, 1 db.

- Cikkszám: **14S302**

Mixing Gun.

For Abdosil and Abdosil H. 1 pcs.

- Item nr.: **14S302.**

**Keverő-papír.**

Viaszolt speciális papír, csúszásgátló bevonattal Episil és Abdosil elkeverésére, 50 db/cs. 240×150 mm.

- Cikkszám: **22M196**

Mixing Board.

Waxed special paper for mixing of Episil and Abdosil.

With anti-slip coating to avoid displacement. PU=1 board with 50 sheets. 240×150 mm.

- Item nr.: **22M196**

**Alginate.**

Anyag: alginát, sárga.

Ujj, láb, kéz kiöntéséhez használható. 1 cm vastagságban alkalmazható erősíti a POP gipsz kötszereket.

Alginateot spatulával keverje össze hideg vízzel (23 g Alginat : 50 ml hideg víz). Kellemes illatú, ajánlott kiöntő gipsz 14S601-602.

Kiszerelés: 500 g.

- Cikkszám: **14S600**

Alignate.

Alginate, yellow. Pleasant smell.

For detailed cast taking of fingers, epitheses, feet and hands. Apply a 1 cm layer on the requested body section and reinforce from the outside with a POP bandage. Subsequently fill the cast with plaster item-no. 14S601, 602. For mixing and applying use alginate spatula.

Mixing ratio: 23 g Alginate : 50 ml cold water.

- Item nr.: **14S600**

**Szintetikus öntőgipsz.**

Anyag: módosított kalcium-szulfát.

Negatív gipsz modell készítéséhez.

Alacsony expanzió, kemény.

Keverési arány: 1 egység víz : 3 egység gipsz.

Kiszerelés: 25 kg.

- Cikkszám: **14S602**

Moulding Plaster, synthetic.

Calcium-sulfate modification.

For detailed copy from a negative and for mould construction.

Low expansion, very hard. 1 bag=25 kg.

Mixing ratio: part water : 3 parts special plaster.

- Item nr.: **14S602**



Porózus öntőgipsz

Anyag: kalcium-szulfát.

Közvetlenül érintkezhet a szilikon és gipsz között illetve kombinált vákuumtechnológiával használható a Pastosil és Episil anyagokkal. Alacsony buborékképződés, kemény.

Keverési arány: 1 egység víz : 1,5 egység gipsz.

Kiszáradás: 25 kg

- Cikkszám: **14S601**

Moulding Plaster, porous.

Calcium-sulfate for direct contact between silicone and plaster, in combination with vacuum technics using Pastosil und Episil.

Hard, low bubble development.

Mixing ratio: 1 part water : 1,5 parts plaster.

1 bag=25 kg.

- Item nr.: **14S601**



Vazelin.

Anyag: vazelin alap.

Bőr védelemre, és gipsz szigetelésre használható.

Bőrbarát. Kiszáradás: 1 kg.

- Cikkszám: **14S603**

Vaseline.

Based on vaseline for skin protection and insulation of casts using Alginate. Skin-protective, skin-caring benefits.

1 unit=1 kg.

- Item nr.: **14S603**



Másoló gél.

Anyag: agar alapú gél másoló anyag.

Újra felhasználható kiváló minőségű zselés másoló anyag gipsz-modellek másolásához.

Kemény, formatartó, olvadáspont 90°C-on, kezelhető 30°C-on.

1 vödör = 6 kg

- Cikkszám: **14S500**

Doubling Gel.

Agar-based gel-duplicating material. Reusable high quality gel- duplicating material to copy plaster cast models. Specially hard, shape retaining, melting point approx. 90 °C, curing approx. 30 °C.

1 bucket=6kg.

- Item nr.: **14S500**

**Abdoform formaleválasztó.**

Anyag: viasz oldószerben.

Formaleválasztó anyag gipsz modellekhez.

Átlátszó, gyorsan szárad, matt viaszfilmet képez.

1 palack = 750 g.

- Cikkszám: **14S501**

Abdoform Releasing Agent.

Wax in solvent. Releasing agent for mould making, recommended to insulate models. Transparent, quick-drying, leaves a matte wax film. 1 tin= 750 g.

- Item nr.: **14S501**

**Szigetelő folyékony vax.**

Anyag: keverék C7 - C10 izoalkánok és izopropil-alkohol.

Gipszkötések szigetelésére szilikonnal szemben.

Folyékony, kenhető, gyorsan szárad.

1 palack = 500 ml.

- Cikkszám: **14S502**

Sealer/Liquid Wax.

Mixture of C7– C10 isoalkanes and isopropyl alcohol. Insulates plaster casts safely against silicone. Liquid, brushable, quick-drying. PU = 1 bottle=500 ml.

- Item nr.: **14S502**

**Heptan.**

Anyag: heptán.

Szilikon mosó és oldószer valamint vulkanizált Episil felületi feloldásához.

Kristálytiszt, folyékony, gyúlékony, és ártalmatlan vízre.

1 palack= 250 ml.

- Cikkszám: **14S402**

Heptan.

Detergent and solvent for silicones, for surface dissolving of uncured Episil item nr.: 14S102 (65ShoreA). Crystal clear, liquid, easily flammable, hazardous to water.

PU = 1 bottle=250 ml.

- Item nr.: **14S402**



Akril spray lakk átlátszó/világos.

Szigetelés a gipszmintához. Világos, fényes gyorsan szárad.
Ha HTV szilikonhoz használja, még melegen távolítsa el a mintáról az anyagot.

1 spray=500 ml.

- Cikkszám: **14S503**

Acrylic-Lacquer.

Acrylic lacquer aerosol. For insulating of plaster cast moulds.

Clear, shiny, quick-drying.

If used with HTV-silicones, remove the model while still warm.

PU = 1 tin=500 ml.

- Item nr.: **14S503**



Szilikon olaj.

Anyag: szilikon bázisú olaj.

Vulkanizált és kemény szilikonok viszkozitásának csökkentésére.
Kristálytisztá.

1 üveg = 500 ml.

- Cikkszám: **14S400**

Silicone Oil 1000 Cs.

Silicone-based oil. For reducing the viscosity of unvulcanised silicones and silicones with vulcanised shore hardness.

Crystal clear. PU = 1 bottle=500 ml.

- Item nr.: **14S400**



Szilikon alapú primer.

Anyag: benzin alapú ragasztószer szilikonhoz.

Szilikon és más anyagok közötti felületi kezelésre.

1 üveg = 50 ml.

- Cikkszám: **14S401**

Silicone Base Coat/Primer.

Naphtha-based adhesive-agent for silicones.

For surface treatment between silicone and other materials.

PU = 1 bottle= 50 ml.

- Item nr.: **14S401**

**Pacolor.**

Pépes nagyon hatékony színezőanyag.

Átlátszó szilikon anyagok színezésére.

Pépes, hőálló, intenzív szín, fényálló.

Színek: barack, fehér, sárga, piros, kék, fekete, sötét barna, világos barna.

1 üveg = 25 g.

- Cikkszám: **14S650/szín**

Pacolor.

Pasty, highly efficient colour pigments.

For opaque colouring of transparent silicones. Pasty, temperature resistant, intensive colour, lightfast.

Colour: peach, white, red, yellow, blue, black, dark brown, light brown.

PU = 1 tin (25 g).

- Item nr.: 14S650/colour*

**Facolor.**

Viszkózszerű fényes.

Átlátszó szilikon anyagok színezésére.

Színek: fehér, sárga, piros, kék, fekete, zöld, lila, narancs, pink, sötét barna, világos barna, napfény sárga.

1 tasak = 75 g.

- Cikkszám: **14S655/szín**

Facolor.

Viscose fibre (shiny). For plastic colouring of transparent silicones. Temperature resistance, intensive colour, lightfast.

Colour: white, red, yellow, blue, black, dark red, dark brown, pink, green, light brown, sunshine yolk, violet, orange.

PU= 1 bag (75 g).

- Item nr.: 14S655/colour*

**Laminálható lemez.**

Anyag: rozsdamentes acél.

Szilikonba (HTV), pre-peg és lamináló technológiához. 3 réssel, korrózió álló. M4 x 15 x 4,8 mm.

Kiszerezés: 1 db.

- Cikkszám: **14S604**

Lamination Disk.

Stainless steel, to anchor in silicone (HTV), pre-preg and laminating resins. With 3 slots, corrosion-resistant, size: M4 x 15 x 4,8 mm.

PU = 1 piece.

- Item nr.: 14S604*

PIN csatlakozó lemez szilikonhoz.

Anyag: POM menet rozsdamentes acél. Szilikon linerekhez, M10 menettel. Átmérő: 40, 50, 60, 70, 76, 86, 96 mm.

Kiszerezés: 1 db.

- Cikkszám: **14S605/átmérő**

PIN-connection with groove for silicone liners.

POM, thread bushing made of steel. For individual manufacturing of silicone liners.

Thread: M10, Diameter: 40, 50, 60, 70, 76, 86, 96 mm.

PU = 1 piece.

- Item nr.: **14S605/diameter**

Duolastic fedőanyag.

Anyag: 84% poliamid, 16% elasztán, 275 g/m².

Egyedi liner gyártáshoz bi-elasztikus anyag, hosszirányba 200%, széltében 150% rugalmas. Kopásálló.

150 cm széles royal kék.

165 cm széles: sárga, zöld, barack, világos kék, világos barack, szürke.

- Cikkszám: **18T70/szín.**

Duolastic Cover Fabric.

Material: 84 % polyamide and 16 % elasthane, 275 g/m².

Bi-elastic cover fabric for individual manufacturing of liners. Duolastic: extremely elastic in both directions (length: 200 %, width: 150 %) and abrasion resistant, one side raised for better silicone fabric connection.

PU = running metre.

Width: 150 cm: royal blue.

Width: 165 cm: yellow, green, peach, light blue, grey.

- Item nr.: **18T70/colour.**

Elasztikus PA harsinya.

100% Poliamid. Nagyon elasztikus. Szilikon technológiához megerősítésre és lamináláshoz egyaránt használható.



• 60 mm	0,5 kg	50 m	10K38/6
• 80 mm	1,0 kg	50 m	10K38/8
• 100 mm	1,0 kg	77 m	10K38/10
• 120 mm	1,0 kg	50 m	10K38/12
• 150 mm	1,0 kg	43,5 m	10K38/15

Elastic Stockinette.

Polyamide, voluminous yarn, colour: white. For silicone reinforcement, very elastic. Packing: 0,5 and 1 kg/roll.

Width/length:

• 60 mm	0,5 kg	50 m	10K38/6
• 80 mm	1,0 kg	50 m	10K38/8
• 100 mm	1,0 kg	77 m	10K38/10
• 120 mm	1,0 kg	50 m	10K38/12
• 150 mm	1,0 kg	43,5 m	10K38/15

Nylon nagyon elasztikus csőharisnya.

Fehér, nagyon elasztikus, lamináláshoz, PA, szigeteléshez mélyhúzásos és lamináló, szilikon technológiához.



Kiszerelés: Szélesség: 5-66 cm 23 m. **10K36/5**

Kiszerelés: Szélesség: 10-142 cm 23 m. **10K36/10**

Nylon Stockinette, extremely expandable.

Extremely elastic, white PA material. For insulation during deep-drawing and laminating, the vacuum stocking helps to work out undercuts during vacuum forming.

Packing: width 5-66 cm 23 m. **10K36/5**

Packing: width 10-142 cm 23 m. **10K36/10**

Varrható tépőzárak.

100% nylon, varrható. Méretek: 20, 25, 30, 38, 50, 100 mm.

Royal kék, piros, narancs, fluo fuschia, fluo narancs, világos szürke, szürke, sötétzöld, sötétkék, navy kék, bordó, barna.

Használható protézis, ortézis, cipő készítéshez.

25 m/tek. Minimum rendelés: 100 méter.

- Bolyhos **15T1/méret+szín**
- Horgos **15T2/méret+szín**

**Sew on Hook&Loop tape.**

100% nylon, sew on. Size: 20, 25, 30, 38, 50, 100 mm.

Colour: royal blue, red, orange, fluo fuschia, fluo orange, light grey, grey, dark green, navy blue, bordeaux, brown.

Unit: 25 meters/roll. Minimum order 100 meters.

- Item nr.: **Loop** **15T1/size+colour**
- Item nr.: **Hook** **15T2/size+colour**

Varrható tépőzárak.

100% nylon, varrható. Méretek: 20, 25, 30, 38, 50, 100 mm.

Fehér, fekete, testszín, navykék, barna, középszürke, ezüstszürke.

Használható protézis, ortézis, cipő készítéshez.

25 m/tek. Minimum rendelés: 25 méter.

- Bolyhos **15T14/méret+szín**
- Horgos **15T15/méret+szín**

**Sew on Hook&Loop tape.**

100% nylon, sew on. Size: 20, 25, 30, 38, 50, 100 mm.

Colour: black, white, beige, navy blue, brown, mid grey, silver grey.

Unit: 25 meters/roll. Minimum order 25 meters.

- Item nr.: **Loop** **15T14/size+colour**
- Item nr.: **Hook** **15T15/size+colour**



Öntapadó tépőzárak.

100% nylon, öntapadó. Méretek: 20, 25, 30, 38, 50, 100 mm.

Fehér, fekete.

Használható protézis, ortézis, cipő készítéshez.

25 m/tek. Minimum rendelés: 25 méter.

- Bolyhos **15T16/méret+szín**
- Horgos **15T17/méret+szín**

Adhesive backed Hook&Loop tape.

100% nylon, adhesive backed. Size: 20, 25, 30, 38, 50, 100 mm.

Colour: black, white.

Unit: 25 meters/roll. Minimum order 25 meters.

- Item nr.: **Loop** **15T16/size+colour**
- Item nr.: **Hook** **15T17/size+colour**



Öntapadó horgos/bolyhos érmék.

100% nylon, öntapadó. Méretek: 22, 33 mm átmérő.

Szín: Fehér, fekete, testszín, navykék, barna, középsszürke, ezüstszürke.

22 mm = 1.000 db., 33 mm= 700 db érme.

25 m/tek. Minimum rendelés: 25 méter.

- Bolyhos **15T20/méret+szín**
- Horgos **15T21/méret+szín**


Adhesive backed Hook&Loop coins.

100% nylon, adhesive backed coins. Standard adhesive - this high tack hot melt rubber adhesive is suitable for indoor use on all paper/boards and metals. Colour: black, white, beige, navy blue, brown, mid grey, silver grey.

22 mm = 1.000 db., 33 mm= 700 db coins.

Unit: 25 meters/roll. Minimum order 25 meters.

- Item nr.: **Loop** **15T20/size+colour**
- Item nr.: **Hook** **15T21/size+colour**



Elasztikus tépőzárak.

100% nylon, elasztikus, kötött. Méretek: 20, 25, 30, 38, 50 mm.

Fehér, fekete.

Használható protézis, ortézis, cipő készítéshez.

25 m/tek. Minimum rendelés: 25 méter.

- Bolyhos **15T13/méret+szín**

Elasticaed Loop tape.

100% nylon, knit, elasticated. Size: 20, 25, 30, 38, 50 mm.

Colour: black, white.

Unit: 25 meters/roll. Minimum order 25 meters.

- Item nr.: **Loop** **15T13/size+colour**



Képek illusztrációk

Pictures is illustraion.

Tépőzáras szíjazatok, mell-, és vállpárnák.

PVC tépőzáras szíjazatok és váll, mellpárnák. Használhatók fűzőkhöz, JSPD-k rögzítésére, ülőkorzetekhez. Könnyen tisztítható tartós termék, szegeccsel lehet rögzíteni a szíjazatokat.

Vállpárna használata: bújtassa át a tépőzáras szíjazaton, dörzsölése érzékeny helyeken mint a vállak, sípcsont puha párnázott érzés ad és rögzíti a testrészt.

Mellpárna: előre kivágott bújtatókon keresztül hevederekkel rögzíthető, nagyobb felületen megtartja a mellrészt.

Szín és méretválasztékot lásd a következő oldalakon.

Kiszerelés: szíjazatok és vállpárnák 10db/csomag.

Mellpárna 1 db.

Self-gripping straps and breastplate.

Great resistance to traction, easy to make, easy to clean, long-lasting.

Used to: corsets, foot orthosis, seat orthosis.

The self gripping straps you can fixed with rivets.

Unit: 10 pc/bag.

Breastplate 1 pc.

Please see color and size range on the following pages.



Színes szegecsek különböző méretekben (17T60, 17T61).


Colour rivets different size (item nr.: 17T60, 17T61).

		Tépőzáras szíjzat Self-gripping straps				PVC vállpárna PVC pad		Egységcsomag Packing
		Hossz Length	300 mm	500 mm	400 mm	680 mm	150 mm	
		Szélesség Width	25 mm		40 mm		25 mm	
	PREMIUM	ROMA	15T45/2	15T45/3	15T45/4	15T45/5	16T42/25	16T42/40
		PARIS	15T46/2	15T46/3	15T46/4	15T46/5	16T43/25	16T43/40
		SIBERIA	15T47/2	15T47/3	15T47/4	15T47/5	16T44/25	16T44/40
		LAS VEGAS	15T48/2	15T48/3	15T48/4	15T48/5	16T45/25	16T45/40
	TEXTURED	TEXAS	15T64/2	15T64/3	15T64/4	15T64/5	16T48/25	16T48/40
		SEVILLA	15T62/2	15T62/3	15T62/4	15T62/5	16T38/25	16T38/40
		SYDNEY	15T60/2	15T60/3	15T60/4	15T60/5	16T39/25	16T39/40
		NEW DELHI	15T61/2	15T61/3	15T61/4	15T61/5	16T40/25	16T40/40
		TOKYO	15T63/2	15T63/3	15T63/4	15T63/5	16T41/25	16T41/40
	SZÍNES COLORED	ALASKA	15T51/2	15T51/3	15T51/4	15T51/5	16T30/25	16T30/40
		MOSCOU	15T52/2	15T52/3	15T52/4	15T52/5	16T31/25	16T31/40
		OSLO	15T53/2	15T53/3	15T53/4	15T53/5	16T32/25	16T32/40
		SHANGHAI	15T54/2	15T54/3	15T54/4	15T54/5	16T33/25	16T33/40
		AUCKLAND	15T55/2	15T55/3	15T55/4	15T55/5	16T34/25	16T34/40
		LISBONNE	15T56/2	15T56/3	15T56/4	15T56/5	16T35/25	16T35/40
		AMSTERDAM	15T57/2	15T57/3	15T57/4	15T57/5	16T36/25	16T36/40
		BORDEAUX	15T58/2	15T58/3	15T58/4	15T58/5	16T37/25	16T37/40
		LIMA	15T50/2	15T50/3	15T50/4	15T50/5		
		LONDON	15T59/2	15T59/3	15T59/4	15T59/5		

10 darab
10 pieces

A 25 mm széles vállpárna a 25 mm széles tépő zárás szíjjal kompatibilis.
A 40 mm széles vállpárna a 25-40 mm széles tépő zárás szíjjal kompatibilis.

Width 25 mm for straps of 25 mm.
Width 40 mm for straps of 40 to 25 mm.





Tépőzáras szíjzat Self-gripping straps			PVC vállpárna PVC pad		Egységcsomag Packing
Hossz Length	300 mm	400 mm	150 mm		
Szélesség Width	25 mm	40 mm	25 mm	40 mm	10 darab 10 pieces
Farmer Jean	15T35/DE	15T34/DE	16T16/25	16T16/40	
Hétvirág Sixty flowers	15T35/FL	15T34/FL	16T17/25	16T17/40	
Katica Ladybug	15T35/K	15T34/K	16T18/25	16T18/40	



PVC mellpárna.

1 db mellpárna.

Szín: Piros, kék, fehér, szürke.

- Cikkszám: **16T50/szín**



Breastplate.

Breastplate 1 pc.

Colour: red, blue, white, grey.

- Item nr.: **16T50/colour**

**PP heveder.**

Erős heveder.

Fehér, fekete, kék, pink.

Szélesség: Fekete, 20, 25, 40 mm.

Fehér, pink, kék, 25, 40 mm.

Kiszerezés: 50 méter/tekercs.

- Cikkszám: **16T1/szín+méret**

PP straps.

PP straps is strong.

Colour: white, black, blue, pink.

Width: Black: 20, 25, 40 mm.

White, pink, blue: 25, 40 mm.

Unit: 50 meters/roll.

- Item nr.: **16T1/colour+size**

Műszálas heveder.


Szőtt sima szövésű, rip struktúra fényes.

Fehér, fekete, kék.

Szélesség: 20, 25, 30 mm.

Kiszerezés: 50 méter/tekercs.

- Cikkszám: **16T2/szín+méret**

**Pes webbing straps.**

PES webbing straps woven, plain weave with rip structure, light, shiny quality.

Colour: white, black, blue.

Width: 20, 25, 30 mm.

Unit: 50 meters/roll.

- Item nr.: **16T2/colour+size**

Műszálas heveder.

Szőtt sima szövésű. Fehér, fekete.

Szélesség: 20, 25, 30, 38 mm.

Kiszerezés: 50, 100 méter/tekercs.

- Cikkszám: **16T3/szín+méret**

**Webbing straps.**

100% nylon webbing straps woven. Colour: white, black.

Width: 20, 25, 30, 38 mm.

Unit: 50, 100 meters/roll.

- Item nr.: **16T3/colour+size**

**Oválkarika hegesztett.**

Anyag: acél.

Méret: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

Kiszerelés: 100 db.

- Cikkszám: **17T1/méret**

Steel loop oval welded.

Material: steel, nickel-plated. Deflector for belt connections.

Size: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

PU: 100 pc/unit.

- Item nr.: **17T1/size**

**Oválkarika görgővel, hegesztett.**

Anyag: acél.

Méret: 30, 35, 45, 50 mm.

Kiszerelés: 100 db.

- Cikkszám: **17T2/méret**

Steel loop oval welded, with roller.


Material: steel, nickel-plated.

Deflector for belt connections. The movable roller reduces the friction resistance of the belt strap during closing.

Size: 30, 35, 45, 50 mm.

PU: 100 pc/unit.

- Item nr.: **17T2/size**

**Négyszögletes bújató, hegesztett.**

Anyag: acél.

Méret: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

Kiszerelés: 100 db.

- Cikkszám: **17T20/méret**

Steel Loop, rectangular, welded.

Material: steel, nickel-plated.

Deflector for belt connections.

Size: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

PU: 100 pc/unit.

- Item nr.: **17T20/size**

**Bújtató rollerral.**

Anyag: műanyag és nikkelezett acél, fehér.

Kiszerelés: 100 db.

Méret: 35, 50 mm.

- Cikkszám: **17T25/W+méret**


Steel loop white.

Material: steel, nickel-plated, strap: plastic. For deflection of belts in one-piece closure systems.

Size: 35, 50 mm.

PU: 100 pc/unit.

- Item nr.: **17T25/W+size**

**Fém-műanyag bújtató.**

Anyag: plastik-acél.

Fehér, fekete.

Méret: 25, 40, 50 mm.

Kiszerelés: 100 db.

- Cikkszám: **17T26/szín+méret**

Steel loop black&white.

Material: steel, nickel-plated, strap: plastic.

For deflection of belts in one-piece closure systems.

Size: 25, 40, 50 mm.

PU: 100 pc/unit.

- Item nr.: **17T26/colour+size**

**Pergőcsat futó görgővel.**

Anyag: acél, hegesztett.

Hegesztett, ortopédiai cipőkhöz.

Méret: 20, 22, 25, 30, 40, 50 mm.

Kiszerelés: 100 db.

- Cikkszám: **17T12/méret**

Single Prong Buckle with Roller.

Material: steel, nickel-plated, welded.

For manufacturing of closures for orthopaedic shoes.

Size: 20, 22, 25, 30, 40, 50 mm.

PU: 100 pc/unit.

- Item nr.: **17T12/size**

**Műanyag dupla csúszó.**

Anyag: műanyag, fehér, fekete.

Méret: 25, 40 mm.

Kiszerelés: 10 db.

- Cikkszám: **17T40/méret**

Double slide buckle.

Material: plastic, black and white.

Size: 25, 40 mm.

PU: 10 pc/unit.

- Item nr.: **17T40/size**

**Leszorítócsat.**

Anyag: műanyag, Cheneau fűzőkhöz. Fekete vagy fehér.

Méret: 25 mm.

Kiszerelés: 100 db.

- Cikkszám: **17T54/szín**

Clip Closure, Plastic.

Material: plastic, for Cheneau corsets. Black or white.

Size: 25 mm.

PU: 100 pc/unit.

- Item nr.: **17T54/colour**

**Műanyag táskacsat.**

Anyag: műanyag, fehér, fekete, kék, pink.

Méret: 25, 40 mm.

Kiszerelés: 10 db.

- Cikkszám: **17T14/szín+méret**

Side Release Buckle With Simple Adjustment.

Material: plastic, white, black, blue, pink.

Size: 25, 40 mm.

PU: 10 pc/unit.

- Item nr.: **17T14/colour+size**

**Műanyag táskacsat dupla.**

Anyag: műanyag, fekete.

Méret: 25, 40 mm.

Kiszerelés: 10 db.

- Cikkszám: **17T15/méret**

Clip Buckle with Double Adjustment.

Material: plastic, black.

Size: 25, 40 mm.

PU: 10 pc/unit.

- Item nr.: **17T15/size**

**5 pontos műanyag csat .**

Anyag: műanyag, fekete.

Méret: 25 mm.

Kiszerelés: 10 db.

- Cikkszám: **17T18/BL25**

5-point plastic buckle.

Material: plastic, black.

Size: 25 mm.

PU: 10 pc/unit.

- Item nr.: **17T18/BL25**

**4 pontos műanyag csat .**

Anyag: műanyag, fekete.

Méret: 40 mm.

Kiszerelés: 10 db.

- Cikkszám: **17T19/BL40**

4-point plastic buckle.

Material: plastic, black.

Size: 40 mm.

PU: 10 pc/unit.

- Item nr.: **17T19/BL40**

**Csőszegecs fej + láb színes.**

Anyag: acél.

Szín: fekete, fehér, kék, pink, szürke, barna, zöld, piros.

Fejátmérő × láb átmérő × lábmagasság.

Méret: 13 × 4 × 15,6 mm.

17T61/szín

Méret: 13 × 4 × 12,4 mm.

17T60/szín

Kiszerelés: 100 db.

Colored single cap speedy rivets.

Material: steel.

Colour: black, white, blue, pink, grey, brown, green, red.

Head diameter × foot diameter × foot length

Size: 13 × 4 × 15,6 mm.

17T61/colour

Size: 13 × 4 × 12,4 mm.

17T60/colour

PU: 100 pc/unit.

**Csőszegecs láb, nyitott.**

Anyag: acél. 4,5 mm fejátmérőhöz

Méret: láb hossza 8, 10, 12 mm.

Kiszerelés: 1.000 db.

- Cikkszám: **17T70/méret**


Tubular Rivet with Open Stem.

Material: steel, for 4,5 mm head diameter.

Size: foot height 8, 10, 12 mm.

PU: 1.000 pc/unit.

- Item nr.: **17T70/size**

**Csőszegecs fej 4,5 mm.**

Anyag: acél.

Méret: 4,5 mm. (17T70-es csőszegecs lábhoz).

Kiszerelés: 1.000 db.

- Cikkszám: **17T71/45**

Tubular rivet cap 4,5 mm.


Material: steel, nickel-plated.

For 17T70 tubular rivets.

Size: 4,5 mm.

PU: 1.000 pc/unit.

- Item nr.: **17T71/45**

**Csőszegecs fej + láb.**

Anyag: acél.

Méret: fejtátmérő: 13,5 × láb hossz: 17,5 mm.

Kiszerelés: 100 db.

- Cikkszám: **17T72/L**

Tubular rivet cap + foot.

Material: steel, nickel-plated.

Size: head diameter: 13,5 mm × foot length: 17,5 mm.

PU: 100 pc/unit.

- Item nr.: **17T72/L**

**Réz szegecs.**

Anyag: réz ötvözet. Lapos fejű.

Fejtátmérő × hossz.

Méret: 3 mm × 15 mm

17T90/3X15

4 mm × 20 mm

17T90/4X20

Kiszerelés: 1.000 db.

Copper rivet.

Material: copper alloy. Flat head.

Head diameter × length.

Size: 3 mm × 15 mm

17T90/3X15

4 mm × 20 mm

17T90/4X20

PU: 1.000 pc/unit.

**Vörösréz huzalszeg.**

Anyag: réz ötvözet. Lapos fejű.

Fejtátmérő × hossz.

Méret: 2,5 mm × 25 mm

17T109

Kiszerelés: 100 db.

Copper sparable.


Material: copper alloy. Flat head.

Head diameter × length.

Size: 2,5 mm × 25 mm

17T109

PU: 100 pc/unit.

**Fűzőszem + alátét 5×5 mm.**

Anyag: nikkelezett acél.

Méret: 5×5 mm.

Kiszerezés: 100 db.

- Cikkszám: **9A43**

Eyelet + base ring for eyelet 5×5 mm.

Material: steel, nickel-plated.

Size: 5×5 mm.

PU: 100 pc/unit.

- Item nr.: **9A43**

**Fűzőmerevítő, bevont.**

Anyag: bevont rugó acél.

Szélesség: 7 mm.

Vastagság: 0,65 mm.

Méret hossz: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 mm.

Kiszerezés: 20 db.

- Cikkszám: **17T2/méret**

Spring steel strip.

Material: coated spring steel strip.


Width: 7 mm.

Thickness: 0,65 mm.

Size lenght: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 mm.

PU: 20 pc/unit.

- Item nr.: **17T2/size**

**Fűzőmerevítő, spirál, bevont végzárókupakkal.**

Anyag: rugó acél.

Szélesség: 11 mm.

Vastagság: 0,9 mm.

Méret hossz: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 cm.

Kiszerezés: 30 db.

- Cikkszám: **17T103/méret**

Spiral Coil with Plastic Caps.

Material: spring steel strip.


Width: 11 mm.

Thickness: 0,9 mm.

Size lenght: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 cm.

PU: 30 pc/unit.

- Item nr.: **17T103/size**

**Négyszögletes bújítató, hegesztett.**

Anyag: acél.

Méret: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

Kiszerelés: 100 db.

- Cikkszám: **17T20/méret**

Steel Loop, rectangular, welded.

Material: steel, nickel-plated.

Deflector for belt connections.

Size: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

PU: 100 pc/unit.

- Item nr.: **17T20/size**

**Félkarika, hegesztett.**

Anyag: acél.

Méret: 20 mm.

Kiszerelés: 10 db.

- Cikkszám: **17T4/20**


Welded Wire Ring.

Material: steel, nickel-plated.

Size: 20 mm.

PU: 10 pc/unit.

- Item nr.: **17T4/20**

**ELAST bordásgumi.**

Anyag: 50% Poliészter, 33% Poliamid, 17% gumi.
Használható fűzők, emlékeztető heveder, készítéséhez.

Szín: testszín, fehér, fekete.

Kiszerelés: 50 m/tekercs.

Testszín szélesség: 6, 8, 16 cm.

18T1/H+méret

Fehér szélesség: 6, 8, 10, 16, 20, 24, 27,5 cm.

18T1/W+méret

Fekete szélesség: 6, 16 cm.

18T1/BL+méret

ELAST Elastic Webbing Strap wide.

Material: 50% Polyester, 33% Polyamide, 17% Rubber.

Suitable for post operative abdominal supports.

Colour: skin, black, white.

PU: 50 meters/roll.

Skin width: 6, 8, 16 cm.

18T1/H+size.

White width: 6, 8, 10, 16, 20, 24, 27,5 cm

18T1/W+size.

Black width: 6, 16 cm.

18T1/BL+size.

**ELAST rojtos bandázsgumi.**

Anyag: 76% Pamut, 14% Gumi 10% Viszkóz.

Használható AK/BK függesztők, szuszpender készítéséhez.

Szín: világossárga, bézs.

Kiszerelés: 40 m/tekercs.

Világos sárga: 2,7 és 5,5 cm

18T80/méret

Bézs: 2,7 és 5,5 cm

18T81/méret

ELAST Elastic Webbing Strap.

Material: 76% Cotton, 14% Rubber 10% Viscose.

Suitable for AK / BK suspension sleeve, hernia suspenders.

Colour: light yellow, beige.


PU: 40 meters/roll.

Light yellow width: 2,7 and 5,5 cm.

18T80/+size.

Beige width: 2,7 and 5,5 cm.

18T81/+size.

**ELAST gumibandázs.**

Anyag: 48% Pamut, 18% Gumi, 16% Poliamid, 18% Poliészter.
Használható AK/BK függesztők, emlékeztető hevederek készítéséhez.

Szín: fehér.

Kiszerezés: 40 m/tekercs.

Szélesség: 2,2 cm illetve 6,0 cm.

- Cikkszám: **18T82/méret**

**ELAST Elastic Webbing Strap.**

Material: 48% Cotton, 18% Rubber, 16% Polyamide, 18% Polyester.
Suitable for AK / BK suspension sleeve, for post operative abdominal supports.

Colour: white.

PU: 40 meters/roll.

Width: 2,2 and 6,0 cm.

- Item nr.: **18T82/+size**

**ELAST elasztikus gumibandázs.**

Anyag: 45% Pamut, 12% Gumi 16% Viskóz., 27% Poliészter.
Használható AK/BK függesztők készítéséhez.

Szín: világossárga, bézs/fekete csíkos.

Kiszerezés: 40 m/tekercs.

Szélesség: 2,0 cm illetve 5,0 cm.

Világos sárga: 2,0 és 5,0 cm

18T83/méret

Bézs/fekete csíkos: 2,0 és 5,0 cm

18T84/méret

ELAST Elastic Webbing Strap.

Material: 45% Cotton, 12% Rubber 16% Viscose, 27% Polyester.
Suitable for AK / BK suspension sleeve.

Colour: light yellow, beige.

PU: 40 meters/roll.

Width: 2,0 and 5,0 cm.

Light yellow width: 2,0 and 5,0 cm.

18T83/+size.

Beige width: 2,0 and 5,0 cm.

18T84/+size.

**ELAST LANA gumírozott gyapjú fűzőanyag.**

Anyag: 31% gyapjú, 31% Akрил, 18% poliamid, 10% pamut, 6% gumi, 4% poliészter.

Használható rugalmas bicolor gyapjú medenceöve készítéséhez. Speciális fehér belsejű gyapjú megtartja a test melegét. Támasztó hatást fejt ki.

Szín: kétoldalas fehér/testszín.

Kiszerelés: 30 m/tekercs.

Szélesség: 30 cm.

- Cikkszám: **18T10**

ELAST LANA woolen corset material.

Material: 31% wool, 31% acrylic, 18% polyamide, 10% cotton, 6% rubber, 4% polyester.

Suitable for flexible Lumbar Orthosis. Special white-lined wool keeps the body warm. It has a supporting effect.

Colour: double-sided white / body color.

PU: 30 meters/roll.

Width: 30 cm.

- Item nr.: **18T10**

Gumibandázs arany-fehér.

Anyag: 82% Viskóz,, 18% Elastán.

Szőtt csíkos mindkét oldal, fényes frottír struktúrájú, vastag.

Szín: Aranysárga/fehér.

Kiszerelés: 25 méter / tekercs.

Hosszanti nyúlása kb.: 70%.

Szélesség: 20, 25, 35, 45 mm.

- Cikkszám: **18T87/méret.**

**Elastic Webbing Strap.**

Material: 82% Viscose, 18% Elastane.

Multi layer weave, woven stripes on both sides, soft, smoothened selvedges. Thick, firm quality, shiny, terry cloth structure.


Colour: golden/white.

PU: 25 meters/roll.

Longitudinal elasticity approx. 70 %.

Width: 20, 25, 35, 45 mm.

- Item nr.: **18T87/size**



Gumibandázs szürke-fehér.

Anyag: 42% Viszkóz,, 37% pamut, 21% gumi.

Elülső oldala világosszürke alapon fehér csíkos, hátoldala fehér.

Szín: Szürke/fehér.

Kiszerelés: 25 méter / tekercs.

Hosszanti nyúlása kb.: 45%.

Szélesség: 35, 45 mm.

- Cikkszám: **18T88/méret.**

Elastic Webbing Strap.

Material: 42 % viscose, 37 % cotton and 21 % rubber.

Multi-layer weave with soft, smoothened selvedge, twill weave. Front side bright-grey with white stripes, white back side.

Colour: grey/white.

PU: 25 meters/roll.

Longitudinal elasticity approx. 45 %.

Width: 35, 45 mm.

- Item nr.: **18T88/size**



Gumiszalag.

Anyag: 80% Viszkóz, 20% gumi.

Közepesen erős, szőtt.

Szín: fekete, testszín.

Kiszerelés: 25 méter / tekercs.

Hosszanti nyúlása kb.: 60%.

Szélesség: 60 mm (testszín, fekete), 80 mm (fekete)

- Cikkszám: **18T89/szín + méret.**

Elastic webbing strap.

Material: 80 % viscose and 20 % rubber.

Woven with selvedge, medium-strong quality with soft, smooth surface.


Colour: black, skin.

PU: 25 meters/roll.

Longitudinal elasticity approx. 60 %.

Width: 60 mm (skin, black) 80 mm (black).

- Item nr.: **18T89/colour + size**

**Szilikonos gumiszalag.**

Anyag: 42% poliamid (nylon), 39% poliamid (helanca) és 19% elasztán.

Az egyik oldalon szőtt, puha, sima minőségű, pontos szilikon bevonattal.

Szín: fehér, fekete, testszín.

Kiszerezés: 10 vagy 25 méter / tekercs.

Hosszanti nyúlása kb.: 90%.

Szélesség: 50 mm.

- Cikkszám: **18T90/szín + méret.**

Elastic Border Strap with silicone beads (dots).

Material: 42 % polyamide (nylon), 39 % polyamide (helanca) and 19 % elasthan.

Woven with scallop on one side, soft, smooth quality, punctual silicone coating.

Colour: white, black, skin.

PU: 10 or 25 meters/roll.

Longitudinal elasticity approx. 90 %.

Width: 50 mm.

- Item nr.: **18T90/colour + size**

**Egyoldalt laminált kelme 4 mm nylon/velúr, kék, 400 g/m2.**

Anyaga: 100 % Poliészter, kötött.

Velúr, horgos tépőzár tapad hozzá.

Szín: kék, 4 mm anyagvastagság.

145 cm széles, 400 g/m2.

- Cikkszám: **18T57/B**

Soft Foam with Lamination on One Side.

Material: 100 % polyester.

Knit, rubber foam with lamination on one side, velour, compatible with hook fasteners.

Material height 4 mm and colour: blue.

Width: 145 cm, 400g/m2.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T57/B**

**Kétdoldalt laminált kelme 5 mm velúr, fehér, 340 g/m2.**

Anyag: elülső oldal 100% poliamid, hátulsó oldal 100% poliészter.

Elülső felületéhez horgos tépőzár tapad hozzá.

Hátulsó felülete puha gyapjú tapintású.

Szín: fehér, 5 mm anyagvastagság.

145 cm széles, 340 g/m2.

- Cikkszám: **18T59/W**

Soft Foam with Lamination on Both Side.


Material: Front side: 100 % polyamide, back side: 100 % polyester. Rubber foam: 100 % PUR-soft foam. Rubber foam with lamination on both sides. Front surface: suitable to cling to hook- and loop fasteners, back surface: soft fleece.

Material height 5 mm and colour: white.

Width: 145 cm, 340g/m2.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T59/W**



**Kétoldalt laminált kelme 7 mm velúr/frottír,
kék/szürke, 600 g/m2.**

Anyag: egyik oldal velúr 100% poliészter, hátulsó oldal frottír 100% pamut.

Elülső felületéhez horgos tépőzár tapad hozzá.

Hátulsó felülete nagy nedvszívó képességű frottír.

Szín: kék/szürke, 7 mm anyagvastagság.

150 cm széles, 600 g/m2.

- Cikkszám: **18T58**

Soft Foam with Lamination on Both Side.

Material: Rubber foam and velours: 100 % polyester, terry cloth: 100% cotton. Knit, rubber foam with lamination on both sides, velour, compatible with hook fasteners, terry cloth highly absorbent.

Material height 7 mm and colour: blue/grey.

Width: 150 cm, 600g/m2.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T58**



**Kétoldalt laminált kelme 10 mm velúr/frottír
fekete/szürke, 700 g/m2.**

Anyag: egyik oldal 100% poliamid fekete, hátulsó oldal jersey 100% pamut, szürke.

Elülső felületéhez horgos tépőzár tapad hozzá.

Szín: fekete/szürke, 10 mm anyagvastagság.

150 cm széles, 700 g/m2.

- Cikkszám: **18T60**

Soft Foam with Lamination on Both Side.


Material: Front side: 100 % polyamide, black, back side: 100 % cotton, grey, foam: 100 % PUR-ester. Knit, rubber foam with lamination on both sides, front side compatible with hook fasteners, black, back side with 100 % cotton jersey, grey.

Material height 10 mm and colour: black/grey.

Width: 150 cm, 700g/m2.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T60**



Laminált kelme ültető modulokhoz 2,5 mm.

Anyag: egyik oldal 100% poliamid, hátulsó oldal 100% poliészter, vékony kelme.

Elülső felületéhez horgos tépőzár tapad hozzá.

Szín: fekete, 2,5 mm anyagvastagság.

140 cm széles, 300 g/m².

- Cikkszám: **18T61**

Lining Cloth for Seating Shells.

Material: Front side: 100 % polyamide, back side: 100 % polyester, rubber foam: 100 % polyurethane. Knit, rubber foam with lamination on both sides, front side compatible with hook fasteners, back side with thin knit fabric.

Material height 2,5 mm and colour: black.

Width: 140 cm, 300g/m².

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T61**



Frotír elastikus fedőanyag 2 mm.

Jó béleelő tulajdonságok. Elastikus mindkét irányban.

Könnyen tisztítható, mosható 40 ° / 140 ° F-ig.

Különösen alkalmas fedőanyagként (ülőkörzetekhez, autósülékhez).

Szín: fekete, kék, rózsaszín.

Vastagság: 2 mm, szélesség: 1,5 m.

Kiszerezés: 5 méter.

- Cikkszám: **18T71/szín.**

Elastic terry cloth 2 mm.

Good lining properties. Stretchable in both directions.

Easy to clean, washable up to 40° / 140°F.

Particularly suitable for making covers.

Material height 2,0 mm, colour: black, blue, pink.

Width: 150 cm.

PU: 5 meter.

- Item nr.: **18T71/colour.**



Hőformázható 3D béleelő anyag.

Az anyag textúrája lehetővé teszi hogy levegőzőn a bőr, elvezeti az izzadságot. Ültetőmodulokhoz, autósülésekhez.

Kényelmes, lágy puha tapintású. Mosható 40 °C-on.

Ellenáll az öregedésnek, tartós.

Ragasztó réteg nélküli, ezért allergia kockázata nem áll fenn.

Hőformázható 170 °C-on.

Színválaszték: fehér, fekete, kék, pink, szürke, zöld, barna, piros.

Méret: 1000 × 1450 × 6 mm.

Kiszerezés: méter.

- Cikkszám: **18T50/szín**

Thermoformable 3D Fabric.

Its texture allows it to breathe and to drain perspiration. Very comfortable and soft to the touch.

Easy to clean, washable at 40°C / 100°F. Good ageing.

Glue-less, this fabric complies with sustainable development policies and limits risks of allergy.

Thermoformable at 170°C / 340°F.

Colour: white, black, blue, pink, grey, green, brown, red.

Size: 1000 × 1450 × 6 mm.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T50/colour.**

Hőformázható vastag béleelő anyag.

Tökéletesen illeszkedik minden formához.

Kényelmes, lágy puha tapintású.

Mosható 40 °C-on, ellenáll az öregedésnek, tartós.


Ragasztó réteg nélküli, ezért allergia kockázata nem áll fenn.

Hőformázható 170 °C-on.

Színválaszték: fekete, kék, pink, szürke, zöld, barna, piros.

Méret: 1000 × 1450 × 6 mm

- Cikkszám: **18T51/szín**



Thermoformable thick fabric.

Perfectly matches the most complex mold shapes. Very comfortable and soft to the touch. Easy to clean, washable at 40°C / 100°F.

Good resistance to ageing.

Glue-less, this fabric limits risks of allergy.

Thermoformable at 170°C / 340°F.

Colour: black, blue, pink, grey, green, brown, red.

Size: 1000 × 1450 × 6 mm.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T51/colour.**



Elasztikus vízálló egyrétegű 3D anyag.

Elasztikus, lélegző, komfortos 3D-s szövet.

A rugalmas filmnek köszönhetően vízálló. Nagyon kényelmes és puha tapintású.

Ideális vízhatlan területekkel való borításokhoz. (ülőkörzetekhez, autósülésekhez).


Könnyen tisztítható, mosható 30 ° C / 86 ° F-on centrifugálás nélkül.

Szín: fekete, fehér, kék, málna, szürke, piros.

Méret: 145 cm széles, 3 mm vastag.

Kiszerezés: 1 méter.

- Cikkszám: **18T62/szín.**



Single layer 3D fabric waterproof.

Stretchable, breathable, comfortable 3D fabric.

Waterproof thanks to the associated flexible film. Very comfortable and soft to the touch. Ideal for making covers with waterproof areas.

Easy to clean, washable at 30°C/86°F without spinning.

Colour: white, black, blue, raspberry, lead grey, red.

Size: 145 cm width, 3 mm thickness.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T62/colour.**



Ripstop velúr szövet, fekete.

A ripstop velúr szövet az erős ellenállás és bársony puha tapintás kombinációja. Ellenáll az öregedésnek, tartós.

Nagyon kényelmes, puha és rugalmas tapintású.

Könnyen karbantartható, 40 ° C-ig mosható.

Legjobb rögzítéshez mikro tépőzárát ajánlunk.

Szín: fekete.

Vastagság: 4,5 mm, szélesség: 1,45 m.

Kiszerezés: 1 és 10 méter.

- Cikkszám: **18T54**



Ripstop suede fabric.

The ripstop suede fabric is a combination of strong resistance and velvet soft touch. Very comfortable contact, soft and flexible to the touch.


Easy to maintain, washable up to 40°C. Good aging over time.

Colour: black.

Thickness: 4,5 mm, width: 1,45 m.

PU: 1 or 10 meter.

- Item nr.: **18T54**



Kétoldalt laminált 3D béleelő anyag.

Az anyag textúrája lehetővé teszi hogy levegőzőn a bőr, elvezeti az izzadságot. Ültetőmodulokhoz, autósülésekhez.

Egyik oldala mintás, belső oldal fekete nylon.

Kényelmes, lágy puha tapintású. Mosható 30 °C-on.

Ellenáll az öregedésnek, tartós.

Ragasztó réteg nélküli, ezért allergia kockázata nem áll fenn.

Színválaszték: fekete kockás, fekete/szürke, kék/fekete, sárga/fekete.

Méret: 1350 × 3 mm.

Kiszerezés: méter.

- Cikkszám: **18T64/szín**

3D Soft Foam with Lamination on Both Side.

Its texture allows it to breathe and to drain perspiration. One side is patterned, the inside is black nylon.

Easy to clean, washable at 30°C. Good ageing.

Glue-less, this fabric complies with sustainable development policies and limits risks of allergy.

Colour: black checkered, black / gray, blue / black, yellow / black.

Size: 1350 × 3 mm.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T64/colour.**



Kétoldalt laminált béleelőanyag.

Ültetőmodulokhoz, autósülésekhez.

Egyik oldala mintás, belső oldal fehér nylon.

Mosható 30 °C-on. Ellenáll az öregedésnek, tartós.

Ragasztó réteg nélküli, ezért allergia kockázata nem áll fenn.

Színválaszték: körök, lego.

Méret: 1300 × 2 mm.

- Cikkszám: **18T65/szín**

Soft Foam with Lamination on Both Side.

For seats and cars seats.

One side is patterned, the inside is white nylon.

Easy to clean, washable at 30°C / 100°F. Good resistance to ageing.

Glue-less, this fabric limits risks of allergy.

Colour: circles, lego.

Size: 1300 × 2 mm.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T65/colour.**



Kétoldalt laminált bélőanyag.

Ültetőmodulokhoz, autósülésekhez.

Egyik oldala mintás, belső oldal krém/világosszürke nylon.

Mosható 30 °C-on. Ellenáll az öregedésnek, tartós. Puha tapintású.

Ragasztó réteg nélküli, ezért allergia kockázata nem áll fenn.

Színválaszték: virág, vízcsepp, kék halas, piros halas.

Méret: 1400 × 3 mm.

- Cikkszám: **18T66/szín**



Soft Foam with Lamination on Both Side.

For seats and cars seats.

One side is patterned, inner side cream / light gray nylon.

Easy to clean, washable at 30°C / 100°F. Good resistance to ageing.

Glue-less, this fabric limits risks of allergy. Soft to the touch.

Colour: flower, water drop, blue fish, red fish.

Size: 1400 × 3 mm.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T66/colour.**



Kétoldalt laminált bélőanyag.

Ültetőmodulokhoz, autósülésekhez.

Egyik oldala mintás szövet, belső oldal krém/világosszürke nylon.

Mosható 30 °C-on. Ellenáll az öregedésnek, tartós.

Ragasztó réteg nélküli, ezért allergia kockázata nem áll fenn.

Színválaszték: kék absztrakt, fekete apró.

Méret: 1400 × 2 mm.

- Cikkszám: **18T67/szín**

Soft Foam with Lamination on Both Side.

For seats and cars seats.

One side is patterned, inner side cream / light gray nylon.

Easy to clean, washable at 30°C / 100°F. Good resistance to ageing.


Glue-less, this fabric limits risks of allergy.

Colour: blue abstract black tiny.

Size: 1400 × 2 mm.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T67/colour.**



Karbon utánzatú vinyl bevonó anyag.

Ez a vinyl különösen ajánlott ortézisek fedésére (lásd kép. AFO, hőformázott csizma stb.).

Lehetővé teszi bármely anyag bevonását, hogy "szénszálas" megjelenést kapjunk.

Ellenálló és könnyen felhordható (hőlégfúvóval).

Ragasztós oldala van azonnali és tartós kötéshez, optimális kötés 24 óra után.

Méret: 152 cm széles.

Kiszerezés: méter.

- Cikkszám: **18T53**

Carbon fiber imitation covering vinyl.

This vinyl is particularly recommended for the lining of orthoses (knee brace, AFO, thermoformed boots, etc.). It allows the covering of any material in order to get a "carbon-fiber" appearance.

For a modern finishing touch.

Resistant and easy to apply (with a heat gun).

Has an adhering side for immediate and permanent bond, optimal after 24h.

Size: 152 cm.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T53**



Neoprém 3 és 5 mm.

Különösen alkalmas ortézis készítésére, bélelésére.

Minden irányban rugalmas, puha tapintású. Kényelmes viselet.

Színválaszték: fekete, kék. Méret: 1300 × 3 mm.

Színválaszték: fekete. Méret: 0,99×1,45 méter ×5 mm.

Kiszerezés: 1 méter.

- Cikkszám: **18T63/szín + méret**

Neoprene fabric 3 and 5 mm.

Particularly suitable for lining of orthosis.

Extensibility (bi stretch).

Very comfortable and soft to the touch.

Colour: black, blue. Size: 1300 × 3 mm.

Colour: black. Size: 0,99×1,45 meters ×5 mm.

PU: 1 meter.

- Item nr.: **18T63/colour + size.**



Középen gyengített szegőszalag.

Anyag: 80% Viszkóz, 20% gumi.

Középen gyengített szegőszalag, enyhén fényes, rip struktúra.

Szín: fehér, fekete, testszín.

Kiszerelés: 100 méter / tekercs.

Hosszanti nyúlása kb.: 110%.

Szélesség: 20 mm.

- Cikkszám: **19T9/szín.**

Elastic Trim Strap.

Material: 80 % viscose and 20 % rubber.

Woven with fine rip structure, indicated folded edge in the middle, light quality, slightly shiny surface.

Colour: black, white, skin.

PU: 100 meters/roll.

Longitudinal elasticity approx. 110 %.

Width: 20 mm.

- Item nr.: **19T9/colour**



Elasztikus középen hajtható puha szegőszalag, 25 mm.

Szín: fehér, fekete, testszín, kék, piros, barna, zöld, pink.

Kiszerelés: 25 méter / tekercs.

Lehet ragasztani vagy varrni, ortézisek szegéséhez, éleknél csökkenti a dörzsölés okozta sérüléseket. Puha tapintású, nagyon kellemes anyag.

Szélesség: 25 mm.

- Cikkszám: **19T8/szín**

Elastic Velvet Edge 25 mm.

Its elasticity makes it suitable for finishing of edges with complex shapes. Very comfortable and soft to the touch. Reduces risks of irritation caused by rough edges. Can be stitched or glued.

Colour: black, white, skin, green, blue, red, brown, pink.

PU: 25 meters/roll.

Width: 25 mm.

- Item nr.: **19T8/colour**



Reha-Technika Kft
Partner az ortopédtechnikai anyag-alkatrész ellátásban



Reha-Technika Kft.

2161 Csomád Esztergály utca 49.
Adószám: 12374407-2-13

Tel.: +36/28/792-301

Email: sales@rehatechnika.hu

Weboldal: www.rehatechnika.hu