




Reha-Technika Kft
Partner az ortopédtechnikai anyag-alkatrész ellátásban



ORTÉZIS ALKATRÉSZ KATALÓGUS

ORTHOSIS PARTS
CATALOGUE

**Reha-Technika Kft.**

H2161 Csomád Esztergály utca 49.

Adószám: 12374407-2-13

VAT:HU12374407

Tel.: +36/28/792-301

Email: sales at rehatechnika dot hu

Weboldal: www.rehatechnika.hu

HU

Kiadó: Reha-Technika Kft.

Ezt a kiadványt szerzői jogok védik. Sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.
Copyright Reha-Technika Ltd.

Katalógust készítette és szerkesztette Kovács Tünde.

A termékválaszték nem teljeskörű, egyéni igények esetén érdeklődjön az elérhetőségeink egyikén.

A katalógusban feltüntetett méretek, súlyok, színek irányadóak, ettől minimális eltérés lehetséges.

A kiadványban szereplő képek illusztrációk, fenntartjuk a jogot modell, szín változtatásra.

Észrevételét a sales kukac rehatechnika pont hu e-mail címen megteheti.

Nyomdai hibák miatt felelősséget nem vállalunk.

ENG

Publisher: Reha-Technika Ltd.

This publication is protected by copyright. Reproduction can only be done with the written permission of the owner. Copyright Reha-Technika Ltd.

A catalog was prepared and edited by Ms. Tünde Kovács.

The product range is not complete, please contact one of our contact details for individual needs.

The dimensions, weights and colors shown in the catalog are subject to a minimum deviation.

The pictures in this publication are illustrations, we reserve the right to model, color change.

You can do so by e-mail at sales at rehatechnika dot hu.

We are not responsible for printing mistakes.

TARTALOM JEGYZÉK- CONTENTS

1.	Reha-Technika Megfelelősségi nyilatkozat <i>Reha-Technika CE</i>	4.
2.	Reha-Technika Bevezetés <i>Reha-Technika Introduction</i>	5-7.
3.	Reha-Technika Ortézis alkatrészek <i>Reha-Technika Orthosis parts</i>	8-51
	Járógép alkatrészek <i>Orthosis parts</i>	8-22
	Kontraktúra <i>Orthosis contractura</i>	23
	Ültetőmodul alkatrészek <i>Seats module parts</i>	24-29
	Tamarac <i>Tamarac</i>	30-34
	Ortézis kiegészítők <i>Orthosis accessories</i>	35-37
	Carpenter	38
	Rehabilitacio	39
	Talpbetétek, kiegészítők <i>Insoles & accessories</i>	40-51



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

QUALITY MANAGEMENT CE MARKING

HU

A **Reha-Technika Kft.** mint Magyarországon forgalom hozó, (továbbiakban Forgalmazó) saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a katalógusban szereplő alsóvégtag protézis előállításához használt alkatrészek mindenben megfelelnek az orvostech-nikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet (a továbbiakban: Rendelet),
- amely honosította az orvostech-nikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK európai uniós direktívákat.

5. §-a alapján **CE** megfelelőségi jelöléssel van ellátva

A Reha-Technika Kft. által forgalmazott valamennyi termék az I. kockázati osztályba tartozik.

Magyar nyelvű használati / beszerelési útmutatót tartalmaznak az általunk forgalmazott termékek.

ENG


The **Reha-Technika Ltd.** as distributor of prosthetics parts and component we declare at our own risk that we have placed on the market prosthetic and orthotic parts, materials, orthosis are in conformity with the provisions of the Medical Devices Act 4/2009. (III.17.) EÜM (hereinafter referred to as "the Regulation"),

- which has harmonized the European Union Directives 93/42 / EEC on medical devices.

Section 5 provides a **CE** mark of conformity.

All products distributed by Reha-Technika Ltd. belong to the I. risk class.

The parts of prosthetic and orthotics are included the Hungarian language usage / installation instructions, **CE** marking and product ID label.



GARANCIA

HU

A **Reha-Technika Kft.** mint Magyarországon forgalom hozó, (továbbiakban Forgalmazó) az általunk forgalmazott alkatrészekre (rendeltetés-szerű használat mellett) 1 év garanciát biztosít.

ENG

Reha-Technika Ltd. as distributor in Hungary, it provides 1 year warranty (see product notes) for prosthetics parts.

GUARANTEE

Partner az ortopédtechnikai anyag,- alkatrész ellátásban.

We are your partner in orthopedic and parts supply.

BEVEZETŐ

INTRODUCTION

HU

A **Reha-Technika Kft.** 2014-ben alakult, alsó-felsővégtag protézis és ortézis anyag, alkatrész nagykereskedelmére szakosodott vállalkozás.

Tulajdonosai rendelkeznek ortopédtechnikai műszerész, gyógyászati segédeszköz forgalmazói végzettséggel és több év szakmai tapasztalattal az ortopédtechnikai gyártás-koordináció, valamint a gyártáshoz szükséges alkatrész, anyagkereskedelemben területén.

A Reha-Technika Kft. 2015 év elejétől elkezdte forgalmazni az ortopédtechnikában azon belül az alsó, - felsővégtag protézisek, és ortézisek gyártásához szükséges alapanyagokat, alkatrészeket.

Világpiacon vezető helyet betöltő gyártókkal és forgalmazókkal állunk kapcsolatban. Beszállítói Partnereink több éves, évtizedes gyártói, - forgalmazói háttérrel, ISO 9001:2008, DIN EN ISO 13485:2012+AC2012, DIN EN ISO 17025, DIN EN ISO 10328 minősítésekkel rendelkeznek.

Fő törekvésünk, a hazai ortopédtechnikai gyártók, forgalmazók ellátása megfelelő, jó minőségű, korszerű alkatrészekkel, anyagokkal és a jövőre nézve szakmai oktatások megszervezése.

Az ügyfeleink megelégedettsége örömmel tölt el bennünket. A Reha-Technika Kft. tulajdonosai az alkatrész és anyag kiszolgáláson túl egy ügyfélközpontú, családias, baráti légkört valósítottak meg.

Folyamatosan bővülő termékpalettával várjuk meglévő és leendő Partnereinket, igazodva az ortopédtechnikai gyártók és forgalmazók igényeihez.

ENG

A **Reha-Technika Ltd** is a trading company of lower limb prosthetics components and upperlimbs modular prosthetics and silicone cosmetic prostheses, established in 2014.

The owners have qualification of „Orthopaedic mechanic” as well as „Dealer in medical appliances”. They also have several years of professional experience in coordinating orthopedic manufacturing process and trading of orthopedic components and materials.

From the beginning of 2015 the company started selling raw materials and parts for lower limbs and upper limbs prostheses and orthoses production.

We work with world market leader manufacturers and distributors of components and materials. Our suppliers have several years, decades of production and distributor backgrounds, and ISO 9001: 2008, DIN EN ISO 13485: 2012 + AC2012, DIN EN ISO 17025, DIN EN ISO 10328 certifications.

Our main intention is to supply orthopedic manufacturers and dealers with appropriate and high-quality components and modern materials, and for the future we plan to organize professional trainings.

Reha-Technika is a customer-focused company with friendly atmosphere. Our customers' satisfaction is a pleasure for us.

We look forward to our existing and potential partners with a continually expanding range of products adapted to the needs of orthopedic producers and distributors.

Kovács Tünde

Tulajdonos ügyvezető
Owner and general manager



PROTEOR BEMUTATÁS / PROTEOR COMPANY



HU

PROTEOR francia cég-célcsoport 1913-ban burgundi székhelyű családi vállalkozásból indult. Teljeskörű szolgáltatást nyújt kb.: 4500 termékválasztékkal az O&P (ortopédtechnikai-műszerész) szakemberek számára az egyedi gyártású ortopéd-technikai eszközök gyártáshoz. A gyártó egységük Seurre (Burgundy) városban található (6500 m²-en), ahol a megmunkálását végzik a különböző, kompozit anyagoknak (szénszál, üvegszál, rozsdamentes acél, ötvözetek, titán, alumínium), szilikon injekció, poliuretán habok, digitális 3D formák kijavítása, precíziós szerelés, műanyagok hőformázása. Ugyanebben az egységben alakították ki a logisztikai rendszert, innen történí az alkatrészek, anyagok szállítása világszerte., közel 170 embert foglalkoztatva. Világpiacon az első tíz helyen szerepel értékesítésének volumene alapján.

Képzések:

A Proteor szakemberei biztosítják a termékeinek felhasználásának szakmai képzését telehelyén (Seurre) vagy az ügyfél telephelyén, műhelyében.

A Proteor által gyártott forgalmazott alkatrészek, anyagok disztribútora Magyarországon a Reha-Technika Kft.



ENG

MEETING YOUR NEEDS

PROTEOR, an independent family-owned group based in Burgundy since 1913, offers a complete range of over 4500 items for O&P professionals to manufacture custom-made orthopedic devices.

MANUFACTURE AND LOGISTICS

Our manufacturing unit in Seurre (Burgundy) masters industrial know-how, such as machining of materials (steel, stainless steel, alloys, titanium, aluminium), use of composite materials (carbon fiber, glass fiber, ...), silicone injection, machining of polyurethane foams, rectification of digital 3D forms, precision assembly, thermoforming of plastics, lining and saddlery. An efficient logistics platform with optimum stock levels ensures worldwide delivery of our products to all the professionals in the orthopedic field. Packaging design is studied to match the shipping methods, ensure a very safe transportation of the products and minimize waste and while preserving environment. Thanks to ongoing investments in innovation, many medical and scientific partnerships, as well as cooperation with CPOs, PROTEOR's expertise is recognized all over O&P fitting market.

AFTER SALES SUPPORT


Our after sales department carries out preventive control and maintenance of the products to keep them to the highest quality level all along their life cycle.

TRAINING AND TECHNICAL ASSISTANCE

PROTEOR's experts ensure training for our products and manufacturing technologies of custom-made orthopedic devices. Our technical support can provide training sessions in our company or at the customer's premises to meet patient's needs.



PROTED BEMUTATÁS / PROTED COMPANY



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE



HU

A Proteted Ltd. Magas jó minőségű protetikai és ortetikai anyagok, alkatrészek gyártója 1992 óta.

A Proteted Ltd. 1992-ben alakult protézis és ortézis ellátó központként Törökországban Ankarában. Fokozatosan bővítette létesítményeit és most már professzionális gyártóként működik.

A protézis és ortézis anyagok gyártásának lefontosabb tényezője volt, hogy csökkentse Törökország külföldi termelésétől való függőségét. Mr. Ilhan Sahin a Proteted cég alapítója aki akadémikus volt és ezen a területen dolgozik a Hacettepe University egyetemen mérnök-

ként látta, hogy szükség van ilyen termelési tevékenységre Törökországban és ő rendelkezett ezeknek a termékeknek a technikai ismeretével.

Ma a Proteted az ágazat vezető gyártója Törökországban, és jól ismert vállalatává vált Európában. A Proteted protetikai és ortopédiai termékeket számos olyan intézményhez nyújt, mint a GATA (Gulhane Katonai Orvostudományi Akadémia), a TSK Rehabilitációs Központ (a Török Hadsereg Általános Rehabilitációs Központja), a Hacettepe Egyetem és a Gazi Egyetem rehabilitációjához Törökországban.

A Proteted exportálja termékeit a világ számos országába.

A Proteted két alapvető dimenzióját ötvözi tevékenységében; a termelés és a rehabilitáció. Az egész létesítmény 5000 négyzetméter, és a legújabb technológiát és a modern gyártógépeket használja.

A Proteted víziója a legmagasabb minőségű protetikai és ortetikai termékek előállítását a fogyatékkal élők igényeinek kielégítése és általános életminőségének növelése érdekében.

ENG

PROTED COMPANY

We Build High Quality Stuff Since 1992.

Proteted's vision is to produce the highest quality prosthetic and orthotic products in order to meet the needs of disabled people and increase their general life quality.

Proteted Ltd. was founded in 1992 as a prosthetic-orthotic rehabilitation center in Ankara, Turkey. Gradually, it expanded its facilities and now operates as a professional manufacturer. The most important factor in the establishment of the prosthetic and orthotic production was the company's intention to decrease Turkey's dependency on foreign production and that Ilhan Sahin, the founder of Proteted, was an academician working in this sphere at Hacettepe University in Ankara as a mechanical engineer. He saw the necessity for such production activities in Turkey and had the technical know-how for the development of these products.

Today, Proteted is the leading manufacturer in Turkey within this sector and has become a well-known company in Europe. Proteted provides prosthetic and orthotic products to many institutions such as GATA (Gulhane Military Medical Academy), TSK Rehabilitation Center (The General Turkish Rehabilitation Center for Army Staff), Hacettepe University and Gazi University, which are well known as leading centers for prosthetic and orthotic rehabilitation in Turkey. Proteted also exports its commodities to many countries worldwide.

Proteted combines two essential dimensions in its activities; the production and the rehabilitation. The whole facility measures 5000 square meters and uses the latest technology and modern manufacturing machines. The integrated managerial units and workshops operate along the production facilities in Ostim, Ankara.

Proteted provides quality certified services and has been awarded with a state grant for its technology usage among 1000 firms in the country.

Proteted's vision is to produce the highest quality prosthetic and orthotic products in order to meet the needs of disabled people and increase their general life quality.

Járógép kengyel 16 és 20 mm.

A boka és a láb közötti kapcsolat biztosítására.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 db.

Orthosis Caliper stirrup 16 and 20 mm.

Caliper Stirrup used to ensure connection between ankle and foot in orthotic applications.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pc.

Cikkszám Item nr.	Szélesség: Width:	Vastagság: Thickness:	Hossz ízület központtól: Length from joint center:	Fejátmérő: Head diameter:
21B1/1	16 mm	2,5 mm	145 mm	n.a.
21B1/2	20 mm	3,0 mm	166 mm	n.a.

Járógép kengyel karbon 16 és 20 mm.

Carbon rendszerű Járógép készítéséhez kengyel.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 db.

Orthosis Caliper stirrup for carbon systems 16 and 20 mm.

Carbon system foot stirrup used to ensure connection between ankle and foot in orthotic applications.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pc.

Cikkszám Item nr.	Szélesség: Width:	Vastagság: Thickness:	Hossz ízület központtól: Length from joint center:	Fejátmérő: Head diameter:
21B2/1	16 mm	2,5 mm	68 mm	n.a.
21B2/2	20 mm	3,0 mm	68 mm	n.a.

Járógép Klenzak kengyel 16 és 20 mm.

Klenzak kengyel kapcsolatot biztosít a bokaízület és az ortopédiai cipő között.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 db.

Klenzak Stirrup 16 and 20 mm.

Caliper Stirrup used to ensure connection between ankle and foot in orthotic applications.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pc.

Cikkszám Item nr.	Szélesség: Width:	Vastagság: Thickness:	Hossz ízület központtól: Length from joint center	Fejátmérő: Head diameter:
21B5/1	16 mm	2,5 mm	68 mm	28 mm
21B5/2	20 mm	3,0 mm	68 mm	28 mm

Egyágú és ablakos kengyel.**21B3/****21B4/**

A kengyel kapcsolatot biztosít a bokaízület és az ortopédiai cipő között.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 db.

Stirrup.

Stirrup used to ensure connection between ankle and foot in orthotic applications.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pc.

Cikkszám Item nr.	Szélesség: Width:	Vastagság: Thickness:	Hossz cm-ben: Length in cm:	Fejátmérő: Head diameter:
21B3/	n.a.	4,0 mm	24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38	n.a.
21B3/	n.a.	5,0 mm	24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38	n.a.
21B4/	n.s.	3,0 mm	26,28,30,32,34,36,38,40,42	n.a.

Kengyelcsapszeg**9A9/**

A kengyelcsapszeg kapcsolatot biztosít a bokaízület/cipő és a kengyel között.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 db.
- Méret: 6, 8 mm.
- Cikkszám: 9A9/méret

Stirrup bolts.


Stirrup bolts used to ensure connection between ankle/shoes and stirrup.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pc.
- Size: 6, 8 mm.
- Item nr.: 9A9/size

**Járógép Bokaízület „A” 16 és 20 mm.**

Járógép bokaízület egyenes laterális és kontúros mediális ízület.


- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

**Orthosis Ankle joint „A” 16 and 20 mm.**

Mechanical ankle joint used in orthotic applications. Straight lateral & contoured medial joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Szélesség: Width:	Sín vastagság: Bar Thickness:	Hossz ízület központtól: Length from joint center:	Fejátmérő: Head diameter:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B10/16	16 mm	2,5 mm	40,5 mm	21,5 mm	75 kg
21B10/20	20 mm	3,0 mm	40,5 mm	23,5 mm	100 kg

**Járógép Bokaízület „B” 16 és 20 mm.**

Járógép bokaízület egyenes laterális és mediális ízület.


- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.

**Orthosis Ankle joint „B” 16 and 20 mm.**

Mechanical ankle joint used in orthotic applications. Straight lateral & medial joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Szélesség: Width:	Sín vastagság: Bar Thickness:	Hossz ízület központtól: Length from joint center:	Fejátmérő: Head diameter:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B11/16	16 mm	2,5 mm	40,5 mm	21,5 mm	75 kg
21B11/20	20 mm	3,0 mm	40,5 mm	23,5 mm	100 kg



Járógép Bokaízület „C” 16 és 20 mm.

Járógép bokaízület kontúros laterális és mediális ízület.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis Ankle joint „C” 16 and 20 mm.

Mechanical ankle joint used in orthotic applications. Contoured lateral & medial joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Szélesség: Width:	Sín vastagság: Bar Thickness:	Hossz ízület központtól: Length from joint center:	Fejátmérő: Head diameter:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B12/16	16 mm	2,5 mm	40,5 mm	21,5 mm	75 kg
21B12/20	20 mm	3,0 mm	40,5 mm	23,5 mm	100 kg



Járógép Klenzak bokaízület gyerek 14 mm.

Járógép bokaízület gyerek számára dorsal és plantar flexiós az állítható rugó biztosítja a stabilitást.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis Klenzak Ankle joint for children 14 mm.

Orthotic mechanical ankle joint for children. Its adjustable compression spring ensures stability and secure ankle dorsal flexion and plantar flexion.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Szélesség: Width:	Termék súly:: Products weight:	Hossz ízület központtól: Length from joint center:	Fejátmérő: Head diameter:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B17	12 mm	90 g.	230 mm	20 mm	40 kg



Járógép bokaízület kengyellel gyerek 16 mm.

Járógép bokaízület gyerek számára boka és a láb közötti kapcsolat biztosítására.


- Anyag: Acél és alu.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis Ankle joint for children with stirrup 16 mm.

Mechanical ankle joint and stirrup set for children used to ensure connection between ankle and foot in orthotic application.

- Material: Steel and AL.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Vastagság: Thickness:	Hossz ízület központtól: Length from joint center:	Kengyel hossz: Stirrup length:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B64/A1	AL	16 mm	2,5 mm	220 mm	130 mm	40 kg
21B64/S1	SS	16 mm	2,5 mm	220 mm	130 mm	40 kg



Járógép Klenzak bokaízület 16 és 20 mm. „A” (rugós)

Járógép bokaízület plantár flexió beállítható rugóval. Kontúros mediális és egyenes laterális ízület.


- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis Klenzak Ankle joint 16 and 20 mm. „A”

It also features planter-flexion capability with adjustable compression spring. Contoured medial joint and straight lateral joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Vastagság: Thickness:	Fejátmérő: Head diameter:	Termék súly: Products weight:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B13/16	SS	16 mm	2,5 mm	26/57 mm	125 g.	75 kg
21B14/20	SS	20 mm	3,0 mm	28/60 mm	169 g.	100 kg



Járógép Klenzak bokaízület 16 és 20 mm. „B” (rugsós)

Járógép bokaízület plantár flexió beállítható rugóval. Egyenes mediális és laterális ízület.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis Klenzak Ankle joint 16 and 20 mm. „B”

It also features planter-flexion capability with adjustable compression spring. Straight medial joint and straight lateral joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Vastagság: Thickness:	Fejátmérő: Head diameter:	Termék súly:: Products weight:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B15/16	SS	16 mm	2,5 mm	26/57 mm	125 g.	75 kg
21B15/20	SS	20 mm	3,0 mm	28/60 mm	169 g.	100 kg



Járógép Klenzak bokaízület 16 és 20 mm. „C” (rugsós)

Járógép bokaízület plantár flexió beállítható rugóval. Kontúros mediális és laterális ízület.


- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis Klenzak Ankle joint 16 and 20 mm. „C”

It also features planter-flexion capability with adjustable compression spring. Contoured medial joint and straight lateral joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Vastagság: Thickness:	Fejátmérő: Head diameter:	Termék súly:: Products weight:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B16/16	SS	16 mm	2,5 mm	26/57 mm	125 g.	75 kg
21B16/20	SS	20 mm	3,0 mm	28/60 mm	169 g.	100 kg



Járógép térdízület záras 16 és 20 mm. „A”

Járógép térdízület záras, kontúros mediális és egyenes laterális.


- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis knee joint 16 and 20 mm. „A” Swiss Type Springless.

Contoured Medial Joint and Straight Lateral Joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B20/16	SS	16 mm	57/38 mm	75 kg
21B20/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg



Járógép térdízület záras 16 és 20 mm. „C”

Járógép térdízület záras, kontúros alsó mediális és egyenes laterális.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis knee joint 16 and 20 mm. „C” Swiss Type Springless.

Straight lateral joint and down side contoured medial joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B21/16	SS	16 mm	57/38 mm	75 kg
21B21/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg

**Járógép térdízület rugós 16 és 20 mm. „A”**

Járógép térdízület rugós, kontúros mediális és egyenes laterális.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis knee joint 16 and 20 mm. „A” with Bale Lock .

Contoured Medial Joint and Straight Lateral Joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B22/16	SS	16 mm	57/38 mm	75 kg
21B22/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg

**Járógép térdízület rugós 16 és 20 mm. „B”**

Járógép térdízület rugós, egyenes mediális és egyenes laterális.


- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis knee joint 16 and 20 mm. „B” with Bale Lock.

Straight Medial Joint and Straight Lateral Joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B23/16	SS	16 mm	57/38 mm	75 kg
21B23/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg

**Járógép térdízület rugós 16 és 20 mm. „C”**

Járógép térdízület rugós, alsó kontúros mediális és egyenes laterális.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis knee joint 16 and 20 mm. „C” with Bale Lock .

Straight lateral joint and down side contoured medial joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B24/16	SS	16 mm	57/38 mm	75 kg
21B24/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg



Járógép térdízület karbon rendszerhez 16 és 20 mm.

Járógép térdízület, kontúros mediális és egyenes laterális.


- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis Carbon System Knee Joint 16 and 20 mm.

Contoured Medial Joint and Straight Lateral Joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B25/16	SS	16 mm	57/38 mm	75 kg
21B25/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg

**Járógép súlyzáras térdízület 16 és 20 mm. "A"**

Járógép térdízület, kontúros mediális és egyenes laterális.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis Ring Lock Knee Joint 16 and 20 mm. „A”

Contoured Medial Joint and Straight Lateral Joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B26/16	SS	16 mm	57/41 mm	75 kg
21B26/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg

**Járógép súlyzáras térdízület 16 és 20 mm. "B"**

Járógép térdízület, egyenes mediális és egyenes laterális.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis Ring Lock Knee Joint 16 and 20 mm. „B”

Straight Medial Joint and Straight Lateral Joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B27/16	SS	16 mm	57/41 mm	75 kg
21B27/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg

**Járógép súlyzáras térdízület 16 és 20 mm. "C"**

Járógép térdízület, kontúros alsó mediális és egyenes laterális.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis Ring Lock Knee Joint 16 and 20 mm. „C”

Straight lateral joint and down side contoured medial joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B28/16	SS	16 mm	57/41 mm	75 kg
21B28/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg



Járógép súlyzáras térdízület sínezettel 18 és 20 mm.

Járógép térdízület, sínezettel.


- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis Ring Lock Knee Joint 18 and 20 mm. „A”

Orthotic Knee Joint with ring lock and lateral bars.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.


Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B29/18	SS	19/4 mm	317/292 mm	75 kg
21B29/20	SS	21/4 mm	317/292 mm	100 kg



Járógép sínzett 16 és 20 mm.

Ezek az ortézis sínzetek kapcsolódnak más alkatrészekhez. A rudak alsó része egyenes, míg a felső része kontúros.

- Csomagolás: 2 db egyenes rúd és 2 db kontúros.
- Anyag: Acél és alu.
- Csomagolás: 1 szett.




Orthotic lateral bars 16 and 20 mm.

Orthotic lateral bars that provide connection between other parts in orthotic applications. Lower bars are straight, whereas upper bars are contoured.

- Material: Steel and AL.
- Packing: 2 straight bars and 2 contoured bars.
- Unit: 1 set.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Vastagság: Thickness:	Hossz: Length:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B50/16	AL	16 mm	2,5 mm	410 mm	75 kg
21B50/20	AL	20 mm	3,0 mm	450 mm	75 kg
21B51/16	SS	16 mm	2,5 mm	410 mm	100 kg
21B51/20	SS	20 mm	3,0 mm	450 mm	100 kg



Járógép súlyzáras csípőízület 16 és 20 mm. „A”

Járógép csípőízület kontúros mediális és egyenes laterális.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 db.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis Ring Lock Hip Joint (Contoured) 16 and 20 mm. „A”

Orthotic contoured, manually locked hip joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pc.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B40/16	SS	16 mm	54/41 mm	75 kg
21B40/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg



Járógép súlyzáras csípőízület 16 és 20 mm. „B”

Járógép csípőízület egyenes mediális és egyenes laterális.


- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 db.

Orthosis Ring Lock Hip Joint (Contoured) 16 and 20 mm. „B”

Orthotic straight, manually locked hip joint.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pc.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B41/16	SS	16 mm	54/41 mm	75 kg
21B41/20	SS	20 mm	60/38 mm	100 kg



Járógép súlyzáras csípőízület 18 és 20 mm.

Járógép csípőízület sínezettel.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 db.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis Ring Lock Hip Joint 18 and 20 mm.

Orthotic manually locked hip joint with lateral bars.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pc.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B42/18	SS	18 mm	230/130 mm	75 kg
21B42/20	SS	20 mm	230/130 mm	100 kg



Járógép Klenzak bokaízület gyerek 14 mm.

Járógép bokaízület gyerek számára dorsal és plantar flexiós az állítható rugó biztosítja a stabilitást.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis Klenzak Ankle joint for children 14 mm.

Ortotic mechanical ankle joint for children. Its adjustable compression spring ensures stability and secure ankle dorsal flexion and plantar flexion.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Szélesség: Width:	Termék súlya: Products weight:	Hossz ízület központtól: Length from joint center:	Fejátmérő: Head diameter:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B17	12 mm	90 g.	230 mm	20 mm	40 kg



Járógép térdízület + AL sínezet gyerek 14 mm.

Járógép térdízület gyerek sínezettel 14 mm.

- Anyag: Acél + Alu sín.
- Csomagolás: 1 szett.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis knee joint with lateral bars for children 14 mm.

Orthotic knee joint with lateral bars and Swiss lock for children used in orthotic applications

- Material: Steel+AL bars.
- Unit: 1 set.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B32/14	14/3 mm	29/43 mm	40 kg



Járógép térdízület + sínezet gyerekek SS+AL 14 mm.

Járógép térdízület + sínezet gyerek.

- Anyag: Acél és alu.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis Ring Lock knee Joint for children SS and AL. 14 mm.

Orthotic knee joint with ring lock and lateral bars for children.

- Material: Steel and AL.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B30	AL	14/3 mm	317/292 mm	40 kg
21B31	SS	14/3 mm	317/292 mm	50 kg



Járógép csípőízület + sínezett gyerekek SS+AL 15 mm.

Járógép csípőízület + sínezett gyerek.

- Anyag: Acél és alu.
- Csomagolás: 1 db.
- Oldalt meg kell jelölni.

Orthosis Ring Lock hipJoint for children SS and AL. 15 mm.

Orthotic hip joint with ring lock and lateral bars for children.

- Material: Steel and AL bar.
- Unit: 1 pc.
- Left or right side.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz (alsó/felső): Length from joint center, Upper/Lower:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B43/	SS/AL	15/3,5 mm	22,5/18,5 mm	40 kg

**Ortézis kontraktúra ízület (0-40°).**

Fokban állítható ortézis ízület, merev könyökhöz és térdhez.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis contracor joint with lateral bar (0-40°) SS.

Adjustable corrective orthotic contractor joint for rigid elbow and knees.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Szög-állítás: Angle capability:
21B70/12	SS	12 mm	0-40°
21B70/16	SS	16 mm	0-40°

**Ortézis kontraktúra ízület (0-220°).**

Fokban állítható ortézis ízület, merev könyökhöz és térdhez.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis contracor joint with lateral bar (0-220°) SS.

Adjustable corrective orthotic contractor joint for rigid elbow and knees.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Szög-állítás: Angle capability:
21B71/12	SS	12 mm	0-220°
21B71/16	SS	16 mm	0-220°

**Ortézis kontraktúra ízület (0-220°).**

Fokban állítható ortézis ízület, merev könyökhöz és térdhez.

- Anyag: Acél.
- Csomagolás: 1 pár.

Orthosis contracor joint with lateral bar (0-220°) SS.

Adjustable corrective orthotic contractor joint for rigid elbow and knees.

- Material: Steel.
- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Szög-állítás: Angle capability:
21B72/20	SS	20 mm	0-220°

Ültetőmodul vázszerkezet 6 mm PE.

Ültetőmodul vázszerkezet, állítható dőlés szögben.

- Anyag: PE 6 mm. (méretben lehet 0,3-0,5%-os eltérés).
- Csomagolás: 1 db.
- Ajánlott bélőanyag Neopolen 12K138 és memori habok 12K132, 12K133 (ld. Anyag kat.).

**Seat modul system PE 6 mm.**

Seat modul adjustable back rest.

- Material: PE 6 mm. (the sheet size may vary up to 0,3-0,5 %).
- Unit: 1 pc.
- Recom. Padding material, use Neopolen 12K138 and memory foams 12K132, 12K133 (you can find in our material cat.).

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Mélység: Depth:	Háttámla magasság: Back height:
21B125/1	PE	35 cm	40 cm	50 cm
21B125/2	PE	40 cm	40 cm	50 cm
21B125/3	PE	45 cm	45 cm	55 cm
21B125/4	PE	50 cm	45 cm	55 cm

Kerekesváz.

Kerekesváz, állítható dőlés szögben, magasságban, fékezhető bolygókerékkel. Felső részén ülőkorzet-tartó állítható sínekkel.

Kihúzható keréksínnel borulás ellen.

- Anyag: AL-SS.
- Csomagolás: 1 db.
- **Cikkszám: 21B112**

**Wheeled frame.**

Wheeled frame, adjustable tilt angle and height, braked planetary wheels. Upper part with seat rack with adjustable rails. It is pull out wheeled rail, - against rollover.

- Material: AL-SS.
- Unit: 1 pc.
- **Item nr. : 21B112**

**Fejtartó.**

Ülőkorzettekhez, ültető modulokhoz fejtartó. Csavarokat külön kell rendelni.

- Anyag: SS.
- Csomagolás: 1 db.
- **Cikkszám: 21B113**

Head rest.

Head rest for seat and corsets. Screws can be ordered.

- Material: SS.
- Unit: 1 pc.
- **Item nr.: 21B113**

**Lábtartó.**

Ülőkorzettekhez, ültető modulokhoz. Csavarokat külön kell rendelni.

- Anyag: SS.
- Csomagolás: 1 db.
- **Cikkszám: 21B114**

Foot rest.

Foot rest for seat and corsets. Screws can be ordered.

- Material: SS.
- Unit: 1 pc.
- **Item nr.: 21B114**

**Terápiás asztal.**

Ülőkorzettekhez, ültető, állító modulokhoz. Csavarokat külön kell rendelni. Könnyen tisztítható.


- Csomagolás: 1 db.
- Anyagvastagság: 8 mm

Plastic platte.

Plastic plate for seat and corsets. Screws can be ordered. Easy cleaning.

- Material: Plastic 8 mm.
- Unit: 1 pc.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Szélesség: Width:	Hossz: Lenght:
21B124/1	PE	40 cm	50 cm
21B124/2	PE	50 cm	60 cm
21B124/3	PE	60 cm	70 cm
21B124/4	PE	70 cm	80 cm



SIDO karbon szálás ültetőmodul.

- Sido ültetőmodul 3 méretben áll rendelkezésre. Rögzítő hevederekkel, kapcsokkal lehet rögzíteni a páciens. A karbonszálás kiképzésnek köszönhetően, minimális mozgásteret enged használójának a páciens helyes testtartása mellett.
- **Indikáció:** 4 év alatti páciens kevesebb mint 60 kg és alacsonyabb mint 1,6 m.
Agysérült vagy halmozottan fogyatékos.
Izom vagy neurológiai betegségben szenvedőknek akik nem tudnak megfelelő helyes testtartással ülni.
- **Ellenjavallat:**
Beteg több mint 60 kg.
Hipotóniás betegek
Hiper-spasztikus (görcsös) emberek
Súlyos ortopédiai betegségben szenvedők.
- Csomagolás: 1 db

SIDO seat braces.

The SIDO kit provides specific spare parts to assemble in adjunction to a classic thermoformed appliance, in order to turn it into a seat brace with a mobile back.

The SIDO is available in 3 sizes. It is composed of a carbon fiber blade with a sliding fastener, a pyramidal lower fastening, a safety strap to limit movement and a base-fixing system.

Allows the controlled mobility of the trunk in relation to the pelvis and ensures the orthopedic seating.

Improves the freedom of movement required for postural scheme development. Possibility to adjust the range of extension movements and the resistance level.

- **Indications :**
 - patients with cerebral palsy, older than 4 years.
 - brain-damaged or multihandicapped patients.
 - patients suffering from muscular or neurological pathologies that jeopardize the proper sitting position.
- **Contraindications :**
 - patients weighing more than 60 kg and taller than 1,60 m.
 - hypotonic patients.
 - hyper-spastic patients.
 - patients suffering from serious orthopedic disorders.
- Unit: 1 set.



Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Termék súlya: Product weight:	Távolság ülőcsont-derék között: Distance ischium - waist:	Karbon támasz magassága: Height of the carbon fiber blade:	Max. Páciens súly Max. of patient weight
21B115	Carbon	1150 g.	<13 cm	260 mm	25 kg
21B116	Carbon	1250 g.	10-18 cm	310 mm	40 kg
21B117	Carbon	1500 g.	>18 cm	410 mm	60 kg

**Rögzítő lemezek.**

Dőlés szög állító, rögzítő reteszelő szett Sido modulrendszerhez.

- Csomagolás: 1 szett.
- **Cikkszám: 21B118**

Locking Bars kit.

The optional locking bars allow to unite the back to the seat at any time by hand screw.

- Unit: 1 set.
- **Item nr.: 21B118**

**Ülésmagasító.**


Ülés magasító állító szett Sido modulrendszerhez.

- Csomagolás: 1 szett.
- **Cikkszám: 21B119**

Heightening of Seat Shim kit.

Blocks allowing to fit and adjust the seat to the base of the SIDO seat brace.

- Unit: 1 set.
- **Item nr.: 21B119**

**Lábterpesztő.**

Lábterpesztő szett Sido modulrendszerhez.

- Magasság: 110 mm, szélesség: 100 mm, szélesség2: 215 mm, mélység: 235 mm.
- Csomagolás: 1 szett.
- **Cikkszám: 21B120**

Removable kit for abducting block.

Abducting block for SIDO seat brace.

- Height: 110 mm, width: 100 mm, width2: 215 mm, depth: 235 mm.
- Unit: 1 set.
- **Item nr.: 21B120**



Hátfelület mintázó vákuumegység.

Ültetőmodulokhoz és ülőkorzettekhez hátfelület mintázó vákuum matrac.

- Csomagolás: 1 db.
- Több méretben.

Vacuum backrest.

Preformed latex vacuum cushion, filled with micro styrofoam beads includes block valve.

- Unit: 1 pc.
- Available more sizes.

Cikkszám Item nr.	Méret: Size:	Szélesség: Width:	Magasság: Height:
22M7/1	1	30 cm	35 cm
22M7/2	2	35 cm	45 cm
22M7/3	3	40 cm	55 cm
22M7/4	4	45 cm	55 cm



Ülőfelület mintázó vákuumegység.

Ültetőmodulokhoz és ülőkorzettekhez ülőfelület mintázó vákuum matrac.

- Csomagolás: 1 db.
- Több méretben.

Vacuum seat.

Preformed latex vacuum cushion, filled with micro styrofoam beads includes block valve.

- Unit: 1 pc.
- Available more sizes.

Cikkszám Item nr.	Méret: Size:	Szélesség: Width:	Mélység: Depth:
22M6/1	1	30 cm	32 cm
22M6/2	2	35 cm	35 cm
22M6/3	3	40 cm	45 cm
22M6/4	4	45 cm	55 cm

Fekvőfelület mintázó vákuumegység.

Fektetőmodulokhoz mintázó vákuum matrac.

- Csomagolás: 1 db.
- Egy méretben.
- Szélesség: 900 mm, hossz: 1900 mm, magasság: 150 mm.
- **Cikkszám: 22M14**

**Vacuum cushion for seathells for lying in.**

Preformed latex vacuum cushion, filled with micro styrofoam beads includes block valve.

- Unit: 1 pc.
- Available one sizes.
- Width: 900 mm, length: 1900 mm, height 150 mm.
- **Item nr.: 22M14**

Manuális pumpa mintázó vákuumegységhez.



Manuális pumpa vákuumegységhez.

- Csomagolás: 1 db.
- **Cikkszám: 22M8**

**Manual vacuum pump for vacuum cushion.**

Manual vacuum pump for vacuum cushion, universal.

- Unit: 1 pc.
- **Item nr.: 22M8**

**1****2****Légzsák pumpával.**

Légzsák pumpával, támasztáshoz.

- 1-es ágyéki, lumbális részhez.
- 2-es mellkasi régióhoz.

- Csomagolás: 1 db.

Air cell with pump.

1. air cell for lumbar region with pump
2. air cell for thoracic region with pump


- Unit: 1 pc.

Cikkszám Item nr.	Méret: Size:	A	B:
22M15/1	1	300 mm	155 mm
22M15/2	2	195 mm	210 mm

Tamarack ízület.

A Tamarack ízület korlátozza a láb equinus mozgását. Ajánlott használata JSPD termékbe. A formázó dummy-t külön kell megrendelni.

- Csomagolás: 1 szett.



Tamarack Joint(1) and Forming Tool (2).

The Tamarack ankle joint limits equinus foot motions. Puts up light resistance to dorsiflexion motions. Good rigidity in heel varus or valgus. Recommended for thermoformed boots. The molding dummy must be ordered separately.

- Unit: 1 set.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Méret: Size:	Hossz: Length:
21B80/S	PU	S	32 mm
21B80/M	PU	M	38 mm
21B80/L	PU	L	45 mm

Aflex bokaízület.

Az Aflex ízület korlátozza a valus-valgus, megakadályozza a plantar flexiós mozgást. Kevlár megerősítéssel, hosszú élettartam. Ajánlott AFO termékekbe.

- Csomagolás: 1 pár.



A: 2 ízület beépített anyával
2 joints with built-in nuts

B: 4 rozsdamentes acélsavar
4 stainless steel screws

C: 1 anyacsavar rögzítő szerszám meghúzásához
1 nut retaining tool for tightening

D: 2 posteor uttköző
2 posterior stops

E: 2 formázó dummy 4 körömmel
2 molding dummies with 4 nails



Reinforced Joints AFLEX.

The Reinforced Aflex ankle joints are recommended for manufacturing walking AFOs. Prevent plantar flexion of the dropped or spastic foot. Limit varus and valgus motions. Put up light resistance to dorsiflexion motions. Excellent resistance to torsion and traction thanks to a Kevlar® reinforcement. Long-lasting, tested in hard conditions.

- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Méret: Size:	Szél×Hossz Width×Length	Központi anyagvastagság: Thickness at the center:
21B81	PU	Felnőtt Adult	44×16 mm	9 mm
21B82	PU	Gyerek Children	40×14 mm	9 mm

Aflex Dorsi bokaízület.



Íves és megerősített bokaízületek. Az ortézis nyugalmi helyzetben helyezi magát enyhe dorsiflexiós pozícióba. A lépésfázisnál segíti a rugalmasságának köszönhetően a lépés befejező fázisát. Kevlár megerősítéssel, hosszú élettartam.

Ajánlott AFO termékekbe.

Pácienseknek nyújtott legjobb megoldás érdekében 70, 80, 90 ShoreA keménységben rendelhetők!

- Csomagolás: 1 pár.


Aflex Dorsi, reinforced and arched joint.

Curved and reinforced ankle joints. At rest, the orthosis puts itself in slight dorsiflexion. During swing phase, the joints' natural elasticity forces dorsiflexion and liberates more space for dropped foot step completion. Reinforced by a Kevlar® fiber braid. Long-lasting, tested in hard conditions.

NEW: In order to get the best solution for your patients, discover our 2 new hardnesses of 70 ShA and 80ShA!

(The first one of 90 ShA is still available).

- Unit: 1 pair.




A: 2 ízület beépített anyával
2 joints with built-in nuts

B: 4 rozsdamentes acélsavar
4 stainless steel screws

C: 1 anyacsavar rögzítő szerszám meghúzásához
1 nut retaining tool for tightening

D: 2 posterior ütköző
2 posterior stops

E: 2 formázó dummy 4 körömmel
2 molding dummies with 4 nails



Cikkszám Item nr.	ShoreA keménység: ShoreA hardness :	Méret: Size:	Szél×Hossz Width×Length	Központi anyagvastagság: Thickness at the center:
21B83/90	90	Felnőtt Adult	44×16 mm	9 mm
21B84/90	90	Gyerek Children	40×14 mm	9 mm
21B83/80	80	Felnőtt Adult	44×16 mm	9 mm
21B84/80	80	Gyerek Children	40×14 mm	9 mm
21B83/70	70	Felnőtt Adult	44×16 mm	9 mm
21B84/70	70	Gyerek Children	40×14 mm	9 mm



A: 2 ízület
2 joints

B: 4 rozsdamentes acélsavar
4 stainless steel screws

C: 4 anya
4 split nuts

D: 1 anyacsavar rögzítő szerszám meghúzásához
1 nut retaining tool for tightening

E: 2 poszteiorr ütköző
2 posterior stops

F: 2 formázó dummy 4 körömmel
2 molding dummies with 4 nails

AFlex flexibilis éjszakai bokaízület.

AFLEX flexibilis bokaízület felhasználása éjszaka viselt ortézisekben ajánlott. Rugalmas bokaízület komfortos a páciens számára.


- Csomagolás: 1 pár.

Flexible Ankle Joint AFLEX.

AFLEX flexible ankle joints are recommended for nighttime wear orthoses. Flexible, those ankle joints improve the comfort of the patients with severe spasticity. Better orthoses tolerance thanks to ankle mobility.

- Unit: 1 pair.

Cikkszám Item nr.	Anyag: Material:	Méret: Size:	Szél×Hossz Width×Length	Központi anyagvastagság: Thickness at the center:
21B85	PU	Felnőtt Adult	49×14 mm	8 mm
21B86	PU	Gyerek Children	42×11,6 mm	6,5 mm
21B86/P	PU	Pediatrics	34×11,6 mm	5 mm

**PU boka.**

PU bokaízület felhasználása ortézisekben ajánlott. Az ortézis bokaízülettel való használata, némi mozgásteret biztosít a beteg lába számára.

- Csomagolás: 1 pár.
- Több színben kapható: áttetsző, kék, piros, sárga, zöld, lila.
- Méret: S, M, L.
- **Cikkszám: 21B62/szín+méret**

PU Ankle Joint.

PU ankle joints are recommended for orthoses. Better orthoses tolerance thanks to ankle mobility.

- Unit: 1 pair.
- Available colours: transparent, blue, red, yellow, green, purple.
- Size: S, M, L.
- **Item nr.: 21B62/colour+size**

**Elasztikus ízület.**

Anyaga poliuretán, minél nagyobb a rugalmassági foka annál nagyobb a plantár,- dorzálflexiós mozgás lehetősége.

- Szettben található 1 pár ízület, 4 sárgaréz betét, 4 ovális fejű csavar
4 közbetét öntapadós párna, 2 dummy 4 köröm.
- Csomagolás: 1 szett.

Elastic Joints for Orthoses.

Materiál: PUR. Elastic Joints are very durable, multifunctional in applications and movement supporting joints for orthoses

The higher the flex grade (75, 85 or 95), the higher the motion support for dorsal- resp. plantar flexion.

- Set consisting of: 1 pair of joints, 4 brass inserts, 4 oval-head screws, 4 paddings (self-adhesive pads for the inside), 2 dummies incl. 4 nails.
- Unit: 1 set.

Cikkszám Item nr.	Méret: Size:	Flexibilitás: Flex grade:	Hossz: Length:
21B87/S	S	Semleges Neutral	32 mm
21B87/M	M	Semleges Neutral	38 mm
21B87/L	L	Semleges Neutral	45 mm
21B88/S	S	75 Shore	32 mm
21B88/M	M	75 Shore	38 mm
21B88/L	L	75 Shore	45 mm
21B89/S	S	85 Shore	32 mm
21B89/M	M	85 Shore	38 mm
21B89/L	L	85 Shore	45 mm
21B90/S	S	95 Shore	32 mm
21B90/M	M	95 Shore	38 mm
21B90/L	L	95 Shore	45 mm



**Acél boka.**

PU bokaízület felhasználása ortézisekben ajánlott.
Az ortézis bokaízülettel való használata, némi mozgásteret biztosít a beteg lába számára. Gyerekeknek.

- Csomagolás: 1 pár.
- Egy méretben, hossz: 100 mm.
- **Cikkszám: 21B63**

SS Ankle Joint.

*PU ankle joints are recommended for orthoses.
Better orthoses tolerance thanks to ankle mobility. For the children.*

- Unit: 1 pair.
- One size, length: 100 mm.
- **Item nr.: 21B63**



Ortézis kéttengelyes sínkészlet.

Kéttengelyes sínkészlet térdrögzítőben használható.
Anyaga alumínium.

- Csomagolás: 1 pár.
- Egy méretben, 130×20×130 mm.
- **Cikkszám: 9A41**

Orthosis two-axle bar sets.

The two-axle bar sets use for knee joint supports orthosis.
Material: Alu.

- Unit: 1 pair.
- One size, 130×20×130 mm.
- **Item nr.: 9A41**



Ortézis fokbeállítós kéttengelyes sínkészlet.

A fokbeállítós kéttengelyes sínkészlet térdrögzítőben használható.

Anyaga alumínium. Hossz: 21' ~53,34 cm.

Tartomány: Flexion/Extenzion: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°.

- Csomagolás: 1 pár.
- **Cikkszám: 21B284/21**

Orthosis degree adjuster two-axle bar sets.

The two-axle bar sets use for knee joint supports orthosis.
Material: Alu. Length: 21' ~53,34 cm.

Degrees: Flexion/Extension: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°.

- Unit: 1 pair.
- **Item nr.: 21B284/21**



Fokbeállítós karsín felnőtt.

Fokbeállítós karsín felnőtt.

Anyaga alu.

Tartomány: Flexion/Extenzion: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°

- Csomagolás: 1 pár.
- Méret: egy méret.
- **Cikkszám: 9A30.**

Orthosis degree adjuster arm bar.

The arm bar use for orthosis.

Material ALU.

Degrees: Flexion/Extension: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°.

- Unit: 1 pair.
- Size: one size.
- **Item nr.: 9A30.**



Szilikonos patella gyűrű, térd ortézisekbe.

Szilikonos patella gyűrű térd ortézisek gyártásához.
Anyaga szilikon.

- Csomagolás: 100 darab/csomag.
- Méret: S, M, L.
- **Cikkszám: 14S606/+méret.**

Silicone-pad for knee orthosis.

*Silicone patella ring for knee orthoses.
Material is silicone.*

- *Unit: 100 pieces/unit.*
- *Size: S, M, L.*
- **Item nr.: 14S606/+size.**



Szilikonos boka és könyök gyűrű, ortézisekbe.


Szilikonos boka és könyök gyűrű ortézisek gyártásához.
Anyaga szilikon.

- Csomagolás: 100 darab/csomag.
- Méret: S, M, L.
- Boka szilikongyűrű **14S606B/+oldal+méret**
- Könyök szilikongyűrű **14S606K/méret**

Silicone-pad for ankle and elbow orthosis.

*Silicone patella ring for ankle and elbow orthoses.
Material is silicone.*

- *Unit: 100 pieces/unit.*
- *Size: S, M, L.*
- *Ankle silicone-pad* **14S606B/+side+size**
- *Elbow silicone-pad* **14S606K/+size.**



SUPPORT.FIX Stabilizáló csípő ortézis

Stabilizálja a csípő ízületet. Limitálja az elfordulást.

Korai mozgás gyorsítja a gyógyulási folyamatot.

Támogatja és kontrollálja a mozgást mellyel csökkenti a ficamok lehetőségét.

Flexió/extenzió állítható 0-120° között 15°-ként.

Abdukció és addukció külön állítható.

- **Indikáció:** Csípőficam megelőzésre, csípő-TEP, combfejrészekció, konzervatív terápia coxarthrosis, műtét utáni ellátás.
- **Kontraindikáció:** NE HASZNÁLJA ezt a terméket, ha bármelyik anyagra érzékeny, allergiás. Közvetlenül sérült bőrfelületre, csak sétálásra, nagy aktivitási szinthez, maximum testsúly: 120 kg.
- Oldaliságot kérjük jelölni. Jobb vagy bal oldal.
- Szín: fehér/fekete.
- Csípő körméret: Combkörméret:
- 60-84 cm 43-54 cm **21B222/S**
- 84-110 cm 55-65 cm **21B222/M**
- 110-130 cm 66-75 cm **21B222/L**

SUPPORT.FIX

Hip Joint Orthosis with adjustable motion limitation in two levels.

Stabilisation of the hip joint.

Limitation of rotation, early mobilisation speeds up the healing process.


Supports controlled motion sequences and reduces the risk of luxation.

Motion limitation in two levels.

Flexion/extension adjustable from 0 – 120° in 15° steps.

Abduction/adduction separately adjustable.

- **Indication:** luxation prophylaxis, Hip-TEP, Femoral head-resection (Girdlestone-resection). Conservative therapy, e.g. of coxarthrosis, post-surgical care.
- **Contraindication:** Material interactions/allergies. Do not wear directly on injured, irritated or damaged skin.
Weight limit: 120 kg.
Use only with walking supports, not suitable for high activity.
- Unit: 1 pieces.
- Left or right side.
- Pelvis circumference Femoral circumference Item nr.:
- **60-84 cm 43-54 cm 21B222/S**
- **84-110 cm 55-65 cm 21B222/M**
- **110-130 cm 66-75 cm 21B222/L**

Carpenter ujjtornáztató.

Dinamikus carpenter sin proximális ujjperc ízületek extenziójához. A terapeuta vagy a ügyfél könnyen beállíthatja. Dinamikus tekercses kialakítás segít csökkenteni a PIP és DIP ízületi flexziós kontraktúrákat, és lehetővé teszi az aktív PIP mozgást. Meleg vízzel mossa kevés szappannal és szárítsa meg. Latex mentes. Ne szárítsa radiátoron, közvetlen hőnek ne tegye ki! Extenzió állítható kis fogó segítségével finom csavaró mozdulatokkal.

- Alumíniumból készült kétoldalt huzalttekercsekkel, puha béléssel.
- **Indikáció:**
PIP ízületek extenziójához.
- Csomagolás: 1 db.
- Méretvétel: ujjfelsőrész kerületének mérete cm-ben.

Carpenter dynamic finger splint.

Dynamic finger splint for proximal interphalangeal joints, for extension. The pressure of the spring may be adjusted by special flat-nose pliers.

- *Made of aluminum made of aluminum with wire coils, soft lining*
- **Indications:**
Extension of the PIP-joints.
- *Unit: 1 pc.*
- *Size: Finger circumference in cm.*

Cikkszám Item nr.	Méret: Size:	Körméret Circumference
21B285/S	S	5 cm
21B285/M	M	6 cm
21B285/L	L	7 cm

**Szilikonos rehabilitációs labdák.**

Anyag: 100 % szilikon.

A szilikonos labdákat különböző keménységben (zöld-puha, kék-médium, piros-kemény) kéz erősségének és ügyességének fejlesztésére ajánljuk. A labdák ideálisak a csukló mozgásának és rugalmasságának fejlesztésére műtét/sérülés után növelve az izom tónusát és erejét az adott területen. Illetve alkalmasak az alkar, kezek és az ujjak erősítésére, valamint az ügyesség fejlesztésére.

- **Indikáció:** Ideális otthoni, sportolói vagy orvosi használatra is, és nem csak feszültséglevezető, de remekül használható carpalis alagút szindróma, ínhüvelygyulladás, osteoarthritis és RSI kezelésében is.
- Kiszerezés: 1 darab.
- **Cikkszám: 23P110/szín.**

Silicone Hand-Rehabilitation Ball.

Used for rehabilitation. Existing in 3 different hardness degrees which are red for hard, blue for middle, green for soft.

- Unit: 1 piece.
- Size: one size.
- **Item nr.: 23P110/colour.**

Szendvics szerkezetű talpbetét.

Két rétegű műparafa és talpbetét fedőrétegből készült talpbetét. Hossz- harántboltozatot jól korrigáló talpbetét, mely a talp körvonalát követi, felső borítása a cipőben végig ér. Funkciója a talp egyenletes terhelés megoszlásának elősegítése, térd, csípő fájdalom csillapítása, megszüntetése.

Diabéteszes betegek konzultáljanak orvosaiikkal.

- Csomagolás: 1 pár.
- **Méret:** 25/26, 27/28, 29/30,31/32, 33/34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
- **Cikkszám: 23P20/méret.**

Sandwich insole.

The insoles made of two layer material, artificial cork and skin friendly perforated Multiform layer.

Its function is to promote the uniform distribution of the foot load, to suppress and eliminate knee and hip pain.

Diabetic patients should consult their doctors.

- Unit: 1 pair.
- Size: 25/26, 27/28, 29/30,31/32, 33/34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
- Item nr.: 23P20/size.

Félkész Sajka talpbetét.

Két rétegű EVA, betétmerevítő és talpbetét fedőrétegből készült talpbetét. Stabil tartást biztosít a lábnak, öblös sarokrészrel felső borítása a cipőben végig ér. Metatarsal emelés nélkül.

Diabéteszes betegek konzultáljanak orvosaiikkal.

- Csomagolás: 1 pár.
- **Méret:** 25/26, 27/28, 29/30,31/32, 33/34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
- **Cikkszám: 23P30/méret.**

Sajka insole.

The insoles made of two layer material, EVA THK reinforcing and skin friendly perforated top coated layer.

Provides a stable support for the foot, without metatarsal pads.

Diabetic patients should consult their doctors.

- Unit: 1 pair.
- Size: 25/26, 27/28, 29/30,31/32, 33/34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
- Item nr.: 23P30/size.

Félkész Sajka talpbetét, metatarsal emelővel.

Két rétegű EVA, betétmerevítő és talpbetét fedőrétegből készült talpbetét. Stabil tartást biztosít a lábnak, öblös sarokrészrel felső borítása a cipőben végig ér. Metatarsal emeléssel.

Diabéteszes betegek konzultáljanak orvosaiikkal.

- Csomagolás: 1 pár.
- **Méret:** 25/26, 27/28, 29/30,31/32, 33/34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
- **Cikkszám:** 23P31/méret.

**Sajka insole with metatarsal pads.**

The insoles made of two layer material, EVA THK reinforcing and and skin friendly perforated top coated layer.

Provides a stable support for the foot, with metatarsal pads.

Diabetic patients should consult their doctors.

- Unit: 1 pair.
- Size: 25/26, 27/28, 29/30,31/32, 33/34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
- Item nr.: 23P31/size.

Thermoplasztikus sajkásított 3/4-es félkész talpbetét.

Polietilénből készült, rugalmas sajkásított thermoplasztikus félkész talpbetét. Hőre formázható, megmunkálást igényel.

Sportolásra nem alkalmas.

Diabéteszes betegek konzultáljanak orvosaiikkal.

- Csomagolás: 1 pár.
- **Méret:** 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.
- **Cikkszám:** 23P5/méret.

**Thermoplast insoles 3/4 cupped.**

Made of polyethylene, elasticated, thermoplastic semi-insole. Shapable for heat, requires machining.

Not suitable for sports.

Diabetic patients should consult their doctors.

- Unit: 1 pair.
- Size: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.
- Item nr.: 23P5/size.

**Szilikonos teljes talpbetét****Metatarsal emelővel**

Anyag: 100 % szilikon.

A talpbetét teljes talpbetét, elején levágható cipő méretéhez igazítható. Harántemelővel kényelmes viseletet nyújt. Cipőből az eredeti talpbetétet el kell távolítani, hogy elegendő hely legyen a szilikonos talpbetétnek.

- **Indikáció:** boka, térd, csípő gyulladás, degeneratív gerincferdülések, Achilles-ín gyulladás, lúdtalp, fájdalomcsillapítás sarok,-és talprészen.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: XS (33/34), S (35/36), M (37/38), L (39/40), XL (41/42), 2XL (43/44).
- Kiszerezés: 1 pár
- **Cikkszám: 23P60/+ méret**

Silicone insole, full lenght.

Made of 100% medical silicone. It is hypoallergenic, orthopedic and has maximum elasticity. Enables even distribution of pressure on the sole by providing anatomical support. Has relaxing and comforting effect by reducing shock loads especially in forefoot and heel. Used for Forefoot and toe deformities, plantar pain, pressure redistribution, arthralgia and varicose.

Indication: arthrosis of ankle-, knee- and hip joint, degenerative spinal conditions, heel spur, achillodynia.

- Unit: 1 pair.
- Size: XS (33/34), S (35/36), M (37/38), L (39/40), XL (41/42), 2XL (43/44).
- Item nr.: 23P60/size.

**Szilikonos teljes talpbetét****Hosszboltozat és metatarsal emelővel, perforált**

Anyag: 100 % szilikon.

A talpbetét teljes talpbetét, elején levágható cipő méretéhez igazítható. Haránt, és, hosszboltozat emelővel kényelmes viseletet nyújt. Cipőből az eredeti talpbetétet el kell távolítani, hogy elegendő hely legyen a szilikonos talpbetétnek.

- **Indikáció:** boka, térd, csípő gyulladás, degeneratív gerincferdülések, Achilles-ín gyulladás, lúdtalp, fájdalomcsillapítás sarok,-és talprészen.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: XS (33/34), S (35/36), M (37/38), L (39/40), XL (41/42), 2XL (43/44).
- Kiszerezés: 1 pár
- **Cikkszám: 23P61/+méret**

Silicone insole, full lenght.**with heel- and longitudinal arch and metatarsal pad.**

The silicone insoles can be inserted in all closed street- and sports shoes. Pads or foot supports already built into the shoe must be removed in order to make sufficient room for the silicone insole.

The metatarsal pad provides an erection of the transversal arch. Pain relief for foot bottom- or toe deformities.

Indication: arthrosis of ankle-, knee- and hip joint, degenerative spinal conditions, heel spur, achillodynia, metatarsalgia.

- Unit: 1 pair.
- Size: XS (33/34), S (35/36), M (37/38), L (39/40), XL (41/42), 2XL (43/44).
- Item nr.: 23P61/size.

**Szilikonos teljes talpbetét, textil bevonattal.****Metatarsal emelővel.**

Anyag: 100 % szilikon.

A talpbetét teljes talpbetét, elején levágható cipő méretéhez igazítható. Harántemelővel, kényelmes viseletet nyújt. Cipőből az eredeti talpbetétet el kell távolítani, hogy elegendő hely legyen a szilikonos talpbetétnek.

- **Indikáció:** boka, térd, csípő gyulladás, degeneratív gerincferdülések, Achilles-ín gyulladás, lúdtalp, fájdalomcsillapítás sarok,-és talpprészen.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: XS (33/34), S (35/36), M (37/38), L (39/40), XL (41/42), 2XL (43/44).
- Kiszerezés: 1 pár
- **Cikkszám: 23P63/+méret**

Silicone insole.**with heel- and longitudinal arch and textile covering.**

Made of 100% medical silicone. The silicone insoles can be inserted in all closed street- and sports shoes. Pads or foot supports already built into the shoe must be removed in order to make sufficient room for the silicone insole. The metatarsal pad provides an erection of the transversal arch. Pain relief for foot bottom- or toe deformities. 5-point shock absorption and duolastic-cover.

Indication: arthrosis of ankle-, knee- and hip joint, degenerative spinal conditions, heel spur, achillodynia.

- Unit: 1 pair.
- Size: XS (33/34), S (35/36), M (37/38), L (39/40), XL (41/42), 2XL (43/44).
- Item nr.: 23P63/size.

**Szilikonos 3/4-es talpbetét****Metatarsal emelővel**

Anyag: 100 % szilikon.

A talpbetét 3/4-es talpbetét. Harántemelővel kényelmes viseletet nyújt. Cipőből az eredeti talpbetétet el kell távolítani, hogy elegendő hely legyen a szilikonos talpbetétnek.

- **Indikáció:** Indikáció: boka, térd, csípő gyulladás, degeneratív gerincferdülések, Achilles-ín gyulladás, fájdalomcsillapítás előláb és sarok részeken.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: S (35/36), M (37/38), L (39/40), XL (41/42).
- Kiszerezés: 1 pár
- **Cikkszám: 23P62/+ méret**

Silicone insole 3/4 lenght.

Made of 100% medical silicone. The silicone insoles can be inserted in all closed street- and sports shoes. Pads or foot supports already built into the shoe must be removed in order to make sufficient room for the silicone insole. The metatarsal pad provides an erection of the transversal arch. Pain relief for foot bottom- or toe deformities.

Indication: arthrosis of ankle-, knee- and hip joint, degenerative spinal conditions, heel spur, achillodynia

- Unit: 1 pair.
- Size: S (35/36), M (37/38), L (39/40), XL (41/42).
- Item nr.: 23P62/size.



Szilikonos sarokék, kék ponttal.

Anyag: 100 % szilikon.

A sarokemelő enyhíti a fájdalmakat, elkerüli a boka,-térd, csípő artrózist. Enyhíti az Achilles ín irritációját. Ütéselnyelő.

- **Indikáció:** boka, térd, csípő gyulladás, Achilles-ín gyulladás, sarokcsont kinövés.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: S (35-38), M (39-42), L (43-46).
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P70/+ méret.**

Silicone Heel Cup, with heel spur pad.

Made of 100% medical silicone. It is hypoallergenic, orthopedic and has maximum elasticity. Provides a relaxing effect in case of epin calcunus and achilles tendon irritations. Prevents waist and leg pains caused by standing too long.

Indication: arthrosis of ankle-, knee- and hip joint, achillodynia, heel spur.

- Unit: 1 pair.
- Size: S (35-38), M (39-42), L (43-46).
- **Item nr.: 23P70/size.**



Öntapadós szilikonos sarokék textil bevonattal

Anyag: 100 % szilikon és textil bevonat.

A sarokemelő enyhíti a fájdalmakat, elkerüli a boka,-térd, csípő artrózist. Enyhíti az Achilles ín irritációját. Öntapadó réteggel.

- **Indikáció:** boka, térd, csípő gyulladás, Achilles-ín gyulladás, sarokcsont kinövés.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: S (35-38), M (39-42), L (43-46), XL (47-48).
- Kiszerezés: 1 pár
- **Cikkszám: 23P72/+ méret**

Adhesive Silicone Heel Cups.

Used in plantar fasciitis, calcaneal pains and heel spur treatments. It can be used with every kinds of slippers and shoes due to its sticky feature.

- Unit: 1 pair.
- Size: S (35-38), M (39-42), L (43-46), XL (47-48).
- **Item nr.: 23P72/size.**



Szilikonos sarokék vékony 3 mm, döntött

Anyag: 100 % szilikon. A sarokemelő enyhíti a fájdalmakat, elkerüli a boka-, térd, csípő artrózist. Enyhíti az Achilles ín irritációját. Ütéselnyelő, extra vékony.

- **Indikáció:** boka, térd, csípő gyulladás, Achilles-ín gyulladás, sarokcsont kinövés.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: S (35-38), M (39-42), L (43-46).
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P71/+ méret.**

Silicone Heel wedge, 3 mm.

Made of 100% medical silicone. The silicone heel wedge (leg length compensation) consists of 100 % viscoelastic silicone. Reduces the shock impact load within the body by up to 40 %. Heel cups help to relieve pain and to avoid arthroses of ankle-, knee- and hip joint. The heel wedge is optimally suited for balancing out differences in leg length.

Indication: static spinal conditions, acute and chronic tendoperiosthosis, arthrosis of ankle-, knee- and hip joint.

- Unit: 1 pair.
- Size: S (35-38), M (39-42), L (43-46).
- **Item nr.: 23P71/size.**



Öntapadós szilikonos mediális,-laterális emelő textil bevonattal

Anyag: 100 % szilikon és textil bevonat.

A mediális,-laterális emelőt minden cipőhöz tudja használni. Öntapadó réteggel.

- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: S (37-38), M (39-40), L (41-42), XL (43-44).
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P80/+ méret.**

Adhesive Silicone Internal and External Splines.

Made of 100% medical silicone.

Used for inward outward feet to balance. Applied to the medial lateral foot. It can be used with every kinds of slippers and shoes due to its sticky feature.

- Unit: 1 pair.
- Size: S (37-38), M (39-40), L (41-42), XL (43-44).
- **Item nr.: 23P80/size.**



Öntapadós szilikonos metatarsal emelő textil bevonattal.

Anyag: 100 % szilikon.

Az öntapadó metatarsal emelő minden cipőbe behelyezhető, metatarsusok alátámasztását, puha ütéselnyelő felületet biztosít.

- **Indikáció:** metatarsalgia, kellemetlen nyomás az előláb részen, csökkenti a fájdalmat.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: S, M.
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P81/+ méret.**

Adhesive Silicone Metatarsal Pad.

Helps reducing the pain by effacing the pressure in metatarsal area. It can be used with every kinds of slippers and shoes due to its sticky feature.

Indication: metatarsalgia, uncomfortable pressure in the feet area, reduces pain.

- Unit: 1 pair.
- Size: S, M.
- **Item nr.: 23P81/size.**



Öntapadós szilikonos hosszboltozat emelő textil bevonattal

Anyag: 100 % szilikon.

Az öntapadó hosszboltozat emelő minden cipőbe behelyezhető, hosszboltozati ívet emeli, csökkenti a feszültséget.

- **Indikáció:** pes planus.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: S, M.
- Kiszerezés: 1 pár
- **Cikkszám: 23P82/+ méret.**

Adhesive Silicone Logitudinal Arch Support.

Used for pes planus to support logitudinal arch. Supports the arch area and reduces the tension. It can be used with every kinds of slippers and shoes due to its sticky feature.

Indication: pes planus.

- Unit: 1 pair.
- Size: S, M.
- **Item nr.: 23P82/+size.**



Szilikonos lábujj elválasztó, vastag.

Anyag: 100 % szilikon.

Segíti a lábujjak elválasztását.

- **Indikáció:** Hallux-valgus (bűtyök) kialakulásának megakadályozása, lábujjak közötti dörzsölődés, nyomás megszüntetés.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: 1, 2, 3.
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P90/+ méret.**

Silicone Toe Separator.

Helps proper positioning of overlapping big toe in the shoe and helps the treatment of Hallus-Valgus.

- Unit: 1 pair.
- Size: 1, 2, 3.
- **Item nr.: 23P90/+size.**



Szilikonos lábujj elválasztó.

Anyag: 100 % szilikon.

Segíti a lábujjak elválasztását.

- **Indikáció:** Megszünteti a lábujjak közötti súrlódást, nyomást. Alakja és anatómiai kialakítása védi az ujjközi hegeket és bőkeményedéseket. Benőtt köröm kezelése műtét után.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: S, L.
- Kiszerezés: 1 darab.
- **Cikkszám: 23P92/+ méret.**

Szilikon Parmak Separator.

Separates displaced and close positioned toes and gently corrects their position. Protects skin from friction and therefore prevents skin irritation as well as clavi (= corns) between the toes. The silicone material is physiologic uncritical and does not cause damp microclimate between the toes pressure distribution/pressure relief.

Indication: malposition of toes, especially between the little toes.

- Unit: 1 piece.
- Size: S, L.
- **Item nr.: 23P92/+size.**



Szilikonos lábujgyűrű.

Anyag: 100 % szilikon.

Kidörzsölés ellen, tyúkszemek, bőrkeményedések védelmére.

- **Indikáció:** Lábujjbetegségek enyhítésére és lábujjak védelmére használhatják, diabéteszesek is.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: S, M, L
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P93/+ méret.**

Silicone toe ring.

Anti-rubbing to protect and hard skin.

Indication: They can be used to relieve toes and protect the toes, diabetic as well.

- Unit: 1 pair.
- Size: S, M, L.
- **Item nr.: 23P93/+size.**



Szilikonos lábujjsapka.

Anyag: 100 % szilikon.

Csökkenti a külső szennyező anyagokkal való érintkezés, felülfertőzés veszélyét.

- **Indikáció:** Lábujjbetegségek enyhítésére és lábujjak védelmére használhatják, diabéteszesek is.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: 1, 2.
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P91/+ méret.**

Silicone Toe Cap.

Used for protection, relief and other kinds of foot problems by diabetic patients.

- Unit: 1 pair.
- Size: 1, 2.
- **Item nr.: 23P91/+size.**



Szilikonos lábujjtámasztó párna, rögzítő gyűrűvel jobb/bal.

Anyag: 100 % szilikon.

Kalapácsujjak kezelésére, óvatosan korrigálja a lábujj malpozícióját, nyomás elosztó, csökkentő.

- **Indikáció:** Kalapácsujj kezelés, nyomás, kellemetlen érzések a lábujjnál.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: egy méretben.
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P94.**

Silicone Toe Crest with Ring.

Protects toes and prevent them from twisting. Helps to reduce pain and to treat toe ailments. Left & Right options are available.

- Unit: 1 pair.
- Size: one size.
- Item nr.: 23P94.



Szilikonos bűtyökvédő párna, rögzítő gyűrűvel.

Anyag: 100 % szilikon.

Megvédi a nagylábujj alatti részt a dörzsöléstől, fájdalomtól. Nyomás elosztó, csökkentő. Puha anyagból nem károsítja a zoknit vagy harisnyát.

- **Indikáció:** Diabéteszes lábbetegség megelőzésére, halux rigidus, hallux valgus, gyulladás, köszvény.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: egy méretben.
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P95.**

Silicone Ball of Foot Protection.

Protects the ball of foot underneath the big toe and reliefs pain. The soft silicone material offers maximum comfort, optimally adapts to the foot shape and therefore cannot slip. Smooth material, does not damage socks and stockings. Pressure distribution/pressure relief.

Indication: prevention for diabetic feet, hallux rigidus, hallux valgus, rheumatoid arthritis, gout.

- Unit: 1 pair.
- Size: one size.
- Item nr.: 23P95.



Szilikonos harántemelő.

Anyag: 100 % szilikon.

Fájdalomcsillapítás részlegesen deformálódott előláb területén, metatarsusok támogatása. Magassarkú cipőbe is viselhető.

- **Indikáció:** Diabéteszes lábbetegség megelőzésére, előláb diszkomfort, metatarsalgia, fascia gyulladás, bőrkeményedés.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: egy méretben.
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P100.**

Silicone Forefoot Insole.

Recommended as reliever to people that stands very long periods and especially to women who wears high heels.

- Unit: 1 pair.
- Size: one size.
- Item nr.: 23P100.



Szilikonos metatarsal párna, lábujj gyűrűvel.

Anyag: 100 % szilikon.

Fájdalomcsillapítás részlegesen deformálódott előláb területén, metatarsusok támogatása. Magassarkú cipőbe is viselhető.

- **Indikáció:** Diabéteszes lábbetegség megelőzésére, előláb diszkomfort, metatarsalgia, fascia gyulladás, bőrkeményedés.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: egy méretben.
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P101.**

Silicone Metatarsal Pad with Ring.

Used as protector and supporter in metatarsal area. Relieves pain and prevents hardened areas to expand. There are two in a pack as right and left.

- Unit: 1 pair.
- Size: one size.
- Item nr.: 23P101.



Szilikonos metatarsal párna lábujjelválasztóval.

Anyag: 100 % szilikon.

Fájdalomcsillapítás részlegesen deformálódott előláb területén, metatarsusok támogatása. Magassarkú cipőbe is viselhető.

- **Indikáció:** Diabéteszes lábbetegség megelőzésére, előláb diszkomfort, metatarsalgia, fascia gyulladás, bőrkeményedés.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: egy méretben.
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P102.**

Silicone Metatarsal Pad with toe separator.

Used as protector and supporter in metatarsal area. Relieves pain and prevents hardened areas to expand. There are two in a pack as right and left.

- Unit: 1 pair.
- Size: one size.
- Item nr.: 23P102.



Szilikonos harántemelő, aktív.

Anyag: 100 % szilikon.

Fájdalomcsillapítás részlegesen deformálódott előláb területén, metatarsusok támogatása. Magassarkú cipőbe is viselhető.

- **Indikáció:** Diabéteszes lábbetegség megelőzésére, előláb diszkomfort, metatarsalgia, fascia gyulladás, bőrkeményedés.
- Ne viselje szilikonra allergiás és sérült irritált bőrre.
- Méret: egy méretben.
- Kiszerezés: 1 pár.
- **Cikkszám: 23P103.**

Silicone Metatarsal Pad with toe separator.

Used as protector and supporter in metatarsal area. Relieves pain and prevents hardened areas to expand. There are two in a pack as right and left.

- Unit: 1 pair.
- Size: one size.
- Item nr.: 23P103.





Reha - Technika Kft
Partner az ortopédtechnikai anyag-alkatrész ellátásban